

Activon Tube®

100% leczniczy miód Manuka w tubce 25g

Manuka
Honey 

Opis produktu

Activon Tube (UMF +12*) to leczniczy miód Manuka zawierający potencjał antybakteryjny¹, którego nie znajdziemy w innych rodzajach miodu.

W przypadku leczenia ran, obok antybakteryjnych właściwości, posiada on wiele innych cech:

- Dzięki efektowi osmotycznemu¹ pozwala na usunięcie tkanek martwiczych³ i wzrost nowej tkanki
- Środek ten wyraźnie redukuje nieprzyjemny zapach wydobywający się z rany^{2,4}
- Zapewnia wilgotne środowisko, co sprzyja procesom epitelializacji

W wydanych w 2006 roku rekomendacjach EWMA (European Wound Management Association) dotyczących zwalczania infekcji w ranach, miód uznano za jeden z podstawowych środków antyseptycznych⁵.

Sposób użycia

Nałożyć środek bezpośrednio na ranę lub użyć w połączeniu z Activon Tulle lub Algivon aby zwiększyć koncentrację miodu. Ranę można pokryć dodatkowym opatrunkiem według uznania, stosując na przykład Aqua-Gel (str. 18), Eclipse (str. 13) lub folię poliuretanową.

Poprzez odwrócenie zakrętki jest możliwe zatkanie tubki na czas wykonywania opatrunku. Środek tylko do jednorazowego użytku.

Wskazania

Activon Tube może być stosowany na każdy rodzaj rany, w szczególności na rany z tkanką martwiczą i rany o nieprzyjemnym zapachu, w tym:

- ✓ Owrzodzenia podudzi
- ✓ Odleżyny
- ✓ Rany chirurgiczne
- ✓ Oparzenia
- ✓ Przeszczepy miejscowe

Cechy

Antybakteryjny

Antybakteryjna aktywność miodu wiąże się głównie z działaniem nadtlenu wodoru, powstającego pod wpływem zawartego w miodzie enzymu - oksydazy glukozy.

Efekt osmotyczny

Miód jako substancja o wysokiej osmolarności odprowadza nadmiar wody, co zapobiega maceracji brzegów rany i nadmiernemu gromadzeniu się aktywnych substancji w środowisku rany. Co więcej, pobudza on procesy jej autolitycznego oczyszczania i hamuje wzrost flory bakteryjnej. Szybsze gojenie się rany

Miód bogaty w rozpuszczalne w wodzie przeciwutleniacze korzystnie wpływa na pobudzenie procesów granulacji epitelializacji. W miodzie można znaleźć sole mineralne zawierające potas, fosfor, magnez, wapń, mangan, cynk, żelazo, z witamin zaś B1, B2, B6, B12, kwas foliowy, kwas pantotenowy i biotynę.

Redukcja nieprzyjemnego zapachu z rany

W przypadku ran o nieprzyjemnym zapachu, opatrunki z miodem ograniczają tę przykrą cechę.



* Aktywność miodu przeznaczonego do celów medycznych jest określana w tzw. jednostkach UMF (Unique Manuka Factor). Miód o aktywności 1 UMF (Unikalnego Czynnika Manuka) odznacza się aktywnością antyseptyczną porównywalną z 1% roztworem fenolu.

Źródło:

- (1) Molan.P December 2001 Honey as a topical antibacterial agent for treatment of infected wounds. <http://www.worldwidewounds.com/1998/march/Odour-Absorbing-Dressings/odour-absorbing-dressings.html>
- (2) S Natarajan, D Williamson, J Grey, KG Harding and RA Cooper (2001) Healing of an MRSA-Colonized, hydroxyurea induced leg ulcer with Honey. *Journal of Dermatological Treatment* (2001) 12, 33-66
- (3) Dunford C et al (2000) The use of honey in wound management. *Nursing Standard*, 15, 11, 63-68 November 2000
- (4) Thomas P 1998 April 1998 Odour Absorbing Dressings: A comparative laboratory study. (On-line) Available: <http://www.worldwidewounds.com/1998/march/Odour-Absorbing-Dressings/odour-absorbing-dressings.html>
- (5) European Wound Management Association (EWMA) (2006) Position document: Management of wound infection. MEP Ltd, London

Produkt	Wielkość	Kod produktu	Ilość sztuk w opakowaniu
Activon Tube	25 g	CR3830	12