



Mini Spike®2 - dedykowany do bezpiecznego przygotowania leków. Zaopatrzony w zawór bezigłowy z możliwością dezynfekcji

MINI SPIKE®2
STWORZONY DLA PERFEKCJI

MINI SPIKE®2. STWORZONY DLA PERFEKCJI.



Zdejmij osłonkę kolca. Nakłuj fiolkę z lekiem i zdezynfekuj zawór zgodnie z obowiązującą procedurą






Po rozpuszczeniu i wymieszaniu leku zgodnie z obowiązującą procedurą pobierz z odwróconej fiolki wymaganą objętość leku



Rozłącz strzykawkę od zaworu spika. W przypadku ponownego użycia zaworu zdezynfekuj go zgodnie z obowiązującą procedurą



Zabezpiecz strzykawkę na czas transportu

	Mini-Spik® 2	Mini-Spike® 2	Mini-Spike® 2 Chemo
Produkt			
Filtry powietrza	0.45 µm	0.45 µm	0.2 µm
Filtr płynowy	-	5 µm	5 µm
Numer	4550590	4550591	4550592
Ilość w opakowaniu	50	50	50