

Obsługiwane strzykawki

Pompa została wykalibrowana i oznakowana do stosowania ze strzykawkami jednorazowego użytku typu Luer lock. Należy stosować wyłącznie strzykawki typów i wielkości podanych na ekranie pompy. Pełny wykaz dozwolonych modeli strzykawkę zależy od wersji oprogramowania pompy.

	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	50 ml
IVAC™					✓
AstraZeneca*					✓
B Braun Omnifix*	✓	✓	✓	✓	✓
B Braun Perfusor*			✓		✓
BD Perfusion*					✓
BD Plastipak*	✓	✓	✓	✓	✓
BD Precise*			✓		✓
Codan*		✓	✓	✓	✓
Codan Perfusion*					✓
Fresenius Injectomat*		✓			✓
Monoject ² *	✓	✓	✓	✓	✓
Pentaferte*	✓	✓	✓		✓
Rapiject ¹ *					✓
Terumo*	✓	✓	✓	✓	✓

¹ - Strzykawka Rapiject 50 ml jest specjalistyczną strzykawką z cylindrem o dużej średnicy. Aby ochronić linię infuzyjną przed przypadkowym wysunięciem, należy upewnić się, że została prawidłowo zamocowana na zaczeple linii infuzyjnej — patrz rozdział „Zakładanie strzykawki”.

² - ≡ TYCO / Healthcare KENDALL - MONOJECT.



Aby zminimalizować ryzyko potwierdzenia nieprawidłowego typu strzykawki, zalecane jest skonfigurowanie w pompie tylko tych typów strzykawkę, które są dostępne w szpitalu.



Wykaz strzykawkę zatwierdzonych przez firmę BD do użytku można znaleźć w tabeli „Obsługiwane strzykawki”. Firma BD nie gwarantuje utrzymania dokładności działania urządzenia w przypadku stosowania obsługiwanych strzykawkę*, ponieważ ich producent może zmienić parametry strzykawkę wpływające na pracę pompy bez uprzedniego powiadomienia.

Mając na względzie powyższe informacje, przyjmuje się, iż strzykawki typu luer-lock marki BD odpowiadają pod względem specyfikacji wymiarowej strzykawkom BD Plastipak.

Firma BD nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, w tym (bez ograniczeń) za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie, specjalne, wynikowe bądź przypadkowe szkody powstałe w związku z użyciem strzykawkę niewymienionych w tabeli „Obsługiwane strzykawki”.