



Plastic Pouches
Torebki plastikowe
Symbol: AG0020C

Klipsy plastikowe
Symbol: AN0005C

Torebki plastikowe typu W-Zip
Symbol: AG0060C

Torebki plastikowe AG0020C lub AG0060C firmy Oxoid przeznaczone są do stosowania z zestawami do wytwarzania środowisk gazowych typu Compact:

- AnaeroGen Compact AN0020C
- CampyGen Compact CN0020C
- CO2Gen Compact CD0020C
- i zaciskami do torebek AN0005C (jedynie dla AG0020C)

Woreczki są przeźroczyste i wykonane ze specjalnej folii o wzmocnionej strukturze. Przy stosowaniu saszetek AnaeroGen Compact należy umieścić w torebce od 1 do 4 płytek, natomiast przy stosowaniu saszetek CampyGen Compact i CO2Gen Compact należy umieścić w torebce 1-2 płytki.

Instrukcja

1. Umieścić płytki w plastikowej torebce.
2. Rozerwać odpowiednią foliową saszetkę AnaeroGen Compact, CampyGen lub CO2Gen Compact w zaznaczonym miejscu i wyjąć z wnętrza papierową saszetkę.
3. Po otwarciu natychmiast umieścić papierową saszetkę w torebce. Saszetka staje się ciepła przy dotyku.
4. Zamknąć szybko torebkę klipsem AN0005C lub wykorzystać zamknięcie torebki typu W-Zip. Czas od momentu otwarcia foliowej saszetki do zamknięcia torebki nie powinien przekraczać 1 minuty. Przedłużenie czynności powoduje spadek reaktywności, co może mieć wpływ na powstające warunki beztlenowe.
5. Po inkubacji sprawdzić płytki na obecność beztlenowców. Torebki są przeźroczyste i umożliwiają obserwację wzrostu na płytkach bez konieczności otwierania torebki. Jeśli zaistniała konieczność otworzenia torebki i dalszej inkubacji, musi być użyta nowa saszetka AnaeroGen, CampyGen lub CO2Gen Compact. Należy powtórzyć czynności z punktu 2-5.
6. Po zakończonej inkubacji, papierowa saszetka AnaeroGen, CampyGen lub CO2Gen Compact może pozostawać ciepła, dlatego przed wyrzuceniem powinna być zostawiona do osiągnięcia temperatury pokojowej.

Opakowanie AG0020C zawiera 20 torebek

Opakowanie AG0060C zawiera 20 torebek

Opakowanie AN0005C zawiera 5 zacisków

Opakowanie AN0010C zawiera 10 saszetek AnaeroGen Compact i 10 torebek.

Opakowanie AN0020C zawiera 20 saszetek AnaeroGen Compact.