

# **apiweb™ standalone** **Dysk flash USB**

Instrukcja bezpieczeństwa  
i uruchamiania urządzenia

PL



161150-957 - A - pl - 2017-01 — P/N 161150-957



BIOMÉRIEUX



bioMérieux SA  
376 Chemin de l'Orme  
69280 Marcy-l'Etoile – Francja  
Tel.: 33 (0)4 78 87 20 00  
Faks: 33 (0)4 78 87 20 90  
[www.biomerieux.com](http://www.biomerieux.com)

CE

IVD

## Ograniczona gwarancja

---

Firma bioMérieux gwarantuje poprawne działanie produktu zgodnie z jego wskazanym zastosowaniem, pod warunkiem ścisłego przestrzegania wszelkich procedur użycia, przechowywania i obsługi, czasu przydatności do użycia (jeśli dotyczy) oraz środków ostrożności opisanych w instrukcji użycia (IFU).

Z wyjątkiem wyraźnie określonej gwarancji, wskazanej powyżej, firma bioMérieux niniejszym wyłącza wszelkie gwarancje, w tym wszelkie domniemane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu lub zastosowania, oraz wyłącza wszelką odpowiedzialność, bezpośrednią, pośrednią lub wynikową, za jakiegokolwiek użycie odczynnika, oprogramowania, urządzenia i materiałów eksploatacyjnych („System”) w sposób inny niż wskazano w instrukcji użycia (IFU).

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że użycie Systemu na potrzeby testowania typów próbek innych niż opisane w instrukcji użycia (IFU) oraz użycie Systemu do zastosowań innych niż opisane w tej instrukcji odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że odpowiedzialność za walidację Systemu pod kątem takich zastosowań oraz za ocenę przydatności Systemu do takich zastosowań leży tylko i wyłącznie po stronie Klienta. Przeprowadzenie wszelkich badań walidacyjnych, a także późniejsze użycie Systemu w oparciu o badania walidacyjne Klienta odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Klienta.

Aby uzyskać informacje na temat gwarancji produktu, należy się skontaktować z firmą bioMérieux lub jej lokalnym dystrybutorem (informacje kontaktowe dostępne na stronie [www.biomerieux.com](http://www.biomerieux.com)).

## Własność intelektualna

---

BIOMERIEUX, jego niebieskie logo, APIWEB i API są znakami towarowymi używanymi, w trakcie rejestracji i/lub zastrzeżonymi, należącymi do bioMérieux, jednego z jego podmiotów zależnych lub jednej z jego firm.

Wszystkie pozostałe nazwy i znaki towarowe są własnością ich posiadaczy.

## Przeznaczenie

---

Oprogramowanie **apiweb™** służy do interpretowania profili biochemicznych/cyfrowych wykorzystywanych w określaniu mikroorganizmów identyfikowanych przy użyciu pasków ID 32, rapid ID 32 i API® strips.

Użytkownik wprowadza kod cyfrowy, uzyskany na pasku, do oprogramowania **apiweb™**, co pozwala uzyskać procentowe prawdopodobieństwo występowania poszczególnych gatunków, określone na podstawie profili cyfrowych.

## Symbole standardowe

---

Symbole pokazane w tabeli poniżej mogą pojawić się w instrukcjach użytkowania lub na urządzeniu, ulotkach technicznych albo opakowaniu.



Oznaczenie zgodności CE



Producent



Wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki *in vitro*



Kod partii



Numer katalogowy



Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Sprawdź w instrukcji obsługi



Oznaczenie zgodności z przepisami (RCM)



Urządzenie zatwierdzone przez Federalną Komisję Łączności (FCC)

## Środki ostrożności

---



**PRZESTROGA:** Aby uniknąć ryzyka przegrzania urządzenia, dysku flash USB **apiweb™ standalone**, nie należy zostawiać go podłączonego do komputera, gdy **apiweb™** nie jest używany.



**PRZESTROGA:** Należy ostrożnie postępować z dyskiem flash USB **apiweb™ standalone**, aby nie doszło do uszkodzenia złącza.




**PRZESTROGA:** Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia i odfekowania dysku flash USB, aby nie uszkodzić złącza USB.



**PRZESTROGA:** Dostarczone nośniki komputerowe (dysk flash USB) należy przechowywać w odpowiednim miejscu.



**PRZESTROGA:** W wyniku wprowadzenia nieprawidłowego kodu profilu cyfrowego może zostać zgłoszony błąd identyfikacji.

**Broszura informacji technicznych dotyczących oprogramowania do identyfikacji 161150-745** w języku czeskim  nie jest dostępna w aplikacji **apiweb™**.

Jest on natomiast dostępny na dysku flash USB oraz w bibliotece materiałów technicznych firmy bioMérieux na stronie [www.biomerieux.com/techlib](http://www.biomerieux.com/techlib).

## Historia wersji

---

W niniejszej części przedstawiono podsumowanie zmian wprowadzonych do każdej wydanej wersji niniejszego dokumentu, począwszy od numeru części 161150-957 - A.

### Kategorie rodzajów zmian:

Nie dotyczy	Nie dotyczy (Pierwsza publikacja)
Korekta	Korekta nieprawidłowości w dokumentacji
Zmiana techniczna	Dodanie, poprawa i/lub usunięcie informacji związanych z produktem
Administracyjne	Wprowadzenie zmian nietechnicznych zauważalnych przez użytkownika

**Uwaga:**

- *Mniej istotne zmiany typograficzne, gramatyczne i formatowania nie zostały uwzględnione w historii wersji.*
- *Nie wszystkie wersje dokumentu są dostępne we wszystkich językach.*

Data wydania	Numer części	Rodzaj zmiany	Podsumowanie zmiany
2017-01	161150-957 - A	Nie dotyczy	Pierwsza publikacja

