



## BUDOWA OPATRUNKU



15 g



ConvaTec

### Postać opatrunku:

opatrunek w formie żelu



### DZIAŁANIE<sup>65</sup>

- Uwadnia martwe tkanki i pobudza mechanizmy autolizy, co prowadzi do oczyszczania rany z martwicy.
- Zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia rany.



### WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA<sup>65</sup>

Rany suche, płytkie i głębokie, wymagające nawilżenia lub oczyszczenia z martwicy suchej, np. owrzodzenia podudzi, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej.



### WARTO WIEDZIEĆ<sup>65</sup>

- Ranę wypełniamy tak, aby żel nie wypływał na powierzchnię otaczającej ranę skóry.
- Żel usuwamy przemywając ranę sterylnym roztworem soli fizjologicznej (0,9 % NaCl)

### Czas pozostawiania na ranie:

Zaleca się zmianę opatrunku nie rzadziej niż co 3 dni w przypadku ran pokrytych martwicą rozpułewną, a co 7 dni w przypadku czystych, ziarninujących ran.

### GranuGEL®

Nr katalogowy

187990

Liczba sztuk w opakowaniu

15 g

### Możliwe połączenia produktu z innymi opatrunkami:

Zawsze wymaga pokrycia opatrunkim wtórnym zapobiegającym wyciekaniu np.: Granuflex®, Granuflex® Extra Thin, Granuflex® Bordered, Granuflex® Signal. Może być również stosowany z opatrunkami z rodziny AQUACEL®.