

SANYRENE

Wyrób medyczny

Poj. 20 ml oraz 50 ml

Nr kat. 102974 / 102979



SKŁAD I POSTAĆ

SANYRENE to olejek do pielęgnacji skóry, bogaty w glicerydy kwasów tłuszczowych (olej kukurydziany: 99%) i zawierający aromat anyżkowy (1%).

SANYRENE ma postać sprayu w butelce zabezpieczonej przed otwarciem.

WŁAŚCIWOŚCI

- SANYRENE sprawia, że skóra jest bardziej elastyczna (działanie zmiękczejące).
- SANYRENE pomaga utrzymać odpowiednie dotlenienie skóry podczas ucisku.

WSKAZANIA

SANYRENE jest przeznaczony do użytku miejscowego w celu:

- Zapobiegania odleżynom w obszarze miednicy u pacjentów narażonych na powstanie odleżyn,
- Zapobiegania ranom spowodowanym długotrwałym noszeniem masek lub okularów ochronnych u pracowników służby zdrowia lub osób mających liczne kontakty społeczne.

PRZECIWWSKAZANIA

- Nie stosować u dzieci.
- Nie stosować na rany.
- Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na produkt lub jego składnik.

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Do użytku zewnętrznego tylko na skórę.

Zapobieganie odleżynom

1. Umyj ręce przed i po użyciu produktu.
2. Wykonaj pojedyncze rozpylenie preparatu na skórę w obszarze miednicy (okolice krętarzy, kości kulszowej i/lub kości krzyżowej).
3. Delikatnie rozprowadź olejek opuszkami palców przez około minutę. Aby uniknąć uszkodzeń skóry, nie wykonuj intensywnego wcierania i masowania.

Miejscowe stosowanie SANYRENE musi następować w ramach całościowej opieki nad pacjentem, która może obejmować również odciążanie, częste zmiany pozycji i mobilizację ciała, regularne pełne kontrole stanu skóry, ochronę przed nadmierną wilgocią, zabezpieczenie w związku z nietrzymaniem moczu i właściwe odżywianie.

Zapobieganie ranom spowodowanym długotrwałym noszeniem masek lub okularów ochronnych

1. Umyj ręce przed i po użyciu produktu.
2. Wykonaj pojedyncze rozpylenie preparatu na palce.
3. Delikatnie rozprowadź olejek opuszkami palców, przez około minutę, w odpowiednich miejscach skóry twarzy (na nosie, policzkach, szczególnie na kościach policzkowych, wokół uszu i/lub na czole). Aby uniknąć uszkodzeń skóry, nie wykonuj intensywnego wcierania i masowania.

Częstotliwość stosowania

SANYRENE należy stosować dwa do czterech razy dziennie, zwłaszcza przy zmianie pozycji lub przed założeniem nowej maski ochronnej.

Skuteczne zapobieganie urazom lub ranom spowodowanym długotrwałym noszeniem masek lub okularów ochronnych wymaga regularnego i częstego stosowania preparatu.



Laboratoires URGO – 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve – Francja