

Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii PCK



AKME

02-826 Warszawa ul. Poloneza 89B tel.: 22 853 50 69, -70, -72 fax: 22 853 50 71
www.akme.com.pl akme@akme.com.pl

PCK pozwala na szybkie i bezpieczne udrożnienie dróg oddechowych umożliwiające samodzielne oddychanie lub sztuczną wentylację




Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą - chroni przed uszkodzeniem tchawicy.



Rurka tracheostomijna o średnicy 6 mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal® o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15 mm - umożliwia bezpieczną i długą wentylację.

Niewielkie, trwałe, poręczne, sterylne opakowanie typu blister, mieszczące się z łatwością w torbie ratownika zawiera graficzną instrukcję użycia.

Procedura wykonania konikotomii zestawem PCK Portex®



Skład zestawu:

- skalpel nr 15 • strzykawka o pojemności 10 ml • Igła Veressa • mandryn • żel poślizgowy
- rurka tracheostomijna 6 mm z mankietem Soft-Seal® • opaska do przymocowania rurki tracheostomijnej
- nici nylonowe • wymiennik ciepła i wilgoci Thermovent® T



Opis

Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii PCK

Numer katalogowy

100/465/060

AKME

02-826 Warszawa ul. Poloneza 89B tel.: 22 853 50 69, -70, -72 fax: 22 853 50 71
www.akme.com.pl akme@akme.com.pl