

Dotyczy pakietu 33 poz 1



Asortyment SenSura® Mio – Sprzęt stomijny 2-częściowy dla ileostomii

Worki SenSura Mio Click otwarte – sprzęt 2-częściowy




	nazwa	rozmiar (mm)	pojemność (ml)	numer katalogowy	
				przezroczysty	neutralny szary
	SenSura Mio Click, worek otwarty, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	40	550	114330	114340
	SenSura Mio Click, worek otwarty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	50	550	114440	114430
	SenSura Mio Click, worek otwarty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	60	495	114530	114520
	SenSura Mio Click, worek otwarty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	70	455	114570	114560

Asortyment SenSura® Mio – Sprzęt urostomijny

Worki SenSura Mio urostomijne – sprzęt 1-częściowy

	nazwa	max. otwór / rozmiar stomii (mm)	pojemność (ml)	numer katalogowy	
				przezroczysty	neutralny szary
	SenSura Mio worek urostomijny, neutralny szary, Midi	10-45	350	-	105810
	SenSura Mio worek urostomijny, przezroczysty lub neutralny szary, Maxi	10-45	460	105860	105820

Worki SenSura Mio Click urostomijne – sprzęt 2-częściowy


	SenSura Mio Click, worek urostomijny, przezroczysty lub neutralny szary, Maxi	40	510	114920	114910
	SenSura Mio Click, worek urostomijny, neutralny szary, Midi	50	400	-	114960
	SenSura Mio Click, worek urostomijny, przezroczysty lub neutralny szary, Maxi	50	487,5	114980	114970

Asortyment SenSura® Mio – Sprzęt stomijny 2-częściowy dla kolostomii, ileostomii i urostomii

Płytki stomijne SenSura Mio Click – sprzęt 2-częściowy

	nazwa	rozmiar (mm) kryza/otwór	numer katalogowy
	SenSura Mio Płytki stomijne Click, z uszkami do paska	40, 10-35	105020
		50, 10-45	105120
		60, 10-55	105220
		70, 10-65	105310

Paski mocujące Brava

	nazwa	rozmiar	numer katalogowy
	Brava Pasek mocujący do SenSura Mio z czterema zaczepami	Standard	004230
		XXL	004240

Nowy sprzęt SenSura[®] Mio

Dla kolostomii, ileostomii i urostomii



Sprzęt jednoczęściowy



Sprzęt dwuczęściowy

Zobacz różnicę

Obejrzyj nasz film online na stronie sensuramio.coloplast.pl, aby zobaczyć reakcje innych osób na nowy sprzęt SenSura Mio.

Wypróbuj i poczuj różnicę – zadzwoń: **Telefoniczne Centrum Pacjenta 800 269 579** (numer bezpłatny) lub zarejestruj się na stronie sensuramio.coloplast.pl.



Telefoniczne
Centrum
Pacjenta
Coloplast
800 269 579

SenSura®Mio

Doskonałe dopasowanie. Wyjątkowy komfort.





„Jest wszystkim,
czego potrzebuję.
Jest cienki
i elastyczny.”

Amy, osoba ze stomią

„Kolor jest
nowoczesny
i dyskretny.”

Heidi, pielęgniarka



Zachowaj bezpieczeństwo i pewność przez cały dzień

Z nowym sprzętem SenSura Mio® nie musisz martwić się o bezpieczeństwo lub o widoczność Twojego worka.

Nowa SenSura Mio posiada elastyczny przylepiec, który zapewnia bezpieczne przyleganie do ciała nawet, gdy się schylasz i rozciągasz.

Ma on również nowy wzór, który czyni go bardzo dyskretnym i daje mu bardziej osobisty wygląd i charakter.

Z nowym sprzętem SenSura Mio możesz poruszać się z pewnością siebie w każdej sytuacji.



Technologia BodyFit®

Nowa SenSura Mio oparta jest na naszym podejściu nazywanym innowacją skupioną na człowieku. Projektujemy z myślą o różnych ciałach. Opracowujemy rozwiązania, które bezpiecznie dopasowują się do indywidualnych kształtów ciała i stylów życia.



Doskonałe dopasowanie

Aby czuć się pewnie i w pełni korzystać z życia



1.

Elastyczny przylepiec dopasowuje się do Twojego indywidualnego kształtu ciała i podąża za jego ruchami, kiedy się schylasz.




2.

Rozciąga się i podąża za skórą, kiedy się rozciągasz.



3.

Wraca do pierwotnego położenia, kiedy stoisz.



Wyjątkowy komfort

Aby być pewnym siebie w towarzystwie



4.

Nie musisz martwić się, że Twój sprzęt będzie widoczny. Worek i filtr zaprojektowano dla optymalnej dyskrecji, więc możesz prowadzić życie towarzyskie bez obaw.



Pasuje do indywidualnych kształtów ciała

Nie ma dwóch takich samych ciał. Ludzie mają różne ciała, a kształt ich brzucha zmienia się zarówno w trakcie dnia, jak i wtedy, kiedy się poruszają.

Elastyczny przyłepiec dostosowuje się do Ciebie – zgina się i rozciąga w odpowiedzi na zmiany kształtu Twojego ciała.


Zapewnia bezpieczne przyleganie nawet w przypadku przepuklin, blizn i fałdów skórnych.



Pozostaje dyskretny niezależnie od ubioru

Neutralny kolor został wybrany specjalnie – jego celem jest bycie niezauważonym pod wszystkimi kolorami ubioru – nawet pod białym.

Gładki materiał, wykonany w całości z tkaniny sprawia, że sprzęt staje się częścią garderoby lub dodatku do ubioru.



Ogranicza balonowanie

Unikalny filtr wstępny zapewnia większą ochronę przed zatykaniem. Udowodniono, że zmniejsza ryzyko balonowania o 61%.







Nowe łączenie Click w sprzęcie 2-częściowym



Nowe łączenie Click posiada unikalny zamek w kształcie pierścienia, zaprojektowany, aby dawać poczucie pewności i bezpieczeństwa. Słyszalne „kliknięcie” potwierdza bezpieczne przypięcie worka do płytki. Zanim worek zostanie zablokowany, można obracać go do osiągnięcia pożądanej pozycji.

Asortyment SenSura® Mio – Sprzęt stomijny 1-częściowy dla kolostomii i ileostomii

Worki SenSura Mio zamknięte – sprzęt 1-częściowy




	nazwa	max. otwór / rozmiar stomii (mm)	pojemność (ml)	numer katalogowy	
				przezroczysty	neutralny szary
	SenSura Mio, worek zamknięty, z okienkiem, neutralny szary, filtr okrągły 430, Mini	15-45	120	-	108700
	SenSura Mio, worek zamknięty, z okienkiem, neutralny szary, filtr okrągły 430, Midi	15-45	440	-	108710
	SenSura Mio, worek zamknięty, z okienkiem, neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	15-45	570	-	108810
	SenSura Mio, worek zamknięty, przezroczysty, filtr okrągły 430, Maxi	15-55	520	108910	-

Worki SenSura Mio otwarte – sprzęt 1-częściowy

	SenSura Mio, worek otwarty, z okienkiem, neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	10-55	510	-	104510
	SenSura Mio, worek otwarty, z uściem Hide-away®, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	10-55	510	poz. 1 104580	104560

Asortyment SenSura® Mio – Sprzęt stomijny 2-częściowy dla kolostomii

Worki SenSura Mio zamknięte – sprzęt 2-częściowy

	nazwa	rozmiar (mm)	pojemność (ml)	numer katalogowy	
				przezroczysty	neutralny szary
	SenSura Mio Click, worek zamknięty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	40	595	114030	114020
	SenSura Mio Click, worek zamknięty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	50	515	114140	114130
	SenSura Mio Click, worek zamknięty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	60	530	114230	114220
	SenSura Mio Click, worek zamknięty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	70	490	114260	114250