



# Zestaw do toracentezy/ paracentezy

Bezpieczna ewakuacja płynów z jamy  
otrzewnowej i opłucnowej



PROVIDING SPECIALISTS WITH  
**INNOVATIVE**  
HEALTHCARE SOLUTIONS

WITH THE CENTRAL FOCUS ON  
**PATIENTS' SAFETY** AND USERS' COMFORT



## Zestaw do toracentezy/ paracentezy

Oferowane zestawy są przeznaczone do ewakuacji płynów z jamy otrzewnowej i opłucnowej.

Ostre igły w zestawie łatwo przechodzą przez ścianę jamy brzusznej i klatki piersiowej. Zastosowanie igły Veresa zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

Wersja z miękkim cewnikiem pozwala na bezpieczne pozostawienie cewnika w jamie opłucnowej lub otrzewnowej do 30 dni i gwarantuje najlepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem narządów wewnętrznych. Znaczniki głębokości ułatwiają pre-

cyzyjne umiejscowienie cewnika.

Duży worek kolekcyjny umożliwia ewakuację płynów przez kranik trójdrożny lub zawór jednokierunkowy. Każdy ruch tłoczka strzykawki redukuje ilość płynów w ciele pacjenta usuwając je do worka na wydzielinę.

Worek wyposażony jest w zawór spustowy umożliwiający jego całkowite opróżnienie.

Produkt jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu.



Zestaw z kranikiem 3-drożnym



Zestaw z zaworem jednokierunkowym



Zestaw z miękkim cewnikiem i zaworem jednokierunkowym

REF	PRODUKT	OPAKOWANIE (SZT.)
0204-01SN	Zestaw do toracentezy/ paracentezy z 3 igłami z kranikiem trójdrożnym	80
0204-02SN	Zestaw do toracentezy/ paracentezy z 3 igłami z zaworem jednokierunkowym	80
0204-01VN	Zestaw do toracentezy/ paracentezy z igłą Veresa z kranikiem trójdrożnym	80
0204-02VN	Zestaw do toracentezy/ paracentezy z igłą Veresa z zaworem jednokierunkowym	80
0204-02PC	Zestaw do toracentezy/ paracentezy z zaworem jednokierunkowym, z miękkim cewnikiem	80



**Grena Ltd.**

Grena (Qingdao) Medical Devices Ltd.

No 318 Huanghe West Road,  
Huangdao District, Qingdao City,  
Shandong Province, 266555, PRC

+86 0532 86769190, +86 13953297860

james\_zibo@hotmail.com

james@kingston-worldwide.com

**CUSTOMER SERVICE CENTER**

**NOTTINGHAM OFFICE, UK**

+ 44 115 9704 800

+ 44 115 9704 800

export@grena.co.uk

**www.grena.co.uk**



**DYSTRYBUCJA W POLSCE:**  
WWW.BERYL-MED.COM