

ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz; tel./fax. 62 764 55 08  
NIP 618 004 39 87; KRS 0000703249; REGON 008145703  
Konto: BGŻ BNP Paribas S.A. nr 92 2030 0045 1110 0000 0023 3480

[www.rowlam.com.pl](http://www.rowlam.com.pl) ; e-mail: [rowlam@rowlam.com.pl](mailto:rowlam@rowlam.com.pl)

## OPIS WYROBU

**Nazwa:** BASEN SANITARNY (basen, pokrywa) – poj. 3,0 L

**Symbol:** BS

**Materiał:** polipropylen

**Kolor:** biały, **niebieski**

**Waga:** 600g

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (karton):** 5 sztuk

**Wymiary opakowania zbiorczego:** 54 cm x 51 cm x 29,5 cm

**Dezynfekcja i sterylizacja:** wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza do temperatury 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami.


Wyrób przeznaczony do stosowania w jednostkach leczniczych i w warunkach domowych do obsługi ludzi obłożnie chorych, w celu łagodzenia skutków urazów i przebiegu chorób. Wyrób służy do oddawania kału i moczu.

W przypadku stosowania wyrobu przez osoby starsze i/ lub unieruchomione wymagana jest pomoc innych osób.

**Uwaga !**

- ✧ nie używać pękniętego wyrobu,
- ✧ stosować i przechowywać w temperaturze pokojowej,
- ✧ nie podgrzewać otwartym ogniem,
- ✧ myć popularnymi środkami myjącymi nie zawierającymi substancji ściernych,
- ✧ dezynfekcję można przeprowadzać jednym ze środków przeznaczonych i stosowanych w placówkach służby zdrowia służących do dezynfekcji tego typu wyrobów

*Wyrób posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania mu znaku CE, oraz został wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.*



a= 120,5 mm (wysokość), b= 291,5 mm(szerokość), c= 547,5 mm (długość)

## OPIS WYROBU

**Nazwa:** kaczka sanitarna męska poj. 1000 ml (z przykrywką)  
kaczka sanitarna damska poj. 700 ml

**Symbol:** KD, KM

**Materiał:** polietylen

**Kolor:** naturalny

**Dezynfekcja i sterylizacja:** wyroby można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126 °C. Można je myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami.

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (karton):** 10 sztuk


**Wymiary opakowania zbiorczego:** 46 cm x 31 cm x 25 cm

**Okres przydatności do użytku:** 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na etykiecie


*Wyroby posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania im znaku CE, oraz zostały wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.*



Odmiana męska



Odmiana damska



odmiana męska - **a**= 280 mm, **b**=120 mm, **c**= 113 mm

odmiana damska - **a**= 315 mm, **b**=120 mm, **c**= 113 mm

## OPIS WYROBU

**Nazwa:** miska nerkowata poj 300 ml  
miska nerkowata poj 700 ml

**Symbol:** NM, ND

**Materiał:** polipropylen

**Kolor:** biały


**Dezynfekcja i sterylizacja:** wyroby można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126 °C. Można je myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami.

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (karton):** 20 sztuk (poj. 300 ml) i 15 sztuk (poj. 700 ml)

**Wymiary opakowania zbiorczego:** 21 cm x 12 cm x 28 cm- (poj. 300 ml)  
30 cm x 16 cm x 28 cm- (poj. 700 ml)

**Okres przydatności do użytku:** 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na etykiecie

*Wyroby posiadają Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania im znaku CE, oraz zostały wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.*



miska o poj. 300 ml - **a**=205 mm, **b**=114 mm, **c**=38,5 mm  
miska o poj. 700 ml - **a**=282 mm, **b**=146,5 mm, **c**=45 mm