




System jednoczęściowy ESTEEM™

System jednoczęściowy do zaopatrzenia stomii to worek z przymocowanym do niego na stałe przyklepcem. Worek z przyklepcem przykleja się na skórę wokół stomii. Wymiana worka polega na odklejeniu go, umyciu skóry i przyklejeniu nowego worka.

Występuje w wersjach:

- do docinania
- z gotowym otworem
- plastycznej do modelowania palcami



- wydajny i skuteczny filtr węglowy
- przyklepiec z materiału Stomahesive® o właściwościach ochronnych
- delikatny, miękki materiał z włókny, odpornej na wchłanianie wilgoci
- kieszonka do schowania odpływu w workach otwartych
- szczelna, rzepowa zapinka InvisiClose® w workach otwartych
- listewki ułatwiające opróżnianie w workach otwartych

ESTEEM™ ileo z filtrem z plastikową zapinką żekową (średni)

rozmiar (mm)	numer katalogowy systemu	numer katalogowy SAP	ilość sztuk w opak.
20	421838	1718387	10

ESTEEM™ ileo z filtrem z zapinką InvisiClose® żekową (średni)

rozmiar (mm)	numer katalogowy systemu	numer katalogowy SAP	ilość sztuk w opak.
20	416719	1703663	10
30	416729	1703656	10
40	416737	1703623	10

ESTEEM™ ileo z filtrem z zapinką InvisiClose® przezroczysty (średni)

20	416718	1703664	10
----	--------	---------	----

ESTEEM™ ileo bez filtra z zapinką InvisiClose® przezroczysty (duży/PO)

8-100	416908	1703791	10
-------	--------	---------	----

ESTEEM™ kolo z filtrem żekowym (średni)

rozmiar (mm)	numer katalogowy systemu	numer katalogowy SAP	ilość sztuk w opak.
20	416701	1703789	30
30	416707	1703783	30
40	416713	1703793	30
50	416715	1703792	30

ESTEEM™ kolo z filtrem przezroczysty (średni)

20	416700	1703734	30
25	416703	1703781	30
30	416706	1703782	30
40	416712	1703794	30

ESTEEM™ kolo z filtrem przezroczysty (duży)

20	421831	1718374	30
----	--------	---------	----

ESTEEM™ kolo z filtrem z okienkiem żekowym (mały)

rozmiar (mm)	numer katalogowy systemu	numer katalogowy SAP	ilość sztuk w opak.
20	421816	1718342	30
30	421818	1718346	30
40	421820	1718350	30

ESTEEM™ kolo z filtrem z okienkiem żekowym (średni)

20	421686	1715545	30
25	421687	1715546	30
30	421688	1715547	30
40	421822	1718356	30
50	421823	1718358	30


ESTEEM™ kolo z filtrem z okienkiem żekowym (duży)

20	421825	1718362	30
25	421826	1718364	30
30	421827	1718366	30
40	421829	1718370	30
50	421830	1718372	30




ESTEEM™ worki ileostomijne z zapinką InvisiClose® – instrukcja stosowania


Zamykanie worka z odpływem




Zamknij odpływ worka poprzez trzykrotne zwiniecie listewek znajdujących się na dole worka – tak, aby rzepy mogły się połączyć.



Następnie połącz ze sobą rzepy na ich pełnej długości, mocno je dociskając, w celu dokładnego zapięcia odpływu worka.




Schowaj zamknięty odpływ worka do specjalnej kieszonki, poprzez wywiniecie jej na drugą stronę (przy użyciu kciuków).




Opróżnianie worka z odpływem

Odwiń kieszonkę z zapięciem.



Otwórz odpływ worka poprzez rozpięcie rzepów i rozwinięcie odpływu na całej jego długości. Następnie przy pomocy kciuka i palca wskazującego naciśnij końce plastikowych listewek.



Opróżnij worek.
Po opróżnieniu worka oczyść odpływ.

