

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Do zaciśnięcia pępowiny noworodka na sali porodowej w celu zamknięcia światła pępowinowych naczyń krwionośnych po odcięciu od łóżyska

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z polipropylenu
- Bezpieczne ząbki zaciskowe o zaokrąglonych krawędziach nie powodują przecinania pępowiny
- Ząbkowane ramiona stabilizują zaciskacz na pępowinie, po zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia zaciskacza
- Podwójna blokada zapobiega przypadkowemu otwarciu ramion zaciskacza
- Rozmiar uniwersalny
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenny
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia dziecka ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
ZDPB	uniwersalny	biały	1 szt.	50 szt.	50 x 50szt.