

## Easypump® II – specyfikacja produktu

Oznaczenie	Objętość nominalna	Prędkość podaży	Nominalny czas infuzji	Nr katalogowy
Easypump® II LT 60-12-S	60 ml	5 ml/h	12 h	4540002-07
Easypump® II LT 500-12,5-S	500ml	40ml/h	12,5 h	4540003-07
Easypump® II LT 80-16-S	80 ml	5 ml/h	16 h	4540004-07
Easypump® II LT 125-25-S	125 ml	5 ml/h	25 h	4540006-07
Easypump® II LT 270-27-S	270 ml	10 ml/h	27 h	4540008-07
Easypump® II LT 60-30-S	60 ml	2 ml/h	30 h	4540010-07
Easypump® II LT 120-30-S	120 ml	4 ml/h	30 h	4540012-07
Easypump® II LT 400-40-S	400 ml	10 ml/h	40 h	4540014-07
Easypump® II LT 100-50-S	100 ml	2 ml/h	50 h	4540016-07
Easypump® II LT 270-54-S	270 ml	5 ml/h	54 h	4540018-07
Easypump® II LT 270-68-S	270 ml	4 ml/h	68 h	4540026-07
Easypump® II LT 400-80-S	400 ml	5 ml/h	80 h	4540022-07
Easypump® II LT 400-100-S	400 ml	4 ml/h	100 h	4540028-07
Easypump® II LT 270-135-S	270 ml	2 ml/h	135 h	4540032-07
Easypump® II ST 100-0.5-S	100 ml	200 ml/h	0.5 h	4540040-07
Easypump® II ST 250-0.5-S	250 ml	500 ml/h	0.5 h	4540042-07
Easypump® II ST 50-1-S	50 ml	50 ml/h	1 h	4540044-07
Easypump® II ST 100-1-S	100 ml	100 ml/h	1 h	4540046-07
Easypump® II ST 250-1-S	250 ml	250 ml/h	1 h	4540048-07
Easypump® II ST 250-1.5-S	250 ml	175 ml/h	1.5 h	4540050-07
Easypump® II ST 400-2-S	400 ml	200 ml/h	2 h	4540052-07
Easypump® II ST 500-2-S	500 ml	250 ml/h	2 h	4540054-07
Easypump® II ST 100-2-S	100 ml	50 ml/h	2 h	4540056-07
Easypump® II ST 400-4-S	400 ml	100 ml/h	4 h	4540058-07

Wszystkie pompy Easypump® II pakowane są po 10 szt w opakowaniu handlowym.

# Easypump® II – specyfikacja produktu

## Akcesoria

Nazwa	Opis	Minimalna ilość handlowa (szt.)	Nr katalogowy
Torebka transportowa	Wygodna do transportu pomp o objętości 300ml-500ml	1	4434455
Torebka izotermiczna	Wygodna do transportu pomp posiadająca warstwę termoizolacyjną (utrzymywanie temperatury) dla pomp o objętości 300ml-500ml	1	4438102

## System oznaczeń Easypump®II

Easypump®II oferuje szerokie zakres różnych wersji pomp. Czytelny system oznaczeń w prosty sposób określa parametry pompy wskazując, która będzie najbardziej odpowiednia dla danej terapii.

LT oznacza, że pompa przeznaczona jest do terapii długookresowej tzn. od 12 godz. do 270 godz. (11 dni)

ST oznacza, że pompa przeznaczona jest do terapii krótkookresowej tzn. od 30 min. do maksimum 4 godzin.

30 oznacza nominalny czas infuzji w godzinach. Easypump®II oferuje następujące czasy:

LT: 12-16-25-27-30-40-50-54-60-67-68-80-100-130-135-150-200-270 godzin  
ST: 0,5-1-1,5-2-4 godziny

## Easypump® II LT 120-30-S

120 oznacza nominalną objętość pompy w ml. Easypump®II jest dostępna w objętościach od 50 do 500 ml :

LT: 60-65-80-100-120-125-270-300-400 ml  
ST: 50-100-250-400-500 ml

S oznacza miękką powłokę zewnętrzną pompy Easypump®II.

