









SYSTEM CYTO-SET®. SYSTEM ZAMKNIĘTY ZGODNY Z DEFINICJĄ NIOSH ZAPOBIEGAJĄCY PRZEDOSTAWIANIU SIĘ NIEBEZPIECZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ DO OTOCZENIA.




BEZPIECZNA LINIA NACZYNIOWA

SYSTEM CYTO-SET®. SYSTEM ZAMKNIĘTY ZGODNY Z DEFINICJĄ NIOSH ZAPOBIEGAJĄCY PRZEDOSTAWIANIU SIĘ NIEBEZPIECZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ DO OTOCZENIA.



Dreny zaopatrzone w zawory zwrotne BCV.



Zestawy infuzyjne oraz zestawy podłączeniowe do przygotowania i podawania cytostatyku z zaworami zabezpieczającymi stanowią system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone badaniem w laboratorium zewnętrznym) zapobiegający przedostawianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.



Połączenia drenów do przygotowania leków z drenami wielodrożnymi do podaży są skuteczną barierą ochronną przed drobnoustrojami (potwierdzone badaniem w laboratorium zewnętrznym)



Dren bez PCV.



Ochrona przed UV.

nazwa	numer	rodzaj podaży	ilość zaworów	długość	filtr Air Stop	filtr Prime Stop	zawory BCV	ochrona UV
Cyto-Set® Mix	A2900N	przygotowanie leku	1	32		X		
Cyto-Set® Mix	A2903N	przygotowanie leku	1	32		X		
Cyto-Set® Mix	A2906N	przygotowanie leku	1	32		X		X
Cyto-Set® Line	A2581NF	przygotowanie leku	0	30		X		
Cyto-Set® Line	A2582NF	przygotowanie leku	0	32		X		
Cyto-Set® Infusion	A1687	grawitacja	3	215		X	X	
Cyto-Set® Infusion	A1688	grawitacja	3	215	X	X	X	
Cyto-Set® Infusion	A1686SNF	grawitacja	5	215		X	X	
Cyto-Set® Infusion	A1687SNF	grawitacja	5	215	X	X	X	
Cyto-Set® Infusomat®	835917SP	Pompa Infusomat® Space	3	210/155	X	X	X	
Cyto-Set® Infusomat®	835817SP	Pompa Infusomat® Space	5	210/155	X	X	X	
Cyto-Set® Infusomat®	835414SP	Pompa Infusomat® Space + Sterifix	5	225/170	X	X	X	
Cyto-Set® Infusomat®	835920SP	Pompa Infusomat® Space	3	210/155	X	X	X	X
Cyto-Set® Infusomat®	835820SP	Pompa Infusomat® Space	5	210/155	X	X	X	X
Adapter do pomp	A1673SO	Pompa infuzyjna	4	15		X		
Cyto-Set® Infusomat® ^{plus}	8700420	Pompa Infusomat® Compact ^{plus}	3	210/155	X	X	X	
Cyto-Set® Infusomat® ^{plus}	8700430	Pompa Infusomat® Compact ^{plus}	5	210/155	X	X	X	
Cyto-Set® Infusomat® ^{plus}	8700460	Pompa Infusomat® Compact ^{plus}	5	225/170	X	X	X	
Cyto-Set® Infusomat® ^{plus}	8700440	Pompa Infusomat® Compact ^{plus}	3	210/155	X	X	X	X
Cyto-Set® Infusomat® ^{plus}	8700450	Pompa Infusomat® Compact ^{plus}	5	210/155	X	X	X	X