

ZESTAW DO NEFROSTOMII



Elementy zestawu:

- kateter typu Pigtail
- prowadnik stalowy super sztywny „J”
- igła dwuczęściowa lub trzyczęściowa
- rozszerzacz (dilatator) z koszulką rozrywaną
- rozszerzacz (dilatator)
- strzykawka – 10 ml Luer-Lock
- skalpel
- kołnierz mocujący
- opaska zaciskowa

Zestaw do nefrostomii służy do wytwarzania przetoki nerkowej metodą punkcji.

Prowadnik w części proksymalnej jest zbudowany z cienkiego, sztywnego elementu, wykonanego ze stali nierdzewnej, natomiast w części dystalnej, to miękka, elastyczna stalowa sprężynka. Taka budowa zwiększa możliwości bezpiecznego manewrowania rozszerzaczem z koszulką prowadzonym po prowadniku.

Kateter wykonany z najwyższej jakości poliuretanu.

Nr kat.	Kateter rozmiar	Kateter długość	Dilatator z koszulką rozrywaną rozmiar	Dilatator rozmiar	Rodzaj igły	Rozmiar/długość igły	Prowadnik średnica
ZNEF5F	5F	40 cm	6F	5F, 6F	trzyczęściowa	20Gx19 cm	.035"
ZNEF6F	6F	45 cm	8F	7F, 8F			
ZNEF8F	8F		10F	7F, 10F			
ZNEF9F	9F		10F	7F, 10F	dwuczęściowa	18Gx20 cm	.038"
ZNEF10F	10F		13F	7F, 10F, 13F			
ZNEF11F	11F		13F	7F, 10F, 13F			
ZNEF12F	12F		13F	7F, 10F, 13F			
ZNEF14F	14F		15F	10F, 13F, 15F			

Przykład oznaczenia: ZNEF12F.

Uwaga:

Treść niniejszego dokumentu, w szczególności dane, informacje, znaki towarowe i logo są wyłączną własnością spółki BALTON. W związku z tym powielanie, w części lub w całości, jest zabronione i będzie uznane za naruszenie praw autorskich spółki BALTON oraz innych praw własności intelektualnej ©2021 Balton Sp. o.o. wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument wraz ze zdjęciami jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników medycznych i dystrybutorów BALTON.

Niniejsza publikacja stanowi wyłącznie informację handlową i nie należy jej traktować jako oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § Polskiego Kodeksu Cywilnego. Wyroby medyczne sprzedawane przez spółkę BALTON można stosować wyłącznie zgodnie z załączoną instrukcją użytkowania.

Nie wszystkie wyroby medyczne Balton są przedstawione w tym katalogu. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela spółki Balton lub pod adresem e-mail: balton@balton.pl



ul. Modlińska 294, 03-152 Warszawa
tel.: (+48) 22 597 44 00, fax: (+48) 22 597 44 44
e-mail: balton@balton.pl, www.balton.pl