



## ELEKTRODA BIPOLARNA

do czasowej stymulacji serca



**BALTON**<sup>®</sup>



**CE**<sub>2409</sub>

## ELEKTRODA BIPOLARNA

### do czasowej stymulacji serca

**Elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji** służy do elektrostymulacji serca w ostrych stanach chorobowych spowodowanych zaburzeniami tworzenia bodźców lub ich przewodzenia. Stosuje się ją do czasu usunięcia przyczyny takich zaburzeń (zaburzenia elektrolitowe, ostra faza zawału serca) lub do czasu wdrożenia stałej elektrostymulacji serca, czyli implantacji stałego jedno- lub dwułamowego stymulatora.

Elektrodę endokawitarną wprowadza się drogą żylną, najczęściej z dostępu przez żyłę podobojczykową prawą lub żyłę szyjną wewnętrzną prawą, rzadziej przez żyłę udową.

Nr katalogowy	Rozmiar katetera	Odległość między odprowadzeniami	Rodzaj końcówki	Kolor nasadki	Stosować z introduktorem
ECSS5F10Z	5F	10 mm	Z type – zakrzywiona	szary	5F
ECSS6F10Z	6F	10 mm	Z type – zakrzywiona	zielony	6F
ECSS7F10Z	7F	10 mm	Z type – zakrzywiona	pomarańczowy	7F

UWAGA: rozstaw pierścieni od 4,00 mm do 16,00 mm dostępny na zamówienie.

Dostępne również końcówki typu F (proste) i typu S.



#### Uwaga:

Treść niniejszego dokumentu, w szczególności dane, informacje, znaki towarowe i logo są wyłączną własnością spółki BALTON. W związku z tym powielanie, w części lub w całości, jest zabronione i będzie uznane za naruszenie praw autorskich spółki BALTON oraz innych praw własności intelektualnej ©2021 Balton Sp. o.o. wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument wraz ze zdjęciami jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników medycznych i dystrybutorów BALTON.

Niniejsza publikacja stanowi wyłącznie informację handlową i nie należy jej traktować jako oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § Polskiego Kodeksu Cywilnego. Wyroby medyczne sprzedawane przez spółkę BALTON można stosować wyłącznie zgodnie z załączoną instrukcją użytkowania.

Nie wszystkie wyroby medyczne Balton są przedstawione w tym katalogu. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela spółki Balton lub pod adresem e-mail: [balton@balton.pl](mailto:balton@balton.pl)



ul. Modlińska 294, 03-152 Warszawa  
tel.: (+48) 22 597 44 00, fax: (+48) 22 597 44 44  
e-mail: [balton@balton.pl](mailto:balton@balton.pl), [www.balton.pl](http://www.balton.pl)