

Kateter

do histerosalpingografii
z protektorem (KHSO)



BALTON
na rynku od
1980

BALTON®

C € 0197

Kateter do histerosalpingografii z protektorem (KHSKG)

Kateter do histerosalpingografii, pozwala ocenić obraz jamy macicy i stan drożności jajowodów przy minimalnym obciążeniu organizmu kobiety.

- Optymalnie dobrana miękkość katetera zmniejsza traumatyczność zabiegu.
- Protektor ułatwia wprowadzenie katetera, zabezpiecza jego centralne położenie w kanale szyjki macicy oraz chroni go przed załamaniem.
- Atraumatyczny kołnierz protektora zabezpiecza szyjkę przed urazami.
- Elastyczny balon dopasowuje swój kształt do anatomii macicy, blokując odpływ kontrastu podczas badania.

Numer katalogowy	Rozmiar katetera	Pojemność balonu napełnionego płynem	Pojemność balonu napełnionego powietrzem	Długość katetera
KHSG5F	5F	0,75 ml	1,5 cm ³	25 cm
KHSG5F27	5F	0,75 ml	1,5 cm ³	27 cm
KHSG8F	8F	2,5 ml	3,5 cm ³	25 cm
KHSG8F27	8F	2,5 ml	3,5 cm ³	27 cm
KHSG12F	12F	6,0 ml	12 cm ³	25 cm

Dwukanałowy kateter widoczny w promieniach RTG

Zawór odcinający regulujący ciśnienie w baloniku


Końcówka do wstrzykiwania kontrastu

Strzykawka w zestawie

Balon blokujący odpływ kontrastu w czasie badania

Zacisk w drenie blokujący wypływ kontrastu przy zmianie strzykawki

Łatwe i szybkie napełnianie i opróżnianie balonu



Uwaga:

Niniejsza publikacja zawierać może błędy natury technicznej, nieścisłości oraz pomyłki w tekście.

Przedstawione informacje podlegają zmianom okresowym; zmiany te będą uwzględniane w kolejnych wydaniach niniejszej publikacji.

Balton Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania ulepszeń i/lub zmian w produktach opisanych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie.

Niniejsza publikacja stanowi wyłącznie informacje handlową i nie może być uznawana za ofertę w znaczeniu artykułu 66 §1 Kodeksu Cywilnego.




03-152 Warszawa, ul. Modlińska 294

tel.: (+48) 22 597 44 00, fax: (+48) 22 597 44 44

e-mail: balton@balton.pl, www.balton.pl

Zestaw do pobierania komórek jajowych



BALTON
na rynku od
1980


BALTON®

CE 0197

Zestaw do pobierania komórek jajowych (ZPKJ)

Zestaw do pobierania komórek jajowych służy do pobrania zawartości pęcherzyków jajnikowych (w programie za płodnienia pozaustrojowego) pod kontrolą USG, wykonywanego sondą przezpochwową.

Numer katalogowy
ZPKJ16G
ZPKJ17G



- Wysokiej jakości igła punkcyjna do pobierania komórek jajowych.
- Igła wyposażona w specjalną końcówkę umożliwiającą pełną kontrolę ostrza w obrazie ultrasonograficznym.
- Ostrze igły skonstruowane z myślą o jak najmniej traumatycznym pokonaniu sklepienia pochwy i zminimalizowaniu uszkodzenia okolicznych tkanek.
- Zestaw dostosowany do nowej metody pobierania komórek jajowych sondą przezpochwową.

Uwaga:

Niniejsza publikacja zawierać może błędy natury technicznej, nieścisłości oraz pomyłki w tekście.

Przedstawione informacje podlegają zmianom okresowym; zmiany te będą uwzględniane w kolejnych wydaniach niniejszej publikacji.

Balton Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania ulepszeń i/lub zmian w produktach opisanych w niniejszej publikacji w dowolnym czasie.

Niniejsza publikacja stanowi wyłącznie informację handlową i nie może być uznawana za ofertę w znaczeniu artykułu 66 §1 Kodeksu Cywilnego.



03-152 Warszawa, ul. Modlińska 294
tel.: (+48) 22 597 44 00, fax: (+48) 22 597 44 44
e-mail: balton@balton.pl, www.balton.pl