



# Poliuretanowe cewniki dla wcześniaków

Kody

Opakowanie / Karton

1261  
10

## Premicath - 1 FR - 28 G

Wprowadzany obwodowo poliuretanowy, cieniujący w rtg cewnik do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 800g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków).

Tworzywo poliuretanowe umożliwia długi czas stosowania (nawet powyżej 30 dni), a wyjątkowo cienka ścianka zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. W zestawie sterylna taśma mierząca.

- 1 rozłamywalna igła wprowadzająca 24G, całkowicie usuwana po wprowadzeniu cewnika,
- Oznaczniki długości, co 1 cm,
- Premicath jest wyprodukowany z wysoce termowrażliwego poliuretanu, co sprawia, że wprowadzenie cewnika jest łatwe, a po wprowadzeniu cewnik staje się miękki,
- Skrzydełka i integralne przedłużenie umożliwiają wygodne mocowanie: długość przedłużenia z poliuretanu 8 cm. (Cewnik o numerze kat. 1261.21 nie jest wyposażony w skrzydełka)

*Klinicyści mają wybór, czy zastosować małą rozłamywalną igłę, która jest idealna do stosowania przy najmniejszych żyłach lub nieco większą kaniulę, która zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas wprowadzania plastyku przez plastyk.*

| KOD      | Cewnik PUR (XRO) |              |                     |               | Wprowadzacz         |              | Prow adnik |
|----------|------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|------------|
|          | Średnica (mm)    | Długość (cm) | Przepływ * (ml/min) | Objętość (ml) | Średnica (mm)       | Długość (mm) |            |
| 1261.080 | 0.15-0.30        | 8            | 1,9                 | 0,06          | Rozłamyw alna igła  |              | -          |
|          |                  |              |                     |               | 0.7                 | 19           |            |
| 1261.102 | 0.15-0.30        | 10           | 1,5                 | 0,65          | kaniula             |              | +          |
|          |                  |              |                     |               | 0,6                 | 19           |            |
| 1261.152 | 0.15-0.30        | 15           | 1,1                 | 0,07          | kaniula             |              | -          |
|          |                  |              |                     |               | 0.6                 | 19           |            |
| 1261.153 | 0.15-0.30        | 15           | 1,1                 | 0,07          | kaniula             |              | +          |
|          |                  |              |                     |               | 0.6                 | 19           |            |
| 1261.20  | 0.15-0.30        | 20           | 1,0                 | 0,08          | Rozłamyw alna igła  |              | -          |
|          |                  |              |                     |               | 0.7                 | 19           |            |
| 1261.201 | 0.15-0.30        | 20           | 1,0                 | 0,08          | Brak w prow adzacza |              | -          |
| 1261.203 | 0.15-0.30        | 20           | 1.0                 | 0,08          | Rozłamyw alna igła  |              | +          |
|          |                  |              |                     |               | 0.7                 | 19           |            |
| 1261.206 | 0.15-0.30        | 20           | 1.0                 | 0,08          | Brak w prow adzacza |              | +          |
| 1261.207 | 0.15-0.30        | 20           | 1.0                 | 0,08          | Kaniula             |              | +          |
|          |                  |              |                     |               | 0,6                 | 19           |            |
| 1261.208 | 0.15-0.30        | 20           | 1.0                 | 0,08          | Microflesh          |              | +          |
| 1261.21  | 0.15-0.30        | 20           | 1,0                 | 0,08          | Rozłamyw alna igła  |              | -          |
|          |                  |              |                     |               | 0.7                 | 19           |            |
| 1261.22  | 0.15-0.30        | 20           | 1,0                 | 0,08          | Microflesh          |              | -          |
| 1261.302 | 0.15-0.30        | 30           | 0.7                 | 0,15          | kaniula             |              | -          |
|          |                  |              |                     |               | 0.6                 | 19           |            |
| 1261.306 | 0.15-0.30        | 30           | 0.7                 | 0,15          | BRAK                |              | +          |
| 1261.307 | 0.15-0.30        | 30           | 0.6                 | 0,11          | Kaniula             |              | +          |
|          |                  |              |                     |               | 0,6                 | 19           |            |

*Zaprojektowany specjalnie dla dzieci o wadze poniżej 1kg, które wymagają stosowania najmniejszych cewników.*

Wszystkie produkty:

- nie zawierają lateksu
- nie zawierają ftalanów
- są wolne od produktów odzwierzęcych
- są sterylne, jednorazowego użytku
- są pakowane pojedynczo

