

Ambu® AuraStraight™



Właściwości

- Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku
- Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa
- Poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie
- Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę
- Balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający bardziej precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową
- Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski
- Kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użycia
- Dostępność w 8 rozmiarach dla pełnego zakresu pacjentów
- Bezpieczeństwo w środowisku MR
- Nie zawiera ftalanów

Ambu® AuraStraight™

AuraStraight znacznie poszerza asortyment masek krtaniowych stosowanych w anestezji i ratownictwie medycznym.




Jest zarazem znakomitą alternatywą dla znanej i popularnej maski Ambu AuraOnce posiadającej zakrzywioną rurkę.


W odróżnieniu od masek krtaniowych innych producentów, rurka i mankiet AuraStraight uformowane są w procesie produkcyjnym jako jeden, pozbawiony wszelkich nierówności i ostrych krawędzi element.

Ponadto, cienki oraz wyjątkowo miękki mankiet AuraStraight, dokładnie i ze zredukowanym do niezbędnego minimum naciskiem, przylega do ścian gardła. Wzmocniony koniuszek oraz specjalna faktura powierzchni mankietu (EazyGlide) umożliwiają łatwe zakładanie i wyjmowanie maski.

Maska krtaniowa Ambu AuraStraight dostępna jest w 8 rozmiarach odpowiednich dla niemowląt, dzieci oraz dorosłych

Specyfikacja

	Niemowlęta		Dzieci		Dorośli			
Rozmiar maski	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Kolorowe oznaczenie rozmiaru na torebce								
Waga pacjenta	<5 kg	5-10 kg	10-20 kg	20-30 kg	30-50 kg	50-70 kg	70-100 kg	>100 kg
Maksymalna objętość wypełniająca mankiet	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maksymalne ciśnienie w mankiecie	60 cm H ₂ O							
Złącze	15 mm ISO 5356-1							
Min. Ø wewn. rurki	5.7 mm	6.5 mm	7.4 mm	8.9 mm	9.8 mm	10.7 mm	11.0 mm	12.1 mm
Maks. Ø zewn. rurki	9.6 mm	11 mm	12.2 mm	14.4 mm	16.1 mm	17.6 mm	19.3 mm	19.5 mm
Złącze do napełniania	Luer cone ISO 594-1							
Temperatura przechowywania	+10°C - +25°C							
Ciężar	9,8 g	13,6 g	17,8 g	27,0 g	38,2 g	44,9 g	62,9 g	69,6 g
Wewnętrzna objętość kanału wentylacji	3.5 ml	5.4 ml	6.7 ml	9.7 ml	13 ml	15 ml	20 ml	22 ml
Spadek ciśnienia	<1.5 cm H ₂ O przy 15 l/min	<1.0 cm H ₂ O przy 15 l/min	<1.9 cm H ₂ O przy 30 l/min	<1.0 cm H ₂ O przy 30 l/min	<2.2 cm H ₂ O przy 60 l/min	<1.8 cm H ₂ O przy 60 l/min	<1.2 cm H ₂ O przy 60 l/min	<1.2 cm H ₂ O przy 60 l/min
Min. rozwarcie szczęk	12.8 mm	15.1 mm	17.1 mm	20 mm	23 mm	25.4 mm	27.4 mm	28.7 mm
Wewnętrzna długość	10.9 cm	11.6 cm	14.4 cm	15.9 cm	16 mm	17.1 mm	18.8 mm	20.4 cm
Specjalne użycie								
Maks. rozmiar FOB	2.7 mm	2.7 mm	3.9 mm	3.9 mm	5.4 mm	5.4 mm	5.4 mm	5.4 mm



AuraStraight



Wzmocniony konuszek mankieta
AuraStraight

Zastosowane materiały

Element	Zawiera ftalany (PHT)	Materiał
Rurka	Nie	PCV
Mankiet	Nie	PCV
Złącze rurki	Nie	PCTG
Balonik kontrolny	Nie	PCV
Zawór	Nie	PCV/Silikon
Dren balonika kontrolnego	Nie	PCV

Ambu AuraStraight nie zawiera naturalnego lateksu

Opakowanie	Ilość	Materiał
Torebka	1	Tyvek®/Tereftalan polietylenu (PET)/Polietylen (PE)
Pudełko	10	Tektura

Dane do złożenia zamówienia

Numer katalogowy	Rozmiar	Rodzaj
324 100 000	1	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 150 000	1 ½	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 200 000	2	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 250 000	2 ½	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 300 000	3	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 400 000	4	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 500 000	5	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta
324 600 000	6	Maska krtaniowa jednorazowego użytku - prosta



AuraStraight w kodowanej kolorem torebce z nadrukowaną instrukcją użycia

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Dania
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com



Autoryzowany Dystrybutor w Polsce

ul. Elewatorska 58
15-620 Białystok
tel.: 85 6645200
fax.: 85 6645266
www.biameditek.pl