



NZTechno

RESPIRCARE

Wyspecjalizowany producent
sprzętu oddechowego

UKŁAD ODDECHOWY DO TERAPII TLENOWEJ HFNC

AIRT-B4

Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 80 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w osłonę anty oparzeniową, oraz specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji.

Okres przydatności: 5 lat od momentu produkcji . Układ oddechowy z czasem użytkowania przez 14 dni od momentu otwarcia



NZ Techno Sp. z o. o. ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa

tel. (48 22) 616-32-45, fax (48 22) 617-07-85

www.nztechno.com, email: office.pl@nztechno.com

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000081888 , NIP 113 - 02 - 34 – 889, REGON 011862144

kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN



NZTechno

 **RESPIRCARE**

Wyspecjalizowany producent
sprzętu oddechowego

KANIULA DONOSOWA DO TERAPII TLENOWEJ HFNC

NAC-1S,NAC-1M,NAC-1L

Wykonana z wygodnego miękkiego silikonu, interfejs pacjenta charakteryzujący się niskim poziomem hałasu. Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami na głowę, w trzech rozmiarach rozmiar S, rozmiar M, rozmiar L,

Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiającą zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta.

- rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min)
- rozmiar M (przepływ gazów 10-80 L/min)
- rozmiar L (przepływ gazów 10-80 L/min)

Produkt zalecany do użytku przez 14 dni od momentu otwarcia



NZ Techno Sp. z o. o. ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa

tel. (48 22) 616-32-45, fax (48 22) 617-07-85

www.nztechno.com, email: office.pl@nztechno.com

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000081888, NIP 113 - 02 - 34 - 889, REGON 011862144

kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN