



CENTRUM MEDICUM



ŻELPOL HOLTER

Żel pol Holter Żel ścierny

Ogólny opis produktu

Żel nowej generacji przeznaczony do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka, utrudniającej otrzymanie czytelnego zapisu elektrycznego z powierzchni skóry.

Charakterystyczne właściwości produktu

- ułatwia prawidłowy kontakt elektrody pomiarowej za skórą
- poprawia przewodnictwo skóry
- ogranicza zapis artefaktów
- wykazuje wysoką odporność na wysychanie
- posiada neutralny odczyn pH
- nie wykazuje właściwości alergizujących.

Zastosowanie

- Zalecany szczególnie przed wykonaniem standardowego badania EKG i EEG, 24-godzinnego monitorowania EKG i EEG metodą Holtera, badania wysiłkowego na bieżni i cykloergometrze. Preparat pozwala na uzyskanie bardzo czytelnych, pozbawionych artefaktów (zakłóceń) i wysokowoltazowych zapisów krzywej elektrycznej

Oferta skierowana dla:

- pracownie EKG (zwłaszcza wykonujące 24-godzinny zapis EKG)
- oddziały intensywnej terapii, stacje pogotowia ratunkowego, oddziały kardiologiczne i kardiologiczne (zapis EKG, kardiowersja, elektrostymulacja)
- inne gabinety i pracownie, w których wykonywany jest zapis EKG
- pracownie i gabinety fizykoterapeutyczne (zabiegi z wykorzystaniem bioprądów)

Opakowanie

Butelki PE po 250 g

Żel pol Holter skin abrasive preparing gel

General product view

Żel pol Holter is suitable for mechanical removing of first skin corneous layer hindrance clear assessment of electrical activity signals record. Żel pol Holter enables a good contact of sensed electrode with the skin, improved skin conductivity and reduced artifacts signals. The gel is specially recommended before standard ECG and EEG recording, 24-hours ECG and EEG monitoring by Holter's method and effort tests. Product has no allergic effect and pH-value neutral to the skin.

Product property

- high viscous and good abrasive activity
- high resistance to dry up and sedimentation
- bactericide
- water soluble
- pH neutral

Distribution range

- hospital departments (cardiology, cardiurgery, electromedical procedures such as: ECG record, cardioversion, defibrillation, electrostimulation and long-term applications – 24-hour recording ECG by Holter method)
- private practice

Package

Product is distributed in PE bottle 0.250 g net with pull-push stopper

Żel pol Holter Отшелушивающий гель

Общее описание продукта

Гель нового поколения, предназначенный для механического удаления рогового слоя эпидермиса, осложняющего получение отчетливой электрозаписи, снимаемой с поверхности кожи.

Характерные свойства продукта

- Облегчает правильный контакт измерительного электрода с кожей
- Повышает проводимость кожи
- Ограничивает запись артефактов
- Проявляет высокую стойкость к высыханию
- Имеет нейтральную реакцию pH
- Не проявляет сенсibiliзирующих свойств.

Применение

- Рекомендуется применять в частности перед проведением стандартного исследования ЭКГ и ЭЭГ, 24-часового мониторингирования ЭКГ и ЭЭГ методом Холтера, нагрузочных проб на беговой дорожке или циклоэргометре. Preparat позволяет получить очень четкие электрокривые, без наличия артефактов (помех) при осуществлении высоковольтных записей.

Предложено адресовано:

- амбулаториям осуществляющим выполнение ЭКГ (в частности суточное мониторирование ЭКГ)
- отделениям интенсивной терапии, станциям скорой помощи, кардиологическим и кардиохирургическим больничным отделениям (запись ЭКГ, кардиоверсия, электростимуляция)
- прочим кабинетам и лабораториям, в которых выполняют ЭКГ
- амбулаториям и физиотерапевтическим кабинетам, в которых выполняют процедуры с использованием биотоков.

Упаковка

Флаконы 250 г