

OFERTA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zakup i dostawy materiałów medycznych”.**

Numer sprawy: ZP/06/2023

Dane dotyczące Zamawiającego:

Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dane dotyczące Wykonawcy:

Olympus Polska Sp. z o. o.
ul. Wynałazek 1
02-677 Warszawa
tel.: 22 366 00 77 / fax.: 22 366 00 49
e-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com

Spis treści:

1. Strona tytułowa
2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2 do SWZ)
3. Oświadczenie (wg załącznika nr 3 do SWZ)
4. Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 1 do SWZ)
5. Ulotki zaoferowanego asortymentu
6. Odpis z rejestru – KRS
7. Pełnomocnictwo

Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Warszawa, dnia 27.02.2023

OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O.

ul. Wynałazek 1, 02- 677 Warszawa, telefon +48 22 366 00 77, fax +48 22 366 00 49
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 00000 63 126
Zarząd: Kresimir Draskovic, Tomasz Mrzygłód, Andrzej Wojasiewicz; kapitał zakładowy: 26.697.000 zł opłacony
NIP: 522-16-51-738, REGON: 012330343

Załącznik nr 2
OFERENT
OLYMPUS Polska Sp. z o.o.
ul. Wynałazek 1; 02-677 Warszawa

Pieczęć Oferenta
e-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com
tel.: 22 366-00-77
fax.: 22 366-00-49

ZAMAWIAJĄCY
Wielospecjalistyczny Szpital
ul. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św.
Tel.041- 247-80-00
fax 041- 247-80-50

OFERTA do Sprawy ZP/06/2023

W związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie podstawowym, wariant 1 na: zakup i dostawy materiałów medycznych

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SWZ za cenę:

Zadanie nr: 17 - Kleszcze, pętla - Sprzęt jednorazowy do endoskopii

W cenie netto: 52 140,00 zł, brutto z 8% podatkiem VAT: 56 311,20 zł, słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta jedenaście złotych 20/100

(ceny jednostkowe w załączniku nr 1)

II. Oświadczamy, że:

1. Nie zalegamy z opłatami podatku w Urzędzie Skarbowym.
2. Nie zalegamy z odprowadzaniem składek na Ubezpieczenie Społeczne.
3. Całość zamówienie zrealizujemy w terminie – 12 m-cy od podpisania umowy
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
4. Oferujemy termin dostawy 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do SWZ został przez nas zaakceptowany.
Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
8. Oświadczam, że jakość zaoferowanych produktów jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami wskazanymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9. Oświadczamy, że oferowane artykuły medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania oraz posiadają deklarację zgodności CE zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa (Rozdz. I ust. 2 SWZ) i zobowiązujemy się do dostarczenia poświadczających ten fakt dokumentów na każde wezwanie zamawiającego,
9. Oświadczamy, że ~~należymy/nie należymy~~* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.
10. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,*
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO należy oświadczenie wykreślić i pozostawić wyłącznie oświadczenie z pkt 13)
12. Nie przekazuję danych w załączeniu do oferty na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego w SWZ osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO*
13. **Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Dostawcy będzie:**
Anna Piotrowicz, email: zamowienia-msd@olympus.pl

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SWZ

UWAGA!

Do oferty każdy Wykonawca lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert niżej wymienione oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
POTWIERDZAJĄCE NIEPODLEGANIE WYKONAWCY WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU**

Wykonawca [pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP i REGON/PESEL oraz KRS/CEiDG]:
OLYMPUS Polska Sp. z o.o.
Ul. Wynałazek 1; 02-677 Warszawa
NIP: 5221651738, Regon: 012330343 / KRS: 0000063126

Reprezentowany przez [imię i nazwisko]:

Martynę Wychowaniec – Specjalista ds. Zamówień Publicznych (pełnomocnik)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup i dostawy materiałów medycznych, Sprawa ZP/06/2023

I. Rodzaj uczestnictwa:

1. Czy Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami?
 ^{*)} **NIE**,

^{*)} **TAK**, [UWAGA: każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oddzielne oświadczenie]

^{*)} – należy zaznaczyć właściwy kwadrat

Jeżeli TAK:

1. Proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie (Lider, pełnomocnik, członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej itp.):

2. Proszę wskazać pozostałych Wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia [pełna nazwa/firma i adres]

a) _____

II. Informacje dot. Podwykonawców:

1. Czy Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?

^{*)} **NIE**,

^{*)} **TAK**,

^{*)} – należy zaznaczyć właściwy kwadrat

Jeżeli TAK:

1. Proszę wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom:

2. Proszę podać firmy Podwykonawców wraz z częścią zamówienia jaką zamierza im powierzyć Wykonawca [pełna nazwa/firma i adres, NIP i REGON/PESEL oraz KRS/CEiDG] oraz część zamówienia]

a) _____
[pełna nazwa/firma i adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG] [część zamówienia]

III. Informacje dot. Podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

1. Czy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby?

^{*)} **NIE**,

^{*)} **TAK**,

^{*)} – należy zaznaczyć właściwy kwadrat

Jeżeli TAK:

Proszę podać firmy Podmiotu (ów), na którego (ych) zasoby powołuje się Wykonawca [pełna nazwa/firma i adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG]

a) _____
[pełna nazwa/firma i adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG]

oraz przedstawić, wraz niniejszym oświadczeniem, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p. ;

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)¹.

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy P.z.p. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy P.z.p. spełniłem następujące przesłanki

[UWAGA: ust. 2 Wykonawca wypełnia tylko wtedy jeżeli ma zastosowanie w jego przypadku, w innej sytuacji należy zostawić ww. przepis nie wypełniony lub dokonać jego skreślenia]

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z wymogami ustawy P.z.p. oraz określone przez Zamawiającego w **Rozdz. II SWZ**.

Warszawa, dnia 27.02.2023

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zadanie nr 17		Kleszcze, pętla - Sprzęt jednorazowy do endoskopii									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunk owa liczba/ 12 m-cy	Jednostk a miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	<p>Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.</p> <p><i>Zamawiający, pismem z dnia 23.02.2023 wyraził zgodę na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych o łyżeczkach owalnych, owalnych z igłą, aligator, aligator z igłą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; niebieska lub szara osłonka (w zależności od długości roboczej narzędzia) bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm lub 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; W zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.</i></p> <p><i>Niepodzielne opakowanie handlowe zawiera 20 sztuk kleszczy danego rodzaju.</i></p>	OLYMPUS	nie dotyczy	<p>N5354930 (FB-210K); N5355330 (FB-210U); N5355030 (FB-220K); N5355430 (FB-220U); N5355130 (FB-230K); N5355530 (FB-230U); N5355230 (FB-240K); N5355630 (FB-240U);</p> <p><i>Wszystkie zaoferowane kleszcze spełniają wymagania SWZ, wybór w zależności od potrzeb należy do Zamawiającego.</i></p>	720	szt	21,50 zł	15 480,00 zł	8%	1 238,40 zł	16 718,40 zł


2	<p>Pętla do polipektomii jednorazowego użytku wykonana z drutu plecionego o średnicy 0,36 mm. Całkowita długość oczka pętli 38,5 mm. Długość robocza narzędzia 2300 mm Wymagane średnice 10, 15,25,32 mm</p> <p><i>Zamawiający, pismem z dnia 23.02.2023 wyraził zgodę na na zaoferowanie pętli elektrochirurgicznych o kształcie owalu; średnica pętli 10 mm, 15mm lub 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, kompatybilne z kanałem roboczym 2,8 mm.</i></p> <p><i>Niepodzielne opakowanie handlowe zawiera 10 sztuk pętli danego rodzaju.</i></p>	OLYMPUS	nie dotyczy	<p>N3642430 (SD-210U-10); N3642530 (SD-210U-15); N3642630 (SD-210U-25);</p> <p><i>Wszystkie zaoferowane pętle spełniają wymagania SWZ, wybór w zależności od potrzeb należy do Zamawiającego.</i></p>	780	szt	47,00 zł	36 660,00 zł	8%	2 932,80 zł	39 592,80 zł
RAZEM							52 140,00 zł	x	x	56 311,20 zł	

Warszawa, dnia 27.02.2023

Jednorazowe szczypcy biopsyjne z łyżeczkami typu „szczęki aligatora”



- łyżeczki z okienkiem – możliwość pobierania większej objętości tkanki
- „Szczęki aligatora” zapobiegające ześlizgiwaniu
- Mechanizm łyżeczek uchylnych SwingJaw ułatwiający przeprowadzanie biopsji stycznych
- Żebrowana osłonka z powłoką ułatwiająca wprowadzanie
- Oznaczona kolorem osłonka ułatwiająca identyfikację obszaru zastosowania




Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Min. średnica kanału roboczego	Długość robocza	Oznaczona kolorem osłonka	Obszar zastosowań
FB-211D	N5431830	20	● 2,0 mm	1150 mm	■	ENT
FB-211K	N5431430	20	● 2,0 mm	1550 mm	■	
FB-210K	N5354930	20	● 2,8 mm	1550 mm	■	
FB-210U	N5355330	20	● 2,8 mm	2300 mm	■	Enteroskopia
FB-214U	N5356130	20	● 3,2 mm	2300 mm	■	
FB-212U	N5355730	5	● 3,7 mm	2300 mm	■	

Jednorazowe szczypcy biopsyjne z igłą z łyżeczkami typu „szczęki aligatora”



- łyżeczki z okienkiem umożliwiające pobieranie większej objętości tkanki
- „Szczęki aligatora” zapobiegające ześlizgiwaniu
- **Igła umożliwiającą lepszy zaczepek**
- Mechanizm łyżeczek uchylnych SwingJaw ułatwiający przeprowadzanie biopsji stycznych
- Żebrowana osłonka z powłoką ułatwiająca wprowadzanie
- Oznaczona kolorem osłonka ułatwiająca identyfikację obszaru zastosowania




Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Min. średnica kanału roboczego	Długość robocza	Oznaczona kolorem osłonka	Obszar zastosowań
FB-221D	N5431930	20	● 2,0 mm	1150 mm	■	ENT
FB-221K	N5431530	20	● 2,0 mm	1550 mm	■	
FB-220K	N5355030	20	● 2,8 mm	1550 mm	■	
FB-220U	N5355430	20	● 2,8 mm	2300 mm	■	Enteroskopia
FB-224U	N5356230	20	● 3,2 mm	2300 mm	■	
FB-222U	N5355830	5	● 3,7 mm	2300 mm	■	


SZCZYPCE BIOPSYJNE

EndoJaw

Jednorazowe szczypce biopsyjne, łyżeczki owalne



- łyżeczki z okienkiem – możliwość pobierania większej objętości tkanki
- Mechanizm łyżeczek uchylnych SwingJaw ułatwiający przeprowadzanie biopsji stycznych
- Żebrowana osłonka z powłoką ułatwiającą wprowadzanie
- Oznaczona kolorem osłonka ułatwiająca identyfikację obszaru zastosowania




Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Min. średnica kanału roboczego	Długość robocza	Oznaczona kolorem osłonka	Obszar zastosowań
FB-231D	N5432030	20	● 2,0 mm	1150 mm	■	ENT
FB-231K	N5431630	20	● 2,0 mm	1550 mm	■	
FB-230K	N5355130	20	● 2,8 mm	1550 mm	■	
FB-230U	N5355530	20	● 2,8 mm	2300 mm	■	Enteroskopia
FB-234U	N5356330	20	● 3,2 mm	2300 mm	■	
FB-232U	N5355930	5	● 3,7 mm	2300 mm	■	

EndoJaw

Jednorazowe szczypce biopsyjne z igłą, łyżeczki owalne



- łyżeczki z okienkiem – możliwość pobierania większej objętości tkanki
- Igła umożliwiająca lepszy zaczepek
- Mechanizm łyżeczek uchylnych SwingJaw ułatwiający przeprowadzanie biopsji stycznych
- Żebrowana osłonka z powłoką ułatwiającą wprowadzanie
- Oznaczona kolorem osłonka ułatwiająca identyfikację obszaru zastosowania



Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Min. średnica kanału roboczego	Długość robocza	Oznaczona kolorem osłonka	Obszar zastosowań
FB-241D	N5432130	20	● 2,0 mm	1150 mm	■	ENT
FB-241K	N5431730	20	● 2,0 mm	1550 mm	■	
FB-240K	N5355230	20	● 2,8 mm	1550 mm	■	
FB-240U	N5355630	20	● 2,8 mm	2300 mm	■	Enteroskopia
FB-244U	N5356430	20	● 3,2 mm	2300 mm	■	
FB-242U	N5356030	5	● 3,7 mm	2300 mm	■	

6 Nazewnictwo i funkcje

Suwak

Popchnąć suwak, aby otworzyć łyżeczki. Pociągnąć, aby zamknąć.

Kolorowy kod

Kolor wskazuje minimalną średnicę kanału narzędzia pozwalającą na zachowanie zgodności z wymaganiami endoskopu.

Część wprowadzana/ długość robocza

Elastyczny zwój metalu jest pokryty osłoną zewnętrzną.

Uchwyt

Nr serii

Nasadka na kleszczyki


Nasadka na kleszczyki zabezpiecza łyżeczki przed uszkodzeniem podczas transportu.

Łyżeczki

Łyżeczki służą do pobierania tkanki.


Końcówka dystalna (łyżeczki uchylne)

Linka do manipulowania końcówką




FB-210K/U
Szczęki typu aligator

Linka do manipulowania końcówką




FB-220K/U
Szczęki typu aligator z igłą

Linka do manipulowania końcówką



FB-230K/U
Owalna

Linka do manipulowania końcówką



FB-240K/U
Owalna z igłą

*1 Igła zapobiega ześlizgiwaniu się łyżeczek z powierzchni tkanki

7 Parametry techniczne

OSTRZEŻENIE

Narzędzia można używać wyłącznie w zestawieniu z produktami zalecanymi przez firmę Olympus. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała pacjenta lub operatora, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia sprzętu.

7.1 Środowisko robocze

Temperatura otoczenia: 10 – 40°C, Wilgotność względna: 30 – 85%, Ciśnienie atmosferyczne: 700 – 1060 hPa

7.2 Parametry techniczne

Model	FB-210K FB-220K FB-230K FB-240K	FB-210U FB-220U FB-230U FB-240U
Średnica maksymalna (mm)	ø 2,45	
Długość robocza (mm)	1550	2300
Łyżeczki z okienkiem	Tak	
Osłona zwojowa pokrywana	Tak	
Zgodne endoskopy firmy Olympus (Wszystkie parametry muszą być spełnione.)	Długość i model	Długość robocza mniejsza, niż 1100 mm; GIF, OGF, CF (z wyjątkiem długości I, L), PCF (z wyjątkiem długości I, L), OSF (tylko OSF-4y)
	Długość robocza mniejsza, niż 2050 mm; GIF, OGF, SIF (z wyjątkiem SIF-100, Q140), CF, PCF, OSF	
	Wewnętrzna średnica kanału (mm) (kolorowe oznaczenie)	ø 2,8, ø 3,2 (żółty) ø 3,7, ø 6 (pomarańczowy)
		ø 2,8, ø 3,2 (żółty) ø 3,7, ø 4,2, ø 6 (pomarańczowy)
Inne	Kierunek widzenia: tylko 0° (modele z opcją patrzenia do przodu)	
Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych	CE 0197	Wyrób ten jest zgodny z wymogami dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. Klasyfikacja: Klasa II a

Polipektomia, EMR i ESD

Zimne i gorące pętle • Elektrochirurgiczne pętle tnące

SnareMaster Plus

Jednorazowe pętle o kształcie heksagonalnym do zimnych i gorących resekcji



- Specjalna konstrukcja zapewniająca elastyczność podczas zimnych i gorących resekcji
- Heksagonalny kształt ułatwiający kontrolę
- Cienki drut o odpowiedniej sztywności ułatwiający ostre zimne cięcie
- Specjalna powłoka drutu umożliwiająca płynną obsługę
- Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową




Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Min. średnica kanału roboczego	Długość robocza	Średnica pętli (A)	Obszar zastosowań
SD-400U-10	N5998230	10	● 2,8 mm	2300 mm	10 mm	
SD-400U-15	N5998330	10	● 2,8 mm	2300 mm	15 mm	

SnareMaster

Jednorazowe owalne pętle elektrochirurgiczne



- Owalna pętla o dużej średnicy
- Gruby, pleciony drut zwiększający koagulację i ułatwiający kontrolę
- Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową



Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość	Min. średnica kanału roboczego	Długość robocza	Średnica pętli (A)	Obszar zastosowań
SD-210U-10	N3642430	10	● 2,8 mm	2300 mm	10 mm	
SD-210U-15	N3642530	10	● 2,8 mm	2300 mm	15 mm	
SD-210U-25	N3642630	10	● 2,8 mm	2300 mm	25 mm	

6 Ostrzeżenia

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami. W kolejnych częściach pojawiają się informacje uzupełniające oznaczone hasłem „Ostrzeżenie”.

OSTRZEŻENIE

- Pętla elektrochirurgiczna lub kabel A stosowane u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca mogą spowodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rozrusznika lub jego uszkodzenie i poważnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta. Przed przystąpieniem do zabiegu należy skonsultować się z kardiologiem lub producentem rozrusznika serca.
- Stosując narzędzie lub kabel A w sąsiedztwie serca, należy ustawić minimalną wymaganą moc prądu roboczego. Wyładowanie iskrowe w trakcie zabiegu może wpłynąć na czynność serca.
- W przypadku korzystania w czasie jednego zabiegu z elektrokardiografu lub innego urządzenia monitorującego czynności życiowe oraz niniejszego narzędzia lub kabla A elektrody urządzenia monitorującego powinny znajdować się jak najdalej od elektrod aparatu elektrochirurgicznego. W urządzeniu monitorującym nie należy stosować elektrod igłowych, gdyż może to grozić oparzeniami pacjenta. Zaleca się stosowanie urządzeń monitorujących czynności życiowe wyposażonych w ograniczniki prądu o wysokiej częstotliwości.
- Nie należy umieszczać aparatu elektrochirurgicznego obok innego urządzenia elektrycznego lub na innym urządzeniu, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu i przetestowanych przez producenta.
- Zakłócenia elektromagnetyczne urządzenia mogą powstawać w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem lub innych urządzeń przenośnych z pamięcią oraz mobilnych, wykorzystujących energię o częstotliwości radiowej, takich jak np. telefony komórkowe. W razie wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych konieczne może być podjęcie środków zaradczych, takich jak zmiana ustawienia lub położenia urządzenia bądź ustawienie ekranów ochronnych w miejscu działania urządzenia.




7 Nazewnictwo i funkcje

Urządzenie musi być używane w połączeniu z kablem A.

Pętla elektrochirurgiczna (sterylna, jednorazowego użytku)

Urządzenie sterylne jest szczelnie zapakowane.



1. Suwak

Pociągnięcie suwaka powoduje wsunięcie drutu pętli do rurki, a popchnięcie suwaka – wysunięcie drutu pętli z rurki.

2. Wtyk

Podłączany do gniazda kabla A.

3. Druk pętli

Służy do wycinania tkanki przy użyciu prądu o wysokiej częstotliwości.

4. Przewód operacyjny

Przewodzi prąd o wysokiej częstotliwości do pętli.

5. Sonda

Służy do izolacji prądu o wysokiej częstotliwości.

6. Kod koloru


Wskazuje minimalną średnicę kanału narzędzia pozwalającą na zachowanie zgodności z wymaganiami endoskopu.

7. Podziałka

Wskazania podziałki na uchwycie pozwalają na oszacowanie jak głęboko w sondzie znajduje się drut pętli. Stopień schowania drutu pętli w sondę zależy jednak od kształtu i kąta zagięcia części wprowadzanej endoskopu.

Kabel-A (MAJ-860, MH-969, wielokrotnego użytku, sprzedawany oddzielnie)

Kabel A nadaje się do sterylizacji w autoklawie.



1. Gniazdo kabla A

Podłączany do wtyku na uchwycie. Zielona etykieta oznacza, że kabel A nadaje się do sterylizacji w autoklawie.

2. Przewód

Przewodzi prąd wysokiego napięcia z aparatu elektrochirurgicznego do urządzenia.

3. Wtyk kabla A

Podłączany do złącza wtyku kabla A aparatu elektrochirurgicznego.

8 Parametry techniczne

OSTRZEŻENIE

Z urządzenia oraz kabla A można korzystać wyłącznie w zestawieniu z produktami zalecanymi przez firmę Olympus. W przeciwnym razie może dojść do obrażenia ciała pacjenta lub użytkownika, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia sprzętu.

UWAGA

Nie wolno stosować narzędzia ani kabla A przy napięciu prądu roboczego przekraczającym napięcie znamionowe podane w tabelach na kolejnych stronach. Może to prowadzić do obrażenia ciała pacjenta, użytkownika lub osób asystujących, na przykład do oparzenia. Może również dojść do uszkodzenia endoskopu, urządzenia i/lub kabla A.

NOTA

W przypadku korzystania z aparatu UES-30 wraz z kablem A (MH-969), niezbędne jest użycie adaptera A 2 (MAJ-619).

8.1 Otoczenie

Środowisko robocze






Temperatura otoczenia: 10 – 40°C, wilgotność względna: 30 – 85%,
ciśnienie atmosferyczne: 700 – 1060 hPa

Transport i warunki przechowywania

Temperatura otoczenia: -40 – +70°C, wilgotność względna: 10 – 95%,
ciśnienie atmosferyczne: 700 – 1060 hPa

8.2 Parametry techniczne

Model	SD-210U-10	SD-210U-15	SD-210U-25
Kształt pętli	Ex-mini owalna	Mini owalna	Owalna
Maksymalna średnica sondy urządzenia (mm)		ø 2,6	
Długość robocza (mm)		2300	
Średnica pętli (mm)	ø 10	ø 15	ø 25
Średnica drutu pętli (mm)		ø 0,47	

Napięcie znamionowe prądu wysokiej częstotliwości		CUT (cięcie): 1600 Vp (3200 Vp-p) COAG: 2900 Vp (5800 Vp-p)		
Model	SD-210U-10	SD-210U-15	SD-210U-25	
Zgodne endoskopy firmy Olympus (Wszystkie parametry muszą być spełnione.)	Długość i model	Długość robocza mniejsza niż 1850 mm; EF, GIF, SIF (tylko SIF-10), CF, PCF, OSF		
	Wewnętrzna średnica kanału (mm) (kolorowe oznaczenie)	ø 2,8, ø 3,2 (żółty); ø 3,7, ø 4,2, ø 6 (pomarańczowy)		
	Inne	Seria UM nie jest kompatybilna		
Model	SD-221L-25	SD-221U-25	SD-230U-20	
Kształt pętli	Kształt półksiężycowaty		Owalna (ze spiralą)	
				
Maksymalna średnica sondy urządzenia (mm)	ø 1,8	ø 1,8	ø 2,6	
Długość robocza (mm)	1650	2300	2300	
Średnica pętli (mm)	ø 25	ø 25	ø 20	
Średnica drutu pętli (mm)	ø 0,3	ø 0,3	ø 0,48	
Napięcie znamionowe prądu wysokiej częstotliwości		CUT (cięcie): 1600 Vp (3200 Vp-p) COAG: 2900 Vp (5800 Vp-p)		
Zgodne endoskopy firmy Olympus (Wszystkie parametry muszą być spełnione.)	Długość i model	Długość robocza mniejsza niż 1200 mm; EF, GIF (z wyjątkiem N30, N230, XP260), GF, CF (z wyjątkiem długości I, L), PCF (z wyjątkiem długości I, L), OSF	Długość robocza mniejsza niż 1850 mm; EF, GIF (z wyjątkiem N30, N230, XP260), JF, TJF, SIF (tylko SIF-10), CF, PCF, OSF	Długość robocza mniejsza niż 1850 mm; EF, GIF, SIF (tylko SIF-10), CF, PCF, OSF
	Wewnętrzna średnica kanału (mm) (kolorowe oznaczenie)	ø 2, ø 2,2 (niebieski); ø 2,8, ø 3,2 (żółty); ø 3,7, ø 6 (pomarańczowy)	ø 2, ø 2,2 (niebieski); ø 2,8, ø 3,2 (żółty); ø 3,7, ø 4,2, ø 6 (pomarańczowy)	ø 2,8, ø 3,2 (żółty); ø 3,7, ø 4,2, ø 6 (pomarańczowy)
	Inne	Seria UM nie jest kompatybilna		
Model	*SD-240U-10	*SD-240U-15	*SD-240U-25	
Kształt pętli	Ex-mini owalna Typu miękkiego	Mini owalna Typu miękkiego	Owalny Typu miękkiego	
				
Maksymalna średnica sondy urządzenia (mm)		ø 2,6		
Długość robocza (mm)		2300		
Średnica pętli (mm)	ø 10	ø 15	ø 25	
Średnica drutu pętli (mm)		ø 0,4		
Napięcie znamionowe prądu wysokiej częstotliwości		CUT (cięcie): 1600 Vp (3200 Vp-p) COAG: 2900 Vp (5800 Vp-p)		
Zgodne endoskopy firmy Olympus (Wszystkie parametry muszą być spełnione.)	Długość i model	Długość robocza mniejsza niż 1850 mm; EF, GIF, SIF (tylko SIF-10), CF, PCF, OSF		
	Wewnętrzna średnica kanału (mm) (kolorowe oznaczenie)	ø 2,8, ø 3,2 (żółty); ø 3,7, ø 4,2, ø 6 (pomarańczowy)		
	Inne	Seria UM nie jest kompatybilna		
Zgodny aparat elektrochirurgiczny firmy Olympus	PSD-20, PSD-30, PSD-60, UES-20, UES-30*, ESG-100			
Kompatybilny kabel A firmy Olympus (sprzedawany oddzielnie)	MAJ-860 (tylko UES-30), MH-969			
Całkowita długość zgodnego przewodu A firmy Olympus (m)	MH-969:2 MAJ-860:2			

*: Urządzenia mogą nie być dostępne w niektórych krajach.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 03.01.2023 godz. 12:29:36

Numer KRS: 0000063126**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		30.11.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	66	Data dokonania wpisu	25.10.2022
	Sygnatura akt	RDF/454873/22/226		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 012330343, NIP: 5221651738
3.Firma, pod którą spółka działa	OLYMPUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 49362 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. WYNALAZEK, nr 1, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-677, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	WWW.OLYMPUS.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 GRUDNIA 1996 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, WARSZAWA REPETYTORIUM A-9692/96
	2	29.12.2003R., REPERTORIUM A NR 8615/2003, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. MARIA BOŁDOK - NOTARIUSZ, WIKTOR BOŁDOK - NOTARIUSZ, AGNIESZKA MROCZKOWSKA - GOŁOWICZ - NOTARIUSZ 00-544 WARSZAWA, UL WILCZA NR 28 LOK. 1, NUMERY ZMIENIONYCH

	PARAGRFÓW: §2, §8 USTĘP 2, §13 USTĘP 5, §15, §16 USTĘP 2, §18.
3	DATA: 24.03.2005 ROK, NR REPERTORIUM: 1138/2005, NOTARIUSZ: AGNIESZKA MROCKOWSKA-GOŁOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA S.C., UL. WILCZA NR 28 LOK. 1, 00-544 WARSZAWA, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §6, §8 UST. 1, §8 UST. 2, §14 UST. 1.
4	26.06.2009 R., URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 6729/2009, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 6 UST. 1, § 9 (UJEDNOLICENIE DANYCH), § 17
5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.01.2010 ROKU, REPERTORIUM A NR 68/2010, NOTARIUSZ URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PŁOWIECKIEJ 7 ZMIENIONO § 14 UST. 2
6	15.03.2013 R., URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1187/2013, ZMIENIONO: § 14 UST. 1

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	-----
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	266 970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26 697 000 ZŁOTYCH
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	26 697 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	DRASKOVIC
	2.Imiona	KRESIMIR
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MRZYGŁÓD
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL/REGON	78052404912
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	WOJASIEWICZ
	2.Imiona	ANDRZEJ MICHAŁ
	3.Numer PESEL/REGON	78111401179
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

1	1.Nazwisko	REINHOLD
	2.Imiona	JACEK ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	65070303956
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA
2	1.Nazwisko	KOKOSZKA
	2.Imiona	RENATA EWA
	3.Numer PESEL	73091011488
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA
3	1.Nazwisko	SŁOTWIŃSKA KARAŚ
	2.Imiona	SYLWIA
	3.Numer PESEL	80101007247
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	46, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
	2	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	3	46, 43, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
	4	46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
	5	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	6	74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
	7	82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
	8	85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
	9	95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	07.06.2002	01.04.2001 - 31.03.2002
	2	11.07.2003	01.04.2002 - 31.03.2003
	3	24.09.2004	01.04.2003 - 31.03.2004
	4	26.08.2005	01.04.2004 - 31.03.2005
	5	20.09.2006	01.04.2005 - 31.03.2006
	6	05.10.2007	01.04.2006 - 31.03.2007
	7	24.09.2008	01.04.2007 - 31.03.2008
	8	07.10.2009	01.04.2008 - 31.03.2009

	9	10.08.2010	01.04.2009 - 31.03.2010
	10	10.10.2011	01.04.2010 - 31.03.2011
	11	10.10.2012	01.04.2011 - 31.03.2012
	12	29.08.2013	01.04.2012 - 31.03.2013
	13	13.10.2014	OD 01.04.2013 DO 31.03.2014
	14	11.08.2015	OD 01.04.2014 DO 31.03.2015
	15	28.09.2016	OD 01.04.2015 DO 31.03.2016
	16	31.08.2017	OD 01.04.2016 DO 31.03.2017
	17	16.01.2019	OD 01.04.2017 DO 31.03.2018
	18	15.05.2020	OD 01.04.2018 DO 31.03.2019
	19	29.09.2020	OD 01.04.2019 DO 31.03.2020
	20	01.10.2021	OD 01.04.2020 DO 31.03.2021
	21	25.10.2022	OD 01.04.2021 DO 31.03.2022
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.04.2001 - 31.03.2002
	2	*****	01.04.2002 - 31.03.2003
	3	*****	01.04.2003 - 31.03.2004
	4	*****	01.04.2004 - 31.03.2005
	5	*****	01.04.2005 - 31.03.2006
	6	*****	01.04.2006 - 31.03.2007
	7	*****	01.04.2007 - 31.03.2008
	8	*****	01.04.2008 - 31.03.2009
	9	*****	01.04.2009 - 31.03.2010
	10	*****	01.04.2010 - 31.03.2011
	11	*****	01.04.2011 - 31.03.2012
	12	*****	01.04.2012 - 31.03.2013
	13	*****	OD 01.04.2013 DO 31.03.2014
	14	*****	OD 01.04.2014 DO 31.03.2015
	15	*****	OD 01.04.2015 DO 31.03.2016
	16	*****	OD 01.04.2016 DO 31.03.2017
	17	*****	OD 01.04.2017 DO 31.03.2018
	18	*****	OD 01.04.2018 DO 31.03.2019
	19	*****	OD 01.04.2019 DO 31.03.2020
	20	*****	OD 01.04.2020 DO 31.03.2021
	21	*****	OD 01.04.2021 DO 31.03.2022
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.04.2001 - 31.03.2002
	2	*****	01.04.2002 - 31.03.2003
	3	*****	01.04.2003 - 31.03.2004
	4	*****	01.04.2004 - 31.03.2005
	5	*****	01.04.2005 - 31.03.2006
	6	*****	01.04.2006 - 31.03.2007
	7	*****	01.04.2007 - 31.03.2008
	8	*****	01.04.2008 - 31.03.2009

9	*****	01.04.2009 - 31.03.2010	
10	*****	01.04.2010 - 31.03.2011	
11	*****	01.04.2011 - 31.03.2012	
12	*****	01.04.2012 - 31.03.2013	
13	*****	OD 01.04.2013 DO 31.03.2014	
14	*****	OD 01.04.2014 DO 31.03.2015	
15	*****	OD 01.04.2015 DO 31.03.2016	
16	*****	OD 01.04.2016 DO 31.03.2017	
17	*****	OD 01.04.2018 DO 31.03.2019	
18	*****	OD 01.04.2019 DO 31.03.2020	
19	*****	OD 01.04.2020 DO 31.03.2021	
20	*****	OD 01.04.2021 DO 31.03.2022	
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.04.2001 - 31.03.2002
	2	*****	01.04.2002 - 31.03.2003
	3	*****	01.04.2003 - 31.03.2004
	4	*****	01.04.2004 - 31.03.2005
	5	*****	01.04.2005 - 31.03.2006
	6	*****	01.04.2006 - 31.03.2007
	7	*****	01.04.2007 - 31.03.2008
	8	*****	01.04.2008 - 31.03.2009
	9	*****	01.04.2009 - 31.03.2010
	10	*****	01.04.2010 - 31.03.2011
	11	*****	01.04.2011 - 31.03.2012
	12	*****	01.04.2012 - 31.03.2013
	13	*****	OD 01.04.2013 DO 31.03.2014
	14	*****	OD 01.04.2014 DO 31.03.2015
	15	*****	OD 01.04.2015 DO 31.03.2016
	16	*****	OD 01.04.2016 DO 31.03.2017
	17	*****	OD 01.04.2018 DO 31.03.2019
	18	*****	OD 01.04.2019 DO 31.03.2020
	19	*****	OD 01.04.2020 DO 31.03.2021
	20	*****	OD 01.04.2021 DO 31.03.2022

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.1997

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 03.01.2023

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl