

Histoacryl® LapFix

Opis


Zestaw do fiksacji siatek w laparoskopowej naprawie przepuklin pachwinowych, składający się z aplikatora – kaniuli, jednej strzykawki 2 ml Luer Lock oraz dwóch ampułek kleju tkankowego Histoacryl z polimeru: monomerycznego n-butył-2-cyjanoakrylatu w kolorze niebieskim. Alternatywnie dostępny również w wersji składającej się z pięciu aplikatorów – kaniuli, pięciu strzykawek 2 ml Luer Lock oraz pięciu ampułek kleju tkankowego Histoacryl.

Wskazania:

- Atraumatyczne mocowanie siatki w przypadku laparoskopowych operacji przepuklin pachwinowych

Cechy i korzyści:

- nieinwazyjna metoda o udokumentowanej lepszej tolerancji przez pacjenta
- szybka i skuteczna polimeryzacja w kontakcie z tkanką, zabezpiecza przed zmianą położenia siatki – mniejsze ryzyko nawrotu



- specjalnie zaprojektowany aplikator dla precyzyjnej, łatwej i bezpiecznej fiksacji w procedurach laparoskopowych
- niebieski kolor kleju dla kontroli aplikowanej ilości i lepszej widoczności w polu operacyjnym
- krótszy czas zabiegu – mocowanie w czasie < 30 sek.

Nazwa	Zawartość	Zastosowanie	Nr katalogowy
Histoacryl® LapFix X1	2 ampułki kleju Histoacryl® o pojemności 0,5 ml, aplikator i 1 strzykawka 2 ml Luer Lock	1 zabieg	1052008
Histoacryl® LapFix X5	5 ampułek kleju Histoacryl® o pojemności 0,5 ml, 5 aplikatorów i 5 strzykawek 2 ml Luer Lock	5 zabiegów	1050165

9/1