














Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości śródreżca i przodostopia, pod śruby 2.0/2.3







Zdjęcie
















Nr Kat.



Opis produktu

Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości śródreżca i przodostopia, pod śruby 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Możliwość zablokowania i odblokowania oraz ponownego zablokowania śruby do 3 razy.

Pakiet 2 poz 1		A-4650.03	Płyta tytanowa, blokowana, prosta, z mostem, profil 1.0 mm, 6 otworów
Pakiet 2 poz 1		A-4650.10	Płyta tytanowa, blokowana, T-kształtna, profil 1.0 mm, 6 otworów (2/4)
Pakiet 2 poz 2		A-4650.11	Płyta tytanowa, blokowana, T-kształtna, profil 1.0 mm, 7 otworów (3/4)
Pakiet 2 poz 2		A-4650.13	Płyta tytanowa, blokowana, Y-kształtna, profil 1.0 mm, 7 otworów (2/5)
Pakiet 2 poz 1		A-4650.20	Płyta tytanowa, blokowana, L-kształtna, lewa, profil 1.0 mm, 6 otworów (2/4)
Pakiet 2 poz 1		A-4650.21	Płyta tytanowa, blokowana, L-kształtna, prawa, profil 1.0 mm, 6 otworów (2/4)
Pakiet 2 poz 2		A-4650.51	Płyta tytanowa, blokowana, prostokątna, profil 1.0 mm, 4 otwory (2x2)
Pakiet 2 poz 3		A-4650.56	Płyta tytanowa, blokowana, trapezowa dwurzędowa prosta, profil 1.0 mm, 6 otworów (3x2)
Pakiet 2 poz 3		A-4650.58	Płyta tytanowa, blokowana, trapezowa dwurzędowa skośna, lewa, profil 1.0 mm, 6 otworów (3x2)
Pakiet 2 poz 3		A-4650.59	Płyta tytanowa, blokowana, trapezowa dwurzędowa skośna, prawa, profil 1.0 mm, 6 otworów (3x2)
Pakiet 2 poz 4		A-4650.62	Płyta tytanowa, blokowana, trapezowa dwurzędowa prosta, profil 1.0 mm, 8 otworów (4x2)
Pakiet 2 poz 4		A-4650.67	Płyta tytanowa, blokowana, trapezowa dwurzędowa prosta, profil 1.0 mm, 12 otworów (6x2)
Pakiet 2 poz 5		A-4655.01	Płyta tytanowa, blokowana, anatomicznie ukształtowana, profil 1.3 mm, 4 otwory

Pakiet 2 poz 5		A-4655.02	Płyta tytanowa, blokowana, anatomicznie ukształtowana, profil 1.3 mm, 5 otworów
Pakiet 2 poz 6		A-4655.03	Płyta tytanowa, blokowana, prosta, anatomicznie ukształtowana, profil 1.3 mmmm, 6 otworów
Pakiet 2 poz 6		A-4655.08	Płyta tytanowa, blokowana, anatomicznie ukształtowana, profil 1.3 mm, 8 otworów
Pakiet 2 poz 6		A-4655.10	Płyta tytanowa, blokowana, T-kształtna, profil 1.3 mm, 6 otworów (2/4)
Pakiet 2 poz 7		A-4655.11	Płyta blokowana, profil 1,3 mm, T-kształtna, 8 otworów (3/5)
Pakiet 2 poz 6		A-4655.12	Płyta tytanowa, blokowana, T-kształtna, profil 1.3 mmmm, 7 otworów (3/4)







Pakiet 2 poz 6		A-4655.13	Płyta tytanowa, blokowana, T-kształtna, profil 1.3 mm, 9 otworów (3/6)
Pakiet 2 poz 7		A-4655.16	Płyta tytanowa, blokowana, T-kształtna, profil 1.3 mm, 10 otworów (2/8)
Pakiet 2 poz 7		A-4655.17	Płyta blokowana, T-kształtna, profil 1,3 mm, 10 otworów (3/7)
Pakiet 2 poz 6		A-4655.20	Płyta tytanowa, blokowana, L-kształtna, lewa, profil 1.3 mm, 6 otworów (2/4)
Pakiet 2 poz 6		A-4655.21	Płyta tytanowa, blokowana, L-kształtna, prawa, profil 1.3 mm, 6 otworów (2/4)
Pakiet 2 poz 7		A-4655.22	Płyta tytanowa, blokowana, L-kształtna, lewa, profil 1.3 mm, 10 otworów (2/8)
Pakiet 2 poz 7		A-4655.23	Płyta tytanowa, blokowana, L-kształtna, prawa, profil 1.3 mm, 10 otworów (2/8)
Pakiet 2 poz 7		A-4655.24	Płyta rotacyjna blokowana, T-kształtna, profil 1.3 mm, 6 otworów (3/3)
Pakiet 2 poz 6		A-4655.51	Płyta tytanowa, blokowana, prostokątna, profil 1.3 mm, 4 otwory (2x2)
Pakiet 2 poz 7		A-4655.56	Płyta tytanowa, blokowana, trapezowa dwurzędowa prosta, profil 1.3 mm, 6 otworów (3x2)
Pakiet 2 poz 8		A-4655.62	Płyta tytanowa, blokowana, trapezowa dwurzędowa prosta, profil 1.3 mm, 8 otworów (4x2)
Pakiet 2 poz 8		A-4655.66	Płyta tytanowa, blokowana, trapezowa dwurzędowa prosta, profil 1.3 mm, 10 otworów (5x2)
Pakiet 2 poz 7		A-4655.67	Płyta tytanowa, blokowana, dwubiegunowa, profil 1.3 mm, 6 (3+3) otworowa z 1 przeskokiem
Pakiet 2 poz 8		A-4655.68	Płyta tytanowa, blokowana, dwubiegunowa, profil 1.3 mm, 6 (3+3) otworowa z 2 przeskokami
Pakiet 2 poz 8		A-4655.69	Płyta tytanowa, blokowana, dwubiegunowa, profil 1.3 mm, 6 (3+3) otworowa z 3 przeskokami
<p>Implanty do zaopatrywania złamań głowy kości promieniowej pod śruby 2.0 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Możliwość zablokowania i odblokowania oraz ponownego zablokowania śruby do 3 razy.</p>			

Pakiet 2 poz 9		A-4656.68	Płyta tytanowa, blokowana, anatomicznie ukształtowana, obejmująca, profil 1.4 mm, 10 otworów
Pakiet 2 poz 9		A-4656.69	Płyta tytanowa, blokowana, anatomicznie ukształtowana, podpierająca, profil 1.4 mm, 11 otworów

medartis®
PRECISION IN FIXATION

Katalog produktów - płyty



**Implanty do zaopatrywania złamań dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej, pod śruby 2.5 mm .
Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Możliwość zablokowania i odblokowania oraz ponownego zablokowania śruby do 3 razy.**

	Zdjęcie	Nr Kat.	Opis Produktu
Pakiet 3 poz 1		A-4750.75	Płyta tytanowa, blokowana, 22x104 mm, lewa, zmienna profil 1.8-3.2 mm, 20 otworów w tym: 1 otwór kompresyjny-kompresja przy użyciu śruby blokowanej
Pakiet 3 poz 1		A-4750.76	Płyta tytanowa, blokowana, 22x104 mm, prawa, zmienna profil 1.8-3.2 mm, 20 otworów w tym: 1 otwór kompresyjny-kompresja przy użyciu śruby blokowanej
Pakiet 3 poz 2		A-4750.77	Płyta tytanowa, blokowana, 22x143 mm, lewa, zmienna profil 1.8-3.2 mm, 25 otworów w tym: 2 otwory kompresyjne-kompresja przy użyciu śruby blokowanej
Pakiet 3 poz 2		A-4750.78	Płyta tytanowa, blokowana, 22x143 mm, prawa, zmienna profil 1.8-3.2 mm, 25 otworów w tym: 2 otwory kompresyjne-kompresja przy użyciu śruby blokowanej
Pakiet 3 poz 3		A-4750.79	Płyta tytanowa, blokowana, 22x184 mm, lewa, zmienna profil 1.8-3.2 mm, 29 otworów w tym: 3 otwory kompresyjne-kompresja przy użyciu śruby blokowanej
Pakiet 3 poz 3		A-4750.80	Płyta tytanowa, blokowana, 22x184 mm, prawa, zmienna profil 1.8-3.2 mm, 29 otworów w tym: 3 otwory kompresyjne-kompresja przy użyciu śruby blokowanej









medartis®
PRECISION IN FIXATION



Katalog produktów - płytki



Implanty pod śruby 2.5 do skracania kości łokciowej z możliwością wykonania osteotomii pod kątem 45 i 90 stopni w systemie bezgwintowego trójpunktowego blokowania na docisk z możliwością wprowadzenia śruby pod kątem +/- 15 stopni w każdym kierunku oraz z możliwością zablokowania, odblokowania i ponownego zablokowania śruby do 3 razy.



Pakiet 3 poz 4		A-4750.95	Płyta tytanowa, blokowana, 84 mm, profil 3.2 mm, 10 otworów
Pakiet 3 poz 5		A-2791.05	Śruba napinająca


Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Możliwość zablokowania i odblokowania oraz ponownego zablokowania śruby do 3 razy.

	Zdjęcie	Nr Kat.	Opis Produktu
Pakiet 2 poz 12		A-4850.01	Płyta tytanowa, blokowana, prosta, długość 28 mm, profil 1.6 mm, 4 otwory
Pakiet 2 poz 13		A-4850.03	Płyta tytanowa, blokowana, prosta, długość 40 mm, profil 1.6 mm, 6 otworów
Pakiet 2 poz 14		A-4850.08	Płyta tytanowa, blokowana, prosta, długość 52 mm, profil 1.6 mm, 8 otworów
Pakiet 2 poz 13		A-4850.12	Płyta tytanowa, blokowana, Y-kształtna, długość 35 mm, profil 1.6 mm, 7 otworów
Pakiet 2 poz 14		A-4850.13	Płyta tytanowa, blokowana, Y-kształtna, długość 46 mm, profil 1.6 mm 9 otworów
Pakiet 2 poz 15		A-4850.67	Płyta tytanowa, blokowana, dwubiegunowa 6 otworowa z 1 przeskokiem, długość 25 mm, profil 1.6 mm
Pakiet 2 poz 15		A-4850.68	Płyta tytanowa, blokowana, dwubiegunowa 6 otworowa z 2 przeskokami, długość 32 mm, profil 1.6 mm
Pakiet 2 poz 15		A-4850.69	Płyta tytanowa, blokowana, dwubiegunowa 6 otworowa z 3 przeskokami, długość 43 mm, profil 1.6 mm

	Zdjęcie	Nr kat.	Średnica	Długość	Opis			
Pakiet 2 poz 10		A-5400.04/1	2.0 mm	4 mm	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.0 mm, otwór w głowie śruby typu HD6 (heksagonalny)			
		A-5400.05/1	2.0 mm	5 mm				
		A-5400.06/1	2.0 mm	6 mm				
		A-5400.07/1	2.0 mm	7 mm				
		A-5400.08/1	2.0 mm	8 mm				
		A-5400.09/1	2.0 mm	9 mm				
		A-5400.10/1	2.0 mm	10 mm				
		A-5400.11/1	2.0 mm	11 mm				
		A-5400.12/1	2.0 mm	12 mm				
		A-5400.13/1	2.0 mm	13 mm				
		A-5400.14/1	2.0 mm	14 mm				
		A-5400.15/1	2.0 mm	15 mm				
		A-5400.16/1	2.0 mm	16 mm				
		A-5400.17/1	2.0 mm	17 mm				
		A-5400.18/1	2.0 mm	18 mm				
		A-5400.19/1	2.0 mm	19 mm				
		A-5400.20/1	2.0 mm	20 mm				
		A-5400.21/1	2.0 mm	21 mm				
		Pakiet 2 poz 11		A-5450.06/1		2.0 mm	6 mm	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.0 mm, otwór w głowie śruby typu HD6 (heksagonalny). Bezgwintowa głowa śruby. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pod kątem +/-15 stopni. Możliwość zablokowania i odblokowania oraz ponownego zablokowania śruby do 3 razy.
				A-5450.07/1		2.0 mm	7 mm	
A-5450.08/1	2.0 mm			8 mm				
A-5450.09/1	2.0 mm			9 mm				
A-5450.10/1	2.0 mm			10 mm				
A-5450.11/1	2.0 mm			11 mm				
A-5450.12/1	2.0 mm			12 mm				
A-5450.13/1	2.0 mm			13 mm				
A-5450.14/1	2.0 mm			14 mm				
A-5450.16/1	2.0 mm			16 mm				
A-5450.18/1	2.0 mm			18 mm				
A-5450.20/1	2.0 mm			20 mm				
A-5450.22/1	2.0 mm			22 mm				
A-5450.24/1	2.0 mm			24 mm				
A-5450.26/1	2.0 mm	26 mm						
A-5450.28/1	2.0 mm	28 mm						
A-5450.30/1	2.0 mm	30 mm						

Pakiet 2 poz 10		A-5500.05/1	2.3 mm	5 mm	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.3 mm, otwór w głowie śruby typu HD6 (heksagonalny)
		A-5500.06/1	2.3 mm	6 mm	
		A-5500.07/1	2.3 mm	7 mm	
		A-5500.08/1	2.3 mm	8 mm	
		A-5500.09/1	2.3 mm	9 mm	
		A-5500.10/1	2.3 mm	10 mm	
		A-5500.11/1	2.3 mm	11 mm	
		A-5500.12/1	2.3 mm	12 mm	
		A-5500.13/1	2.3 mm	13 mm	
		A-5500.14/1	2.3 mm	14 mm	
		A-5500.15/1	2.3 mm	15 mm	
		A-5500.16/1	2.3 mm	16 mm	
		A-5500.17/1	2.3 mm	17 mm	
		A-5500.18/1	2.3 mm	18 mm	
		A-5500.19/1	2.3 mm	19 mm	
		A-5500.20/1	2.3 mm	20 mm	
		A-5500.21/1	2.3 mm	21 mm	
		A-5500.22/1	2.3 mm	22 mm	
		A-5500.23/1	2.3 mm	23 mm	
		A-5500.24/1	2.3 mm	24 mm	
A-5500.26/1	2.3 mm	26 mm			
A-5500.28/1	2.3 mm	28 mm			
A-5500.30/1	2.3 mm	30 mm			
A-5500.32/1	2.3 mm	32 mm			
A-5500.34/1	2.3 mm	34 mm			
Pakiet 3 poz 6		A-5700.08/1	2.5 mm	8 mm	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu HD7 (heksagonalny)
		A-5700.10/1	2.5 mm	10 mm	
		A-5700.12/1	2.5 mm	12 mm	
		A-5700.14/1	2.5 mm	14 mm	
		A-5700.16/1	2.5 mm	16 mm	
		A-5700.18/1	2.5 mm	18 mm	
		A-5700.20/1	2.5 mm	20 mm	
		A-5700.22/1	2.5 mm	22 mm	
		A-5700.24/1	2.5 mm	24 mm	
		A-5700.26/1	2.5 mm	26 mm	
		A-5700.28/1	2.5 mm	28 mm	
		A-5700.30/1	2.5 mm	30 mm	
		A-5700.32/1	2.5 mm	32 mm	
		A-5700.34/1	2.5 mm	34 mm	

Pakiet 3 poz 7		A-5750.08/1	2.5 mm	8 mm	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu HD7 (heksagonalny). Bezgwintowa głowa śruby. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pod kątem +/-15 stopni. Możliwość zablokowania i odblokowania oraz ponownego zablokowania śruby do 3 razy.
		A-5750.10/1	2.5 mm	10 mm	
		A-5750.12/1	2.5 mm	12 mm	
		A-5750.14/1	2.5 mm	14 mm	
		A-5750.16/1	2.5 mm	16 mm	
		A-5750.18/1	2.5 mm	18 mm	
		A-5750.20/1	2.5 mm	20 mm	
		A-5750.22/1	2.5 mm	22 mm	
		A-5750.24/1	2.5 mm	24 mm	
		A-5750.26/1	2.5 mm	26 mm	
		A-5750.28/1	2.5 mm	28 mm	
		A-5750.30/1	2.5 mm	30 mm	
		A-5750.32/1	2.5 mm	32 mm	
		A-5750.34/1	2.5 mm	34 mm	
Pakiet 2 poz 17		A-5800.08/1	2.8 mm	8 mm	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, otwór w głowie śruby typu HD7 (heksagonalny)
		A-5800.10/1	2.8 mm	10 mm	
		A-5800.12/1	2.8 mm	12 mm	
		A-5800.14/1	2.8 mm	14 mm	
		A-5800.16/1	2.8 mm	16 mm	
		A-5800.18/1	2.8 mm	18 mm	
		A-5800.20/1	2.8 mm	20 mm	
		A-5800.22/1	2.8 mm	22 mm	
		A-5800.24/1	2.8 mm	24 mm	
		A-5800.26/1	2.8 mm	26 mm	
		A-5800.28/1	2.8 mm	28 mm	
		A-5800.30/1	2.8 mm	30 mm	
		A-5800.32/1	2.8 mm	32 mm	
		A-5800.34/1	2.8 mm	34 mm	
		A-5800.36/1	2.8 mm	36 mm	
		A-5800.38/1	2.8 mm	38 mm	
		A-5800.40/1	2.8 mm	40 mm	
		A-5800.45/1	2.8 mm	45 mm	
		A-5800.50/1	2.8 mm	50 mm	
A-5800.55/1	2.8 mm	55 mm			
A-5800.60/1	2.8 mm	60 mm			
A-5800.65/1	2.8 mm	65 mm			
A-5800.70/1	2.8 mm	70 mm			
A-5800.75/1	2.8 mm	75 mm			

Pakiet 2 poz 16		A-5850.08/1	2.8 mm	8 mm	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, otwór w głowie śruby typu HD7 (heksagonalny). Bezgwintowa głowa śruby. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pod kątem +/-15 stopni. Możliwość zablokowania i odblokowania oraz ponownego zablokowania śruby do 3 razy.
		A-5850.10/1	2.8 mm	10 mm	
		A-5850.12/1	2.8 mm	12 mm	
		A-5850.14/1	2.8 mm	14 mm	
		A-5850.16/1	2.8 mm	16 mm	
		A-5850.18/1	2.8 mm	18 mm	
		A-5850.20/1	2.8 mm	20 mm	
		A-5850.22/1	2.8 mm	22 mm	
		A-5850.24/1	2.8 mm	24 mm	
		A-5850.26/1	2.8 mm	26 mm	
		A-5850.28/1	2.8 mm	28 mm	
		A-5850.30/1	2.8 mm	30 mm	
		A-5850.32/1	2.8 mm	32 mm	
		A-5850.34/1	2.8 mm	34 mm	
		A-5850.36/1	2.8 mm	36 mm	
		A-5850.38/1	2.8 mm	38 mm	
		A-5850.40/1	2.8 mm	40 mm	
		A-5850.45/1	2.8 mm	45 mm	
		A-5850.50/1	2.8 mm	50 mm	
		A-5850.55/1	2.8 mm	55 mm	
A-5850.60/1	2.8 mm	60 mm			
A-5850.65/1	2.8 mm	65 mm			
A-5850.70/1	2.8 mm	70 mm			
A-5850.75/1	2.8 mm	75 mm			