

## **Panewkowe** augmenty rewizyjne Tritanium **Restoration Acetabular Wedge Augments**

System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Dostępne w 18 rozmiarach i 3 grubościach. Możliwość mocowania śrubami tytanowymi i pozycjonowania na drutach Kirschnera 1.6 lub 2.0.



| Nr kat/Ref | Nazwa produktu/Nazwa własna |
|------------|-----------------------------|
| 5096-4615  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-4620  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-4625  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-5015  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-5020  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-5025  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-5415  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-5420  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-5425  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-5815  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-5820  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-5825  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-6215  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-6220  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-6225  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-6615  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-6620  | AUGMENT rewizyjny           |
| 5096-6625  | AUGMENT rewizyjny           |
| 2080-0015  | śruba                       |
| 2080-0020  | śruba                       |
| 2080-0025  | śruba                       |
| 2080-0030  | śruba                       |
| 2080-0035  | śruba                       |
| 2080-0040  | śruba                       |
| 2080-0045  | śruba                       |
| 2080-0050  | śruba                       |
| 2080-0055  | śruba                       |
| 2080-0060  | śruba                       |
| 5260-5-012 | śruba                       |
| 5260-5-014 | śruba                       |
| 5260-5-016 | śruba                       |
| 5260-5-018 | śruba                       |
| 5260-5-020 | śruba                       |
| 5260-5-022 | śruba                       |

|            |       |
|------------|-------|
| 5260-5-024 | śruba |
| 5260-5-026 | śruba |
| 5260-5-028 | śruba |
| 5260-5-030 | śruba |
| 5260-5-035 | śruba |
| 5260-5-040 | śruba |
| 5260-5-045 | śruba |
| 5260-5-050 | śruba |