


# SINUREP

Igła do lokalizacji nienamacalnych zmian patologicznych piersi



Pojedynczy hak



Podwójny hak



wersja ze znacznikami



wersja usztywniona

## Igła do lokalizacji nienamacalnych zmian patologicznych piersi

### Charakterystyka techniczna:

- dostępna z pojedynczym lub podwójnym hakiem
- podziałka centymetrowa dla ułatwienia umiejscowienia igły na właściwej głębokości
- przezroczysty, ergonomiczny łącznik Luer Lock dla bezpiecznej kontroli zabiegu
- oznaczenia na igle wskazujące dokładną pozycję haka w trakcie jego umieszczania
- dostępne również w wersji ze znacznikami oraz usztywnionej

**medax**  
medical devices

[www.medax.it](http://www.medax.it)

# SINUREP

| HAK - Wersja | GAUGE | Ø drutu (MM) | Długość (MM) |        |        |        |        |        |
|--------------|-------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| L-Pojedynczy | 20    | 0,25-0,30    | 20 060       | 20 080 | 20 100 | 20 110 | 20 120 | 20 160 |
| N-Podwójny   | 20    | 0,25         | 20 060       | 20 080 | 20 100 | 20 110 | 20 120 | 20 160 |
| L-Pojedynczy | 21    | 0,25-0,30    | 21 060       | 21 080 | 21 100 | 21 110 | 21 120 | 21 160 |

Inne rozmiary na życzenie

## Zamówienia:

SINUREP z pojedynczym hakiem:

GAUGE DŁUGOŚĆ

S R       0 0

SINUREP z podwójnym hakiem:

GAUGE DŁUGOŚĆ

S R       0 1

SINUREP z pojedynczym hakiem ze znacznikami:

GAUGE DŁUGOŚĆ

S R       0 2

SINUREP z pojedynczym hakiem usztywniona:

GAUGE DŁUGOŚĆ

S R       0 3

SINUREP z podwójnym hakiem ze znacznikami:

GAUGE DŁUGOŚĆ

S R       0 4

SINUREP z podwójnym hakiem usztywniona:

GAUGE DŁUGOŚĆ

S R       0 5

OPAKOWANIE: 20 szt.



www.medax.it

Medax Srl Unipersonale · via R.Piva 1/a · 46025 Poggio Rusco (MN) Italy · tel.+39 0386 522157-132 · fax+39 0386 522156 · customercare@medax.it

