



#### Właściwości

- Smukły kształt, dzięki któremu w minimalnym stopniu przysłania twarz pacjenta
- Podziałka w cm H<sub>2</sub>O
- Zminimalizowane ryzyko zakażenia krzyżowego - produkt dla jednego pacjenta
- Nie zawiera lateksu i PCV

## Manometr Ambu® jednorazowego użytku

Manometr Ambu jednorazowego użytku przeznaczony jest do monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta. Może on być podłączony do resuscytatorów firmy Ambu (lub innych producentów), jak również masek i układów CPAP.

ELEMENT	MATERIAŁ
Złącze	SEBS
Sprężyna	CuSn
Obudowa	SB
Tłoczek	Polipropylen
Membrana	Silikon

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary (długość x średnica)	55 X 22 mm
Waga	6,4 g
Średnica złącza	3,7 mm
Temperatura stosowania	- 18°C do + 50°C
Temperatura przechowywania	- 40°C do + 60°C

**DANE DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA**

**Numer kat.**

322 003 000      Manometr Ambu jednorazowego użytku, opakowanie 20 sztuk



Manometr Ambu jednorazowego użytku  
podłączony do resuscytatora Ambu SPUR II

**Ambu** 

Ambu A/S  
Baltorpbakken 13  
DK-2750 Ballerup  
Tel: +45 72 25 20 00  
Fax: +45 72 25 20 50  
[www.ambu.com](http://www.ambu.com)



Autoryzowany Dystrybutor w Polsce  
ul. Elewatorska 58  
15-620 Białystok  
tel.: 85 6645200  
fax.: 85 6645266  
[www.biameditek.pl](http://www.biameditek.pl)