



**CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA
CEZETEL - POZNAŃ Sp. z o.o.**
ul. Szczepankowo 189 61-313 Poznań
NIP 782-23-94-425 REGON 300594800
KRS 0000283195 Kapitał zakładowy 110000PLN BDO:000085458
Tel. +48 61 667 51 62 Fax. +48 61 667 51 63
E-mail: cezettel@cezettel.poznan.pl
Strona internetowa: www.cezettel.poznan.pl

MASKA DO PODAWANIA TLENU z rurką

Zadanie 51 poz. 1-2

Opis produktu:

- Wykonana jest z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego PCV (polichlorek winylu), nie zawiera lateksu
- Pacjent nie odczuwa dyskomfortu podczas terapii ze względu na anatomiczny kształt maski, wysoką plastyczność materiału maski i regulowany metalowy klips nosowy który w razie potrzeb można zdjąć (badanie MRI)
- Odłączany dren posiada wtopione podłużne paski wzmacniające powodujące, że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu; „no-crush”(tzw. Przekrój gwiazdkowy)
- Dren o długości min. 200 cm
- Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie z źródłem tlenu na wcisk (np. butla tlenowa)
- Maska posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy
- Występuje w rozmiarach:



Opakowanie foliowe	REF:
XL – dla dorosłych	1001XL20005S11
L - młodzieżowa	1001L20005S11
M - pediatryczna	1001M20005S11
S - niemowlęca	1001S20005S11
XS - noworodkowa	1001XS20005S11

- Pakowana pojedynczo z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu
- Jednorazowego użytku, sterylna (sterylizowana tlenkiem etylenu)
- Termin ważności 5 lat od daty produkcji

Producent: Hangzhou Rollmed Co., Ltd.