



Adapter ring

XD10741 instrukcja aplikacji


Adapter XD10741

Adapter służy do dopasowania butelek CM o średnicy szyjki 21 mm do ostrza CM kasy Easy-Click z uchwytem L (XD 10711) i kasy Easy-Click Max 2M z uchwytem L (XD10713).




Adapter XD10741

Pierścień adaptera należy zacisnąć wokół szyjki butelki CM.



Adapter XD10741

Pojemnik z pierścieniem adaptera należy umieścić na kolcu (rozmiar L).
Umieszczona tak butelka jest stabilna w uchwycie.



Adapter XD10741

Po opróżnieniu butelki należy ją wyrzucić wraz z pierścieniem adaptera.

