

# Flair® Drainable

worek jednoczęściowy, otwarty  
(samoprzylepny)

Worek jednoczęściowy (samoprzylepny) otwarty Flair® jest produktem najnowszej generacji, przeznaczonym do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii. Został zaprojektowany dla osób, które chcą funkcjonować aktywnie, bez ograniczeń. Dzięki wielu innowacyjnym rozwiązaniom zapewnia bezpieczeństwo, dyskrecję i pewność siebie – umożliwia normalne życie ze stomią.

## Cechy i korzyści Flair® Drainable:


- wielowarstwowa i wielorodzajowa folia, zgrzewana laserowo w procesie produkcji, jest nieprzepuszczalna dla stolca i gazów,
- miękkie, szybko wysychające, beżowe pokrycie fizeleinowe jest bardzo delikatne dla skóry, zapewnia wygodę i dyskrecję użytkowania,
- worek beżowy pokryty jest obustronnie fizeleiną w kolorze cielistym. Worek przezroczysty od strony ciała pokryty jest fizeleiną, co zapewnia możliwość kontroli treści jelitowej i stanu stomii bez konieczności odklejania worka od skóry. Nie odparza skóry, zapewnia dyskrecję i wysoki komfort noszenia oraz niweluje efekt szeleszczenia folii podczas użytkowania,
- nowoczesny i uniwersalny kształt wspomaga migrację treści jelitowej w dół worka,
- udoskonalony, laserowo docinany filtr Dual-Carb®, niweluje nieprzyjemne zapachy i zapobiega tworzeniu się tzw. poduszki gazowej (balonowaniu). Obecność filtra umożliwia stosowanie tego rodzaju worka również u pacjentów z kolostomią,
- przylepiec posiada wyraźnie oznaczone linie docięcia, umożliwiające indywidualne dopasowanie. Można go dociąć nawet do średnicy 60 mm, wykorzystując załączoną w opakowaniu miarkę, tak aby dokładnie dopasować otwór w przylepcu do kształtu i wielkości stomii,



# Flair® Drainable

## worek jednoczęściowy, otwarty (samoprzylepny)

- nowoczesny przylepiec wykonany z materiału **HyperFlex®**, zawiera aż 4 hydrokoloidy. Jest jedynym na rynku polskim tego typu przylepcem. Materiał **HyperFlex®** posiada silne właściwości gojące i ochronne, zabezpiecza skórę wokół stomii przed szkodliwym działaniem treści jelitowej. Materiał ten nie odparza skóry i nie powoduje alergii, nawet w przypadkach alergii kontaktowej. Przylepiec ma kształt łezki, co zapewnia dokładne przyleganie we wszystkich kierunkach, nawet do bolącej lub zmacerowanej skóry. Przylepiec na odwrocie został pokryty dodatkowo warstwą cienkiej fizeliny, co jeszcze podnosi jego odporność na wypłukiwanie przez treść jelitową i trwałość przylegania,
- worek posiada otwór (odpływ), służący do opróżniania go z treści jelitowej, bez konieczności odklejania worka od skóry. W trakcie używania worka odpływ zabezpieczony jest zintegrowanym zapięciem na rzep. Zapięcie jest bezpieczne i łatwe w użyciu. Odpływ posiada podwójny elastyczny kołnierz oraz unikatowy uchwyt do otwierania worka (jedna z unikatowych innowacji WellandMedical) zapewniający jeszcze większą higienę, wygodę i czystość podczas opróżniania.



rozmiar	kod produktu	ilość sztuk w opakowaniu
---------	--------------	--------------------------

Flair® Drainable – worek jednoczęściowy odpuszczalny, beżowy, z zapięciem zintegrowanym, z filtrem, duży

13-60 mm	XFLD513	30 szt.
----------	---------	---------

Flair® Drainable – worek jednoczęściowy odpuszczalny, przezroczysty, z zapięciem zintegrowanym, z filtrem, duży

13-60 mm	XFLD713	30 szt.
----------	---------	---------