


F7520

JEDNORAZOWE STERYLNE ŚCIERNE CZYŚCIKI DO KOŃCÓWEK DISPOSABLE ABRASIVE TIP CLEANER STERILE PADS



Podkładki czyszczące FIAB stosowane są podczas zabiegów elektrochirurgicznych do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni elektrod w uchwytach jednorazowych lub wielokrotnego użytku. Główną cechą F7520 jest jego ścierna powierzchnia. Nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich jest gwarantowana za pomocą plastikowego drutu zawierającego BaSO₄. Klej o wysokiej wytrzymałości pozwala na dobre przyleganie do arkusza operacyjnego. Nie zawiera lateksu

FIAB cleaning pads are used during electrosurgical operations to remove impurities from the surface of electrodes in disposable or reusable pencils. The main feature of F7520 is its abrasive surface. Radiopacity is guaranteed by means of a plastic wire reference with BaSO₄. High strength adhesive allows a good adherence on the operatory sheet. Latex-free

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE- TECHNICAL FEATURES

WYMIARY DIMENSIONS	50 x 50 mm
PODKŁAD ŚCIERNY ABRASIVE SUPPORT	Tworzywo sztuczne formowane Plastic material moulded
Nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich RADIOPACITY	Plastikowy druk zawierający BaSO ₄ Plastic wire reference with BaSO ₄
MATERIAŁ WEWNĘTRZNY INTERNAL MATERIAL	PIANKA, jasnoniebieska FOAM, light blue
KLEJ ADHESIVE	Wysoka wytrzymałość High strength
GRUBOŚĆ THICKNESS	6mm
STERYLIZACJA STERILISATION	Tlenek etylenu EO gas
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI COMPLIANCE TO STANDARDS	Dyrektywa 93/42/EWG. Wyrób sterylny klasy I Directive 93/42/EEC. Class I-sterile device

PAKOWANIE - PACKAGING

OPAKOWANIE PODSTAWOWE PRIMARY PACKAGING	Pakowane pojedynczo w zgrzewan torebk papierow po czon z polietylenem Singly packaged in sealed paper pouch coupled with polyethylene
OPAKOWANIE ZBIORCZE SALE PACKAGING	100 szt. w kartonie 100 pcs in carton box
PRZECHEWYWANIE STORAGE	Temperatura: 0°C ÷ + 50° C – Wilgotność względna: 20% ÷ 80% Temperature: 0°C ÷ + 50° C – Relative humidity: 20% ÷ 80%
DATA WAŻNOŚCI EXPIRY	36 miesięcy od daty sterylizacji 36 months from sterilisation date

52500400BR4I