

### **Nocnik ECO**

**Producent:** Rehostav

**Kolor:** Biały

Uniwersalny nocnik pierwszy nocnik

Wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów.

Zaprojektowany, by zapewnić maksymalną wygodę oraz bezpieczeństwo dziecku podczas użytkowania.



### **Zalety:**

- niewielki
- uniwersalny (kształt, który sprawdzi się również dla chłopców)
- łatwy do utrzymania w czystości

**Szerokość (wymiary maksymalne) :** 24,7x 24,7 cm

**Otwór:** 15x15 cm

**Wysokość:** 13,5 cm

### **Uwaga!**

**Naklejka na nocniku może przedstawiać inne zwierzątko**



# SERWETKA CHŁONNA jałowa TD-11

Załącznik nr 3 do  
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie I  
z dnia 2017.10.19

Strona 1/1

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonane z celulozy o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Chłonna na całej powierzchni
- Duża wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie folia - papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



40x40cm

## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-HT	40cm x 40cm	1 szt.	500 szt.



SERWETA CHIRURGICZNA  
2 WARSTWOWA, Z PRZYLEPCEM  
jałowa  
TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2019-08-09

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Z taśmą samoprzylepną na jednym boku
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NFA-S 1	45cm x 45cm	1 szt.	230 x 1 szt.	2 x 230 szt.
AT-NFA-S 3	50cm x 60cm	1 szt.	100 x 1 szt.	2 x 100 szt.
AT-NFA-S 4	50cm x 75cm	1 szt.	210 x 1 szt.	2 x 210 szt.
AT-NFA-S 5	75cm x 75cm	1 szt.	135 x 1 szt.	2 x 135 szt.
AT-NFA-S 9	75cm x 90cm	1 szt.	125 x 1 szt.	2 x 125 szt.
AT-NFA-S 10	90cm x 120cm	1 szt.	100 x 1 szt.	2 x 100 szt.
AT-NFA-S 13	100cm x 150cm	1 szt.	50 x 1 szt.	2 x 50 szt.
AT-NFA-S 15	150cm x 180cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NFA-S 16	150cm x 200cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NFA-S 20	150cm x 240cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NFA-S 22	170cm x 300cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.



SERWETA CHIRURGICZNA  
2 WARSTWOWA, Z PRZYLEPCEM  
jałowa  
TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Z taśmą samoprzylepną na jednym boku
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NFA-S 4 E	45cm x 75cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFA-S 9 E	75cm x 90cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFA-S 10 E	90cm x 120cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFA-S 13 E	100cm x 150cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFA-S 15 E	150cm x 180cm	1 szt.	20 x 1 szt.	4 x 20 szt.
AT-NFA-S 16 E	150cm x 200cm	1 szt.	20 x 1 szt.	4 x 20 szt.
AT-NFA-S 20 E	150cm x 240cm	1 szt.	20 x 1 szt.	4 x 20 szt.





# SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA jałowa

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2019-08-09

zmiana: 2023-02-01

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

#### ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Nieprzylepna
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



#### ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NF-S 1	45cm x 45cm	1 szt.	240 x 1 szt.	2 x 240 szt.
AT-NF-S 2	50cm x 50cm	1 szt.	200 x 1 szt.	2 x 200 szt.
AT-NF-S 3	50cm x 60cm	1 szt.	280 x 1 szt.	2 x 280 szt.
AT-NF-S 4	50cm x 75cm	1 szt.	160 x 1 szt.	2 x 160 szt.
AT-NF-S 5	75cm x 75cm	1 szt.	150 x 1 szt.	2 x 150 szt.
AT-NF-S 8	80cm x 90cm	1 szt.	150 x 1 szt.	2 x 150 szt.
AT-NF-S 9	75cm x 90cm	1 szt.	150 x 1 szt.	2 x 150 szt.
AT-NF-S 10	90cm x 120cm	1 szt.	80 x 1 szt.	2 x 80 szt.
AT-NF-S 12	75cm x 140 cm	1 szt.	50 x 1 szt.	2 x 50 szt.
AT-NF-S 13	100cm x 150cm	1 szt.	50 x 1 szt.	2 x 50 szt.
AT-NF-S 14	120cm x 150cm	1 szt.	50 x 1 szt.	2 x 50 szt.
AT-NF-S 15	150cm x 180cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 16	150cm x 200cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 19	160cm x 220cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 20	150cm x 240cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 22	170cm x 300cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.



# OSŁONA NA KOŃCZYNĘ jąłowa TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2022-09-08

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Osłona na kończynę z dwuwarstwowego laminatu, taśma samoprzylepna z włókniny Spunlace
- Nieprzemakalna i chłonna na całej powierzchni
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy PN-EN 13795-1
- Sterylna, Jednorazowego użytku
- Pakowana wraz z jedną sztuką taśmy samoprzylepnej
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie folia - papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



10x50cm

## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SD-S 6	30cm x 60cm	1 szt.+ taśma samoprzylepna 10x50cm	200 szt.
AT-SD-S 7	30cm x 80cm	1 szt.+ taśma samoprzylepna 10x50cm	120 szt.
AT-SD-S 8	35cm x 120cm	1 szt.+ taśma samoprzylepna 10x50cm	100 szt.

# EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62  
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

---

## Zarękawnik chirurgiczny

I-3ST-A1 Zarękawnik chirurgiczny jałowy, pakowany pojedynczo, dł. ok. 50cm

- wykonany z włókniny polipropylenowej laminowanej folią
- kolor: zielony, niebieski
- rozmiar uniwersalny
- pełnobarierowy
- zgodny z normą PN EN 13795



**Dystrybutor:**  
**ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.**  
**ul. Pod Borem 18**  
**41-808 Zabrze**

**Producent:**  
**"Euro-Centrum" Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j.**  
**ul. Chodakowska 10**  
**96-503 Sochaczew**



# FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD jałowy

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Zapobieganie przenoszeniu czynników infekcyjnych z zespołu chirurgicznego do rany operacyjnej
- Zapobieganie rozproszeniu się cząstek złuszczonego naskórka w powietrzu sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Pełnobarierowy fartuch chirurgiczny
- Sterylny, jednorazowego użytku
- Wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>
- Duża odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz duża wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie
- Oddychający i paroprzepuszczalny materiał fartucha
- Kolorowe lamówki adekwatne do rozmiaru fartucha
- Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny
- Tyłne części fartucha zachodzą na siebie
- Dwa troki wszyte w okolicy pasa, umieszczone w sztywnym kartoniku zapewniają aseptyczną aplikację, dodatkowo dwa troki wewnętrzne
- Zapięcie typu rzep w okolicy karku
- Szwy wykonane techniką ultradźwiękową
- Spełniający wymogi normy EN 13795-1
- Nie zawiera lateksu
- Niepalny
- Niepylący
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR LAMÓWKI	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SGS-M 1E	M	Żółta	1 szt.	25 x 1 szt.
AT-SGS-L 1E	L	Zielona	1 szt.	25 x 1 szt.
AT-SGS-XL 1E	XL	Fioletowa	1 szt.	25 x 1 szt.
AT-SGS-XXL 1E	XXL	Czarna	1 szt.	25 x 1 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: K.I. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

rev.2023.01



# FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD PLUS jałowy

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Zapobieganie przenoszeniu czynników infekcyjnych z zespołu chirurgicznego do rany operacyjnej
- Zapobieganie rozproszeniu się cząstek złuszczonego naskórka w powietrzu sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Pełnobarierowy fartuch chirurgiczny
- Sterylny, jednorazowego użytku
- Wykonany z wielowarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>
- Wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach
- Duża odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz duża wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie
- Oddychający i paroprzepuszczalny materiał fartucha
- Kolorowe lamówki adekwatne do rozmiaru fartucha
- Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny
- Tylne części fartucha zachodzą na siebie
- Dwa troki wszyte w okolicy pasa, umieszczone w sztywnym kartoniku zapewniają aseptyczną aplikację, dodatkowo dwa troki wewnętrzne
- Zapięcie typu rzep w okolicy karku
- Szwy wykonane techniką ultradźwiękową
- Spełniający wymogi normy EN 13795-1
- Nie zawiera lateksu
- Niepalny
- Niepylący
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR LAMÓWKI	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SGSP-M 1E	M	Żółta	1 szt.	25 x 1 szt.
AT-SGSP-L 1E	L	Zielona	1 szt.	25 x 1 szt.
AT-SGSP-XL 1E	XL	Fioletowa	1 szt.	25 x 1 szt.
AT-SGSP-XXL 1E	XXL	Czarna	1 szt.	25 x 1 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: K.I. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

rev.2023.01



SERWETA CHIRURGICZNA  
2 WARSTWOWA, Z PRZYLEPCEM  
jałowa  
TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Z taśmą samoprzylepną na jednym boku
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NFA-S 4 E	45cm x 75cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFA-S 9 E	75cm x 90cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFA-S 10 E	90cm x 120cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFA-S 13 E	100cm x 150cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFA-S 15 E	150cm x 180cm	1 szt.	20 x 1 szt.	4 x 20 szt.
AT-NFA-S 16 E	150cm x 200cm	1 szt.	20 x 1 szt.	4 x 20 szt.
AT-NFA-S 20 E	150cm x 240cm	1 szt.	20 x 1 szt.	4 x 20 szt.



SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA  
Z CENTRALNYM OTWOREM PRZYLEPNYM  
jałowa  
TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3  
rewizja 2  
data: 2017-10-19  
zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Otwór ułatwia aplikację serwety, umożliwi dokładniejsze dopasowanie serwety do miejsca zabiegu, co wpływa na zwiększenie efektywności zabezpieczenia pola operacyjnego i ergonomii pracy personelu medycznego
- Otwór otoczony taśmą samoprzylepną
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OTWÓR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NFFA-S 1 E	45cm x 45cm	∅ 5cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFFA-S 2 E	45cm x 75cm	6cm x 8cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFFA-S 3 E	50cm x 60cm	∅ 6cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFFA-S 4 E	75cm x 90cm	∅ 7cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFFA-S 5 E	75cm x 90cm	6cm x 8cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFFA-S 6 E	90cm x 120cm	∅ 8cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.



## Czepek medyczny typu beret włókninowy

TD-30-I.2.c-1.1.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

### PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na głowę w celu zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza na sali operacyjnej/zabiegowej przez włosy oraz złuszczone naskórek pochodzący od osób noszących

### WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 18 g/m<sup>2</sup>
- ściągany gumką
- średnica ok. 53 cm
- zapewnia przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- kolor niebieski, zielony
- nie zawiera lateksu
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-008-18B	18 g/m <sup>2</sup>	niebieski	włóknina polipropylenowa	100 szt.	10 x 100 szt.
BT-008-18G	18 g/m <sup>2</sup>	zielony	włóknina polipropylenowa	100 szt.	10 x 100 szt.





## Czepek medyczny z trokami TOM

TD-30-I.2.c-1.2.4

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

### PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na głowę w celu zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza na sali operacyjnej/zabiegowej przez włosy oraz złuszczone naskórek pochodzący od osób noszących

### WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej 20 g/m<sup>2</sup>
- kształt furażerki
- wiązany na troki
- posiada wstawkę antypotną na całym obwodzie
- zapewnia przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- kolor zielony
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-007-P20G	20 g/m <sup>2</sup>	zielony	włóknina polipropylenowa	100 szt.	10 x 100 szt.



# Ubranie operacyjne, bluza z krótkim rękawem + spodnie, włókninowe, niejałowe

TD-30-I.2.c-4.1.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: 2022-08-01

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

KLASYFIKACJA wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

## PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku używany, przeznaczony i wskazany w celu zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczone naskórek pochodzący ze skóry osób noszących

## WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>
- bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami
- spodnie z trokami
- kolor niebieski, zielony lub fioletowy
- zgodność z normą techniczną: EN 13795-2 (spełnia wymagania wysokiej skuteczności)
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-017-S35B1-S-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	S	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B2-M-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	M	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B3-L-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	L	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B4-XL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B5-XXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B6-XXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B7-XXXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B8-XXXXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXXXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G1-S-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	S	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G2-M-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	M	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G3-L-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	L	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G4-XL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G5-XXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G6-XXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G7-XXXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXXL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V1-S-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	S	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V2-M-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	M	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V3-L-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	L	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V4-XL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V5-XXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V6-XXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V7-XXXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXXL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: A.K. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

ver.2021/01

# Curea SafeCare

## Podkład chłonny

PRODUCENT:	Curea Medical GmbH, Münsterstraße 61-65, 48565 Steinfurt, Niemcy				
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przeznaczony do wchłaniania moczu i innych płynów ustrojowych</li> </ul>				
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• odporny na zrywanie również w trudnych warunkach</li> <li>• większa chłonność dzięki zastosowaniu technologii SuperCore®</li> <li>• przepuszczalność powietrza i zapobieganie powstawaniu odleżyn</li> <li>• foliowany</li> <li>• wydajne i równomierne wchłanianie oraz zatrzymanie płynów</li> <li>• zatrzymanie bakterii (w tym MRSA i E.Coli) w podkładzie</li> <li>• przyjemna dla skóry, gładka powierzchnia</li> <li>• redukcja zapachu</li> <li>• chłonność 1600 ml</li> <li>• nie zawiera lateksu</li> <li>• zastosowanie: wszystkie obszary szpitala, zakłady opieki paliatywnej, domy, opieki, hospicja itp.</li> <li>• niesterylny</li> </ul>				
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	ROZMIAR RDZENIA	RDZEŃ DOSTĘPNY	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
	SC-9060-PE	60 x 90 cm	60 x 80 cm	52 x 80 cm	112 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	Materiałów marketingowych firmy: Curea Medical GmbH, Münsterstraße 61-65, 48565 Steinfurt, Niemcy				
Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny					

data opracowania: 2023.05.24



## Podkład chłonny na stół operacyjny

TD-03-I.2.c-1.2

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób medyczny jednorazowego użytku służy do pochłaniania płynów ustrojowych. Stosowany na stole operacyjnym w celu bezpośrednio zabezpieczenia i ochrony pacjenta przed zanieczyszczeniami i zakażeniami


**WŁAŚCIWOŚCI**

- wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP
- złożony w warstw: włóknina polipropylenowa, warstwa celulozowa, pulpa celulozowa z superabsorbentem SAP, warstwa celulozowa, folia PE
- wkład chłonny w kolorze białym
- warstwa foliowa w kolorze niebieskim
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	RODZAJ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE)	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
BT-PC100225	100 x 225 cm	biały/ niebieski	folia	10 szt.	2 x 10 szt.

# Fartuch foliowy

PRODUCENT:	Zhangjiagang Huaxing Rubber-Plastic Products CO., LTD					
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"><li>Wyrób przeznaczony dla personelu medycznego jako dodatkowe zabezpieczenie przy wykonywaniu mokrych zabiegów, takich jak przygotowywanie leków, mycie pacjenta, karmienie</li></ul>					
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"><li>wykonany z polietylenu</li><li>przezroczysty</li><li>zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki</li><li>zarejestrowany jako wyrób medyczny</li><li>pakowany indywidualnie po 1 szt.</li><li>dostępne rozmiary: 71x116 cm, 71x180 cm</li><li>niejałowy</li></ul>					
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	GRUBOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	HXA0001	71x116 cm	20 µm	1 szt.	100 x 1 szt.	10 x 100 szt.
	HXA0002	71x180 cm	20 µm	1 szt.	100 x 1 szt.	10 x 100 szt.
	HXA0003	71x116 cm	30 µm	1 szt.	100 x 1 szt.	10 x 100 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Zhangjiagang Huaxing Rubber-Plastic Products CO., LTD					



# KRANIK TRÓJDROŻNY sterylny

TD-39

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2018-01-26

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Do zarządzania przepływami płynów infuzyjnych w trakcie ich podawania
- Umożliwia przełączanie ścieżki przepływu wlewu infuzyjnego
- Do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą krwawą
- Do bezpośredniej podaży leku/płynu

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z poliwęglanu
- Transparentna obudowa
- Wyraźny optyczny identyfikator pozycji „otwarty-zamknięty” (oznaczone kierunki przepływu) działający w zakresie 360 stopni
- Ciągłe, proste kanały przepływowe i optymalna średnica wewnętrzna zapewniają prawidłowy pomiar ciśnienia
- Obrotowa końcówka luer-lock
- Wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami
- Odporny na lipidy
- Nie zawiera lateksu ani ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier/folia



## KOD

NUMER KATALOGOWY	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
KT-002	niebieski	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.



# KRANIK TRÓJDROŻNY z przedłużaczem, sterylny

TD-39

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2018-01-26

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Do zarządzania przepływami płynów infuzyjnych w trakcie ich podawania
- Umożliwia przełączanie ścieżki przepływu wlewu infuzyjnego
- Do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą krwawą
- Do bezpośredniej podaży leku/płynu

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Kranik trójdrożny z drenem przedłużającym o różnej długości (od 7cm do 100cm)
- Transparentna obudowa
- Obrotowa końcówka Luer Lock
- Wyraźny optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone kierunki przepływu)
- Wykonany z poliwęglanu
- Dren wykonany z PVC
- Wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami
- Odporny na lipidy
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka-papier/folia




## KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻACZA	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
KTP-7	7 cm	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.
KTP-10	10 cm	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.
KTP-25	25 cm	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.
KTP-50	50 cm	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.
KTP-75	75 cm	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.
KTP-100	100 cm	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.



# Rampa wielokranikowa

WYTWÓRCA:	KNOWMEDICAL srl, Włochy			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do łączenia ciśnieniowych systemów infuzyjnych</li> <li>Do zarządzania przepływami płynów infuzyjnych w trakcie ich podawania</li> <li>Umożliwia przełączanie ścieżki przepływu leku i/lub wlewu infuzyjnego</li> </ul>			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyposażona w płaski uchwyt oraz system 3 lub 5 kraników</li> <li>Wykonana z wytrzymałego na ciśnienie poliwęglanu o wysokiej przejrzystości</li> <li>Różnokolorowe kraniki obrotowe 360° wykonane z polietylenu z grotami na ramionach oznaczającymi kierunek przepływu</li> <li>Żeńskie porty zabezpieczone koreczkami z ABS-u</li> <li>Męski port Luer-Lock z nakrętką ruchomą osiowo i promieniście, zabezpieczony polietylenowym koreczkiem</li> <li>Odporna na lipidy</li> <li>Niepirogenna</li> <li>Nie zawiera PVC i ftalanów</li> <li>Nie zawiera lateksu</li> <li>Jednorazowego użytku</li> <li>Sterylizowany tlenkiem etylenu</li> <li>Termin ważności: 5 lat</li> <li>Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia</li> </ul>			
ROZMIAR I KOD:	KOD	ILOŚĆ KRANIKÓW	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	EL906100-O	3	1 sztuka	50 sztuk
	EL908100-O	5	1 sztuka	100 sztuk
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: KNOWMEDICAL srl, Włochy			



## Rampa, 3-drożna i 5-drożna, opcjonalnie z drenem przedłużającym


- przejrzysta identyfikacja dostępów dzięki stosowaniu kodów barwnych
- opcjonalnie z drenem przedłużającym
- materiał: PCV nie zawierający DEHP
- sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu



L-308



L-308-150



L-310



L-310/150

długość (cm)	średnica wewnętrzna (mm)	objętość wypełnienia (ml)	odporność na ciśnienie (bary)	Luer-Lock obrotowe	kolor kranika 3-drożnego	nr katalogowy	box/karton
<b>rampa 3-drożna</b>							
–	–	0,78	≤ 4	✓	czerwony, biały, niebieski	L-308	100/100
<b>rampa 3-drożna z drenem przedłużającym typu Macrobore</b>							
150	3	11	≤ 2	✓	czerwony, biały, niebieski	L-308-150	50/50
150	3	11	≤ 2	✓	niebieski	L-308-150-A	50/50
<b>rampa 5-drożna</b>							
–	–	1,20	≤ 4	✓	kilkukolorowy	L-310	50/50
<b>rampa 5-drożna z drenem przedłużającym typu Macrobore</b>							
150	3	11,43	≤ 2	✓	kilkukolorowy	L-310/150	50/50



### Standardowe ostrza chirurgiczne i uchwyty - mocowanie nr 3

Ostrza chirurgiczne nr 6, 9, 10, 10A, 11, E/11, 12, 12D, 14, 15, 15A, 15C, 16 mocowane w uchwytach nr 3, 3L, 5, 7, 9 oraz B3. Uchwyty są wykonane z niklu, niektóre są wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie uchwyty pakowane są pojedynczo. Uchwyt B3, wykonany jest z lekkiej stali nierdzewnej, pakowany indywidualnie w plastikowe etui.



nr 6 (0216 / 0316)



nr 13 (0239 / - )



nr 9 (0217 / 0317)



nr 14 (0219 / 0319)



nr 10 (0201 / 0301)



nr 15 (0205 / 0305)



nr 10A (0202 / 0302)



nr 15A (0220 / 0320)



nr 11 (0203 / 0303)



nr 15C (0221 / 0321)



nr 11P (0291 / 0391)



nr 15T (0292 / 0392)




nr E/11 Sabre (0263 / - )



nr D/15 Sabre (0265 / - )



nr E11 (0225 / 0325)



nr 16 (0222 / 0322)




nr 12 (0204 / 0304)



nr 40 (0240 / - )



nr 12D (0218 / 0318)



nr SG3

### Standardowe ostrza chirurgiczne i uchwyty - mocowanie nr 4

Ostrza chirurgiczne nr 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 36 mocowane w uchwytach nr 4, 4L oraz 6. Uchwyty są wykonane z niklu, niektóre wykonane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie uchwyty są pakowane pojedynczo.

Standardowe ostrza chirurgiczne ze stali węglowej (sterylne lub niesterylne) lub ze stali nierdzewnej – odporne na działanie soli fizjologicznej (sterylne). Pakowane w pudełkach po 100 sztuk (noże sterylne są pakowane pojedynczo w folię), schemat ostrza w skali 1:1 na opakowaniu jednostkowym; noże niesterylne pakowane są w folii hermetycznie po 5 sztuk). Ostrza niesterylne dostępne są również w pudełkach po 100 sztuk, pakowane pojedynczo. Ostrza Sabre E/11 oraz D/15 produkowane są ze stali węglowej, tylko w wersji sterylnej w pudełku po 100 sztuk. Oznaczenie numeru i producenta bezpośrednio na ostrzu.




nr 18 (0223 / 0323)



nr B23 Sabre (0190 / -)



nr 19 (0224 / 0324)



nr 24 (0211 / 0311)



nr 20 (0206 / 0306)



nr 25 (0212 / 0312)



nr 21 (0207 / 0307)



nr 25A (0215 / 0315)



nr 22 (0208 / 0308)



nr 26 (0213 / 0313)



nr 22A (0209 / 0309)



nr 27 (0214 / 0314)



nr 23 (0210 / 0310)




nr 36 (0236 / -)

**NUMER KATALOGOWY: (STAL WĘGLOWA / STAL NIERDZEWNA)**

# Zgłębnik żołądkowy (sonda Ryle'a)

WYTWÓRCA:	Poly Medicure Ltd., Indie			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>wprowadzany przez nos lub jamę ustną do światła żołądka</li> <li>drenaż treści żołądkowej</li> <li>odbarczenie żołądka (z nadmiaru powietrza lub zalegającego pokarmu)</li> <li>wypłukanie żołądka</li> <li>otrzymywanie próbek treści żołądkowej</li> <li>kontrola krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego</li> <li>ocena czynności wydzielniczej</li> <li>podawanie leków, płynów i /lub żywienia do żołądka</li> </ul>			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykonany z miękkiego PCV o zmrożonej powierzchni</li> <li>wykonany z materiału, który przez odpowiedni stopień twardości jest odporny na załamania i skręcanie się</li> <li>atraumatyczny, lekko zaokrąglony zamknięty koniec dystalny w celu umożliwienia precyzyjnego wprowadzenia</li> <li>cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach</li> <li>linia RTG na całej długości</li> <li>znaczniki głębokości na 50, 60 i 70 cm od końca dystalnego</li> <li>kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku oraz liczbowo na drenie</li> <li>łącznik cewnikowy z dodatkową redukcją Luer</li> <li>długość 105 cm</li> <li>nie zawiera lateksu</li> <li>nie zawiera ftalanów</li> <li>jednorazowy</li> <li>sterylizowany tlenkiem etylenu</li> <li>termin ważności: 5 lat</li> <li>pakowanie: 1 sztuka/papier-folia</li> </ul>			
ROZMIAR I KOD:	NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	40001	CH 6	jasnozielony	10 x 50 szt.
	40002	CH 8	niebieski	10 x 50 szt.
	40003	CH 10	czarny	10 x 50 szt.
	40004	CH 12	biały	10 x 50 szt.
	40005	CH 14	zielony	10 x 50 szt.
	40006	CH 16	pomarańczowy	10 x 50 szt.
	40007	CH 18	czerwony	10 x 40 szt.
	40008	CH 20	żółty	10 x 40 szt.
	40009	CH 22	fioletowy	10 x 25 szt.
40010	CH 24	ciemnoniebieski	10 x 25 szt.	
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Poly Medicure Ltd., Indie			


ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE I DWUNASTNICZE  
Stomach and duodenal tubes  
Желудочные зонды для двенадцатиперстной кишки





- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrożona")
- jednorazowego użytku
- jaskawe, sterylizowane w tlenku etylenu
- konektory zgłębników Ch 6-22 wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- cyfrowa podziałka głębokości
- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- funnels of tubes Ch 6-22 with Luer reduction inserts and plugs
- colour-coded funnel indicating the diameter
- numeric depth marks



ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE I DWUNASTNICZE  
Stomach and duodenal tubes  
Желудочные зонды для двенадцатиперстной кишки



- изготовлены из медицинского ПВХ
- твердости ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- коннекторы зондов Ch 6-22 оснащены редуцирующими прокладками Luer, и заглушками
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера
- цифровые обозначения глубины




Zgłębniki Oesophageal tubes Зонды	Długość Length Длина mm	ØD							
		2,0 mm	2,7 mm	3,3 mm	4,0 mm	4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm	6,7 mm
		CH 6	CH 8	CH 10	CH 12	CH 14	CH 16	CH 18	CH 20
		Numer katalogowy		Reference number		Номер каталожный			
165 195 145 / Zołądkowe Stomach tubes Желудочные	800	670608000	670808000	671008000	671208000	671408000	671608000	671808000	672008000
	1000	670610000	670810000	671010000	671210000	671410000	671610000	671810000	672010000
	1250	670612500	670812500	671012500	671212500	671412500	671612500	671812500	672012500
	1500	670615000	670815000	671015000	671215000	671415000	671615000	671815000	672015000
165 195 145 / Zołądkowe z kontrastem RTG Stomach tubes with X-ray contrast Желудочные с рентгеноконтрастом	800	670608001	670808001	671008001	671208001	671408001	671608001	671808001	672008001
	1000	670610001	670810001	671010001	671210001	671410001	671610001	671810001	672010001
	1250	670612501	670812501	671012501	671212501	671412501	671612501	671812501	672012501
	1500	670615001	670815001	671015001	671215001	671415001	671615001	671815001	672015001
178 165 195 145 / Dwunastnicze Duodenal tubes Для двенадцатиперстной кишки	1250	680612500	680812500	681012500	681212500	681412500	681612500	681812500	682012500
	1500	680615000	680815000	681015000	681215000	681415000	681615000	681815000	682015000
178 165 195 145 / Dwunastnicze z kontrastem RTG Duodenal tubes with X-ray contrast Для двенадцатиперстной кишки с рентгеноконтрастом	1250	680612501	680812501	681012501	681212501	681412501	681612501	681812501	682012501
	1500	680615001	680815001	681015001	681215001	681415001	681615001	681815001	682015001

Zgłębniki Oesophageal tubes Зонды	Długość Length Длина mm	ØD							
		7,3 mm	8,0 mm	8,7 mm	9,3 mm	10,0 mm	10,7 mm	11,3 mm	12,0 mm
		CH 22	CH 24	CH 26	CH 28	CH 30	CH 32	CH 34	CH 36
		Numer katalogowy		Reference number		Номер каталожный			
165 195 145 / Zołądkowe Stomach tubes Желудочные	800	672208000	672408000	672608000	672808000	673008000	673208000	673408000	673608000
	1000	672210000	672410000	672610000	672810000	673010000	673210000	673410000	673610000
	1250	672212500	672412500	672612500	672812500	673012500	673212500	673412500	673612500
	1500	672215000	672415000	672615000	672815000	673015000	673215000	673415000	673615000
165 195 145 / Zołądkowe z kontrastem RTG Stomach tubes with X-ray contrast Желудочные с рентгеноконтрастом	800	672208001	672408001	672608001	672808001	673008001	673208001	673408001	673608001
	1000	672210001	672410001	672610001	672810001	673010001	673210001	673410001	673610001
	1250	672212501	672412501	672612501	672812501	673012501	673212501	673412501	673612501
	1500	672215001	672415001	672615001	672815001	673015001	673215001	673415001	673615001
178 165 195 145 / Dwunastnicze Duodenal tubes Для двенадцатиперстной кишки	1250	682212500	682412500	682612500	682812500	683012500	683212500	683412500	683612500
	1500	682215000	682415000	682615000	682815000	683015000	683215000	683415000	683615000
178 165 195 145 / Dwunastnicze z kontrastem RTG Duodenal tubes with X-ray contrast Для двенадцатиперстной кишки с рентгеноконтрастом	1250	682212501	682412501	682612501	682812501	683012501	683212501	683412501	683612501
	1500	682215001	682415001	682615001	682815001	683015001	683215001	683415001	683615001

# Silikonowa sonda Sengstaken - Blakemore

**DYSTRYBUTOR:** Zarys International Group sp. z o.o. sp. k.

**WYTWÓRCA:** Create Medic Co. Ltd., Japonia



## OPIS PRODUKTU:

- **Wykonana z silikonu**  
Wyjątkowa elastyczność i miękkość sondy zapewnia łatwe zakładanie oraz wyjmowanie bez zagrożenia uszkodzeniem błony śluzowej przełyku
- **4-światłowa**  
Możliwość odessania oraz usunięcia zawartości żołądka dzięki dużemu światłu kanałów
- **Prowadnica**  
Istotnym jest, aby utrzymywać kinetykę krążenia i przepływu krwi w wątrobie, gdy nagle wystąpi krwawienie. Szczególnie trudno jest zlokalizować miejsce krwawienia, dlatego też musi ono zostać zastopowane za pomocą sondy Sengstakena. Sonda Sengstakena wyposażona jest w prowadnicę, dzięki czemu jej założenie jest znacznie szybsze w porównaniu do standardowych sond.
- **Balon przełyku zapewnia bezpieczną i szybką hemostazę**  
Niskociśnieniowy balon o wewnętrznym ciśnieniu nie przekraczającym 40mm Hg, o średnicy 32mm. Jeśli długość całkowita balonu jest mniejsza niż 140mm
- **Wyposażona w gąbkową podkładkę**  
Sondy wyposażone są w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie oraz zamykanie linii do manometru
- **Znaczniki głębokości**  
numeryczne na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm od początku balonu przełykowego
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia

## ROZMIAR I KOD:

Numer katalogowy	Rozmiar	Średnica zewnętrzna/ długość	Otwory boczne	Balon żołądkowy	Balon przełykowy
002-182-0400	16F	5,3/850mm	3 żołądkowe, 2 przełykowe	Długość 60mm	Długość 140mm
002-182-0420	18F	6,0/850mm			
002-182-0440	20F	6,7/850mm			



**ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.**

tel. 32 376 07 20, fax 32 376 07 07, e-mail: zarys@zarys.pl  
NIP 6481997718, REGON:273295877, KRS NR 0000540772





# ŁĄCZNIK MARTWA PRZESTRZEŃ PODWÓJNIE OBROTOWY, sterylny

TD-40

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie V

data: 2020-12-07

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Służy do połączenia rurki tracheotomijnej, intubacyjnej z obwodem oddechowym urządzenia do wentylacji
- Zapewnia większą ruchomość i rotację połączenia zwiększając komfort i bezpieczeństwo pacjenta



## WŁAŚCIWOŚCI:

- Łącznik gładki w środku wykonany z medycznego PVC
- Typ rozciągliwy wykonany z wysokiej jakości PE, EVA pozbawionego PCV
- Uniwersalne połączenie 22M/15F od strony pacjenta, umożliwiające podłączenie do szerokiej gamy kompatybilnych wyrobów
- Łącznik 15M lub 22F od strony maszyny, umożliwia połączenie do dowolnego kompatybilnego wyrobu
- Wersja rozciągliwa umożliwia zapamiętanie kształtu i kontrolę ułożenia łącznika
- Podwójnie obrotowe kolanko
- Otwór do odsysania oraz bronchoskopii zabezpieczony zatyczką
- Dostępne typy: gładki w środku i rozciągliwy
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia/papier
- Opakowanie handlowe: 10 szt. folia



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	TYP	POŁĄCZENIA	DŁUGOŚĆ (BEZ ŁĄCZNIKÓW)	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
PM-15-G	GŁADKI W ŚRODKU (NIEROZCIĄGLIWIY)	22M/15F – 15M	15 cm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
PM-22-G		22M/15F – 22F	15 cm		
PMR-15-K	ROZCIĄGLIWIY (KARBOWANY)	22M/15F – 15M	8 – 15 cm		
PMR-22-K		22M/15F – 22F	8 – 15 cm		



# CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS, sterylny

TD-24

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2016-11-18

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do podawania tlenu przez nos

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z medycznego PCV
- Bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach
- Mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwanego pierścienia regulacji
- Różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru
- Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu
- Gwiazdkowy przekrój drenu odporny na zagięcia
- Dostępny w 3 rozmiarach: dla dorosłych, dla dzieci i noworodków z drenem o długościach 140cm, 200cm, 300cm i 500cm
- Nie zawiera lateksu
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany indywidualnie w opakowania foliowe



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ DRENU	ROZMIAR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CTNN-200	200 cm	dla noworodków	25 szt.	10 x 25 szt.
CTNZ-200	200 cm	dla dzieci	25 szt.	10 x 25 szt.
CTND-140	140 cm	dla dorosłych	30 szt.	10 x 30 szt.
CTND-200	200 cm	dla dorosłych	25 szt.	10 x 25 szt.
CTND-300	300 cm	dla dorosłych	15 szt.	10 x 15 szt.
CTND-500	500 cm	dla dorosłych	10 szt.	10 x 10 szt.





# MASKA TLENOWA z drenem sterylna

TD-24

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2016-11-18

zmiana: 2023-02-01

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia
- Przeznaczona do średniej koncentracji tlenu

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	PRZEZNACZENIE	DŁUGOŚĆ DRENU	WERSJA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
MTS-S	S	NOWORODEK	210 cm	STANDARDOWA	50 szt.
MTS-M	M	DZIECKO	210 cm	PRZEDŁUŻONA	50 szt.
MTS-L	L	MAŁY DOROSŁY	210 cm	STANDARDOWA	50 szt.
MTS-XL	XL	DUŻY DOROSŁY	210 cm	PRZEDŁUŻONA	50 szt.



# MASKA TLENOWA z nebulizatorem i drenem sterylna

TD-24

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2016-11-18

zmiana: 2023-02-01

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml)
- Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6 l/min – 3,23  $\mu$ m
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	PRZEZNACZENIE	DŁUGOŚĆ DRENU	WERSJA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
MTN-S	S	NOWORODEK	210 cm	STANDARDOWA	50 szt.
MTN-M	M	DZIECKO	210 cm	PRZEDŁUŻONA	50 szt.
MTN-L	L	MAŁY DOROSŁY	210 cm	STANDARDOWA	50 szt.
MTN-XL	XL	DUŻY DOROSŁY	210 cm	PRZEDŁUŻONA	50 szt.



# MASKA TLENOWA z workiem i drenem sterylna

TD-24

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2016-11-18

zmiana: 2023-02-01

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia
- Przeznaczona do wysokiej koncentracji tlenu

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Rezerwuar tlenowy o pojemności 1000 ml
- Obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta
- Silikonowe zastawki na łączniku oraz otworach wentylacyjnych
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	PRZEZNACZENIE	DŁUGOŚĆ DRENU	WERSJA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
MTW-S	S	NOWORODEK	210 cm	STANDARDOWA	50 szt.
MTW-M	M	DZIECKO	210 cm	PRZEDŁUŻONA	50 szt.
MTW-L	L	MAŁY DOROSŁY	210 cm	STANDARDOWA	50 szt.
MTW-XL	XL	DUŻY DOROSŁY	210 cm	PRZEDŁUŻONA	50 szt.

# Toraset, Toramatic

## Zestaw do nakłucia klatki piersiowej

WYTWÓRCA:	<b>HMC Premedical Spa, Włochy</b>			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nakłucie klatki piersiowej w celu odbarwienia odmy</li> <li>• Wyrób używany jest do aspiracji wysięków w obrębie jamy opłucnej</li> </ul>			
WŁAŚCIWOŚCI:	<p><b>SKŁAD ZESTAWU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml</li> <li>• Strzykawka o pojemności 60ml</li> <li>• Dostępny w różnych konfiguracjach</li> <li>• Szeroka gama igieł do wyboru:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- trio igieł o długości 55 mm (14G, 16G i 19G)</li> <li>- trio igieł o długości 80 mm (14G, 16G i 19G)</li> <li>- igła Veressa długości 100mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G)</li> </ul> </li> <li>• Dostępne w wersji manualnej (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym, lub w wersji automatycznej (Toramatic) wyposażonej w trójdrożny zawór przeciwwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów</li> <li>• Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu</li> <li>• Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-foolia, wewnętrzne folia</li> </ul>			
ROZMIAR I KOD:	KOD	RODZAJ IGŁY	MODEL	OPAKOWANIE
	<b>M032000S</b>	<b>Trzy igły, dł. 55mm</b>	<b>Kranik trójdrożny</b>	<b>1 szt./ 30szt</b>
	<b>M032010S</b>	<b>Trzy igły, dł. 80mm</b>	<b>Kranik trójdrożny</b>	<b>1 szt./ 30szt</b>
	<b>M032020S</b>	<b>Veress'a 15G, dł.100mm</b>	<b>Kranik trójdrożny</b>	<b>1 szt./ 30szt</b>
	<b>M032001S</b>	<b>Trzy igły, dł. 55mm</b>	<b>zastawki jednokierunkowe</b>	<b>1 szt./ 30szt</b>
	<b>M032011S</b>	<b>Trzy igły, dł. 80mm</b>	<b>zastawki jednokierunkowe</b>	<b>1 szt./ 30szt</b>
<b>M032021S</b>	<b>Veress'a 15G, dł.100mm</b>	<b>zastawki jednokierunkowe</b>	<b>1 szt./ 30szt</b>	
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: <b>HMC Premedical Spa</b>			





# safeLANCE

## Bezpieczny nakłuwacz automatyczny

### TD-52

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2021-07-05

zmiana z dnia: 2021-12-22

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84**ZASTOSOWANIE:**

- umożliwia w bezpieczny sposób uzyskiwać próbkę krwi kapilarnej z opuszka palca lub płatka ucha do badań:
  - poziomu glikemii
  - gazometrii i równowagi kwasowo-zasadowej
  - stężenia mleczanów
- znajduje zastosowanie w szpitalach, laboratoriach i gabinetach lekarskich
- polecany szczególnie dzieciom narażonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły



**WŁAŚCIWOŚCI:**

- trójplaszczynowe ostrze zmniejsza do minimum przykre odczucia
- specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala na pewny i stabilny chwyt
- dzięki swojej konstrukcji przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu
- prawidłowo dobrany rozmiar nakłuwacza pozwala pobrać optymalną ilość krwi przy minimalnym bólu pacjenta
- optymalna powierzchnia kontaktu nakłuwacza umożliwia dokładne przyłożenie w wybranym miejscu i wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości
- konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta eliminując przypadkowe ukłucie i zakażenie
- doskonałe prowadzenie igły nakłuwacza w korpusie redukuje wibracje, tym samym zmniejszając odczuwanie bólu przez pacjenta i zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej
- Występuje w dwóch rozmiarach:
  - 23G, głębokość nakłucia 1,8 mm – dedykowany dla kobiet i dzieci
  - 21G, głębokość nakłucia 2,4 mm – dedykowany dla mężczyzn
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany radiacyjnie
- Pakowanie: 100 szt. / box

**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR IGŁY	GŁĘBOKOŚĆ NAKŁUCIA	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
NA-18	23 G	1,8 mm	zielony	100 szt.	20 x 100 szt.
NA-24	21 G	2,4 mm	różowy	100 szt.	20 x 100 szt.

# Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków

WYTWÓRCA:	Conall Health Co., Limited, Room 112, Building 2, No. 561 Hangnan Road, 200137 Shanghai				
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Igła wykonana jest z wysokiej jakości materiałów przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje jej wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie</li> <li>Igła o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona jest do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem</li> <li>Konstrukcja igły w najwyższym stopniu zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, a tym samym zabezpiecza przed zanieczyszczeniem pobieranego leku gumowymi skrawkami</li> <li>Boczny otwór o specjalnym szlifie, umieszczony na szczycie igły umożliwia swobodne rozpuszczanie leków z jednoczesnym ograniczeniem pienienia się leku poprzez kierowanie płynu bezpośrednio na ścianki fiołki</li> </ul>			 	
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Igła wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej</li> <li>Nasadka igły idealnie dopasowana do końcówki Luer oraz Luer-Lock (zapewnienie pełnej szczelności połączenia ze strzykawkami)</li> <li>Igła oznaczona znakiem CE w pełni odpowiada wymaganiom normy PN-EN-ISO 7864</li> <li>Dostępna w uniwersalnym rozmiarze 18G (1,2 x 30 mm)</li> <li>Jednorazowego użytku;</li> <li>Opakowanie jednostkowe zgodne z normami PN-EN 556 i PN-EN 868, typu blister-pack</li> <li>Sterylizowana tlenkiem etylenu</li> <li>Termin ważności: 5 lat</li> </ul>				
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	HPP - 1830	1,2 x 30 mm	Różowy	100 sztuk	100 x 100 sztuk
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Conall Health Co., Limited				





easyFLOW LINE  
Przedłużacz do pompy infuzyjnej,  
bez ftalanów  
TD-39

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data 2021-09-16

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony jest do terapii infuzyjnej
- Stosowany w celu przedłużenia linii infuzyjnej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dren wykonany z transparentnego PVC
- Długość drenu 45 cm lub 150 cm
- Zakończenia typu Luer-Lock – męski i żeński, fabrycznie zabezpieczone koreczkami
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / blister-pack



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DRENU	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA DRENU	OBJĘTOŚĆ WYPEŁNIENIA	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
P450-BF	45 cm	1,24 mm	2,4 mm	0,6 ml	50 x 1 szt.	24 x 50 szt.
P1500-BF	150 cm	1,24 mm	2,4 mm	1,9 ml	50 x 1 szt.	24 x 50 szt.



easyFLOW LINE AMBER  
Przedłużacz do pompy infuzyjnej,  
bursztynowy bez ftalanów  
TD-39

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie II

data 2021-09-16

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony jest do terapii infuzyjnej
- Stosowany w celu przedłużenia linii infuzyjnej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dren wykonany z PVC
- Bursztynowe zabarwienie drenu chroni leki światłoczułe przed działaniem promieniowania UV
- Długość drenu 150 cm
- Zakończenia typu Luer-Lock – męski i żeński, fabrycznie zabezpieczone koreczkami
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / blister-pack



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DRENU	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA DRENU	OBJĘTOŚĆ WYPEŁNIENIA	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
PB1500-BF	150 cm	1,24 mm	2,4 mm	1,9 ml	50 x 1 szt.	24 x 50 szt.



# Szczoteczki chirurgiczne

**DYSTRYBUTOR:** Zarys International Group

**WYTWÓRCA:** Nex Medical, Włochy

## ZASTOSOWANIE:

- chirurgiczne mycie rąk przed zabiegiem operacyjnym
- skuteczne narzędzie w obniżaniu ryzyka związanego z zakażeniami szpitalnymi. Oczyszczenie dłoni przed zabiegiem znacznie zmniejsza liczbę mikroorganizmów znajdujących się na dłoniach i przedramionach

## OPIS PRODUKTU:

- zaawansowane preparaty o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów i wirusów
- miękkie i delikatne włosie wykonane z medycznego polietylenu nie powodujące podrażnień skóry
- do każdej szczoteczki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu
- miękka gąbka poliuretanowa zapewniająca delikatne czyszczenie skóry
- opakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru
- szybkie działanie: 3 minutowe chirurgiczne mycie rąk bez podrażnienia skóry
- bez zawartości lateksu
- opakowanie zbiorcze a'40 sztuk w formie podajnika

## ROZMIAR I KOD:

Numer katalogowy	Typ	Opakowanie jednostkowe
NEXD1EN044B	sucha	folia / papier
NEXC2EN002B	nasączona 4% roztworem chlorheksydyny	folia
NEXP2EN001B	nasączona 7,5% roztworem jodyny powidonowej	folia



ZARYS International Group Sp. z o. o. Spółka komandytowa  
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland  
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84  
[www.zarys.com.pl](http://www.zarys.com.pl)



# dispoFINE

## igła iniekcyjna, sterylna

### TD-42

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie VII

data: 2019-10-16

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- Wyrób przeznaczony do iniekcji dożylnych, iniekcji domięśniowych, iniekcji podskórnych

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Rurka igły wykonana z gładkiej i wytrzymałej stali nierdzewnej
- Oślonka i nasadka wykonana z polipropylenu
- Cienkie ścianki zapewniają właściwe tempo strumienia
- Końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach
- Typ szlif igły: LB/BL standard długo ścięte
- Niska siła wkłucia i przesuwu
- Powierzchnia rurek pokryta środkiem poślizgowym (silikon)
- Klejone elementy igły zapobiegające oddzieleniu (klej – żywica epoksydowa)
- Nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły
- Bez lateksu, bez ftalanów
- Nietoksyczna, niepirogenna
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Okres ważności 5 lat
- Opakowanie : 1 sztuka/papier/folia

**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	G	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
IN-03X12*	0,3mm x 12mm	żółty	30	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-03X13	0,3mm x 13mm	żółty	30	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-04X19	0,4mm x 19mm	średnioszary	27	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-045X12	0,45mm x 12mm	brązowy	26	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-045X16	0,45mm x 16mm	brązowy	26	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-045X22	0,45mm x 22mm	brązowy	26	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X16	0,5mm x 16mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X20*	0,5mm x 20mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X25	0,5mm x 25mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X40	0,5mm x 40mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-06X25	0,6mm x 25mm	ciemnoniebieski	23	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-06X30	0,6mm x 30mm	ciemnoniebieski	23	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-06X40	0,6mm x 40mm	ciemnoniebieski	23	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-07X30	0,7mm x 30mm	czarny	22	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-07X40	0,7mm x 40mm	czarny	22	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-07X50*	0,7mm x 50mm	czarny	22	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-08X25	0,8mm x 25mm	ciemnozielony	21	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-08X40	0,8mm x 40mm	ciemnozielony	21	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-08X50*	0,8mm x 50mm	ciemnozielony	21	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-09X25	0,9mm x 25mm	żółty	20	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-09X40	0,9mm x 40mm	żółty	20	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-11X40	1,1mm x 40mm	kremowy	19	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-12X40	1,2mm x 40mm	różowy	18	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-12X50	1,2mm x 50mm	różowy	18	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-16X40	1,6mm x 40mm	biały	16	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-18X40	1,8mm x 40mm	niebiesko-szary	15	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-21X40	2,1mm x 40mm	jasnozielony	14	100 szt.	50 x 100 szt.

\* - produkt dostępny na zamówienie



# dispoSULIN

## igła insulinowa do pena, sterylna

TD-42

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2016-04-27

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

### ZASTOSOWANIE:

- Do iniekcji podskórnych
- Dedykowana do stosowania ze wstrzykiwaczami (penami do insuliny)

### WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana z polipropylenu, polietylenu oraz stali nierdzewnej
- Ostrze igły o potrójnym ścięciu pozwala na łatwe i atraumatyczne przebicie skóry
- Pokrycie igły smarem silikonowym zmniejsza opór podczas wstrzykiwania
- Cienkie ścianki igły zapewniają łatwy przepływ leku oraz właściwe tempo strumienia
- Barwiona nasadka oraz papierowa nakładka opakowania ułatwiają szybkie rozpoznanie rozmiaru igły
- Dostępna w różnych rozmiarach pozwalając na dopasowanie do indywidualnych potrzeb
- Uniwersalna, kompatybilna z wszystkimi modelami penów
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenna
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Opakowanie handlowe: 100 sztuk




### ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	G	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
INP-033X12	0,33 mm x 12 mm	różowy	29	100 szt.	50 x 100 szt.
INP-030X08	0,30 mm x 8 mm	żółty	30	100 szt.	50 x 100 szt.
INP-025X06	0,25 mm x 6 mm	fioletowy	31	100 szt.	50 x 100 szt.
INP-025X08	0,25 mm x 8 mm	niebieski	31	100 szt.	50 x 100 szt.

## F 7520

### JEDNORAZOWA JAŁOWA PŁYTKA ŚCIERNA DO CZYSZCZENIA KOŃCÓWEK



Płytki czyszczące firmy FIAB są używane podczas zabiegów elektrochirurgicznych do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni elektrody w jednorazowych lub wielorazowych uchwytach.

Podstawową cechą F 7520 jest jej ścierna powierzchnia. Dzięki umieszczeniu metalicznego przewodu w powierzchni płytki jest ona widoczna w promieniach rtg. Mocny klej zapewnia dobrą przyczepność do powierzchni.

Nie zawiera lateksu.

#### DANE TECHNICZNE

WYMIARY	50 x 50 mm
POWIERZCHNIA ŚCIERNA	Ukształtowane tworzywo sztuczne
WIDZIALNOŚĆ W PROMIENIACH RTG	Zawiera metaliczny przewód widzialny w promieniach rtg
MATERIAŁ WEWNĘTRZNY	Pianka
KLEJ	Bardzo mocny
GRUBOŚĆ	4 mm
STERYLIZACJA	Tlenkiem etylenu
ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI	Dyrektywa 93/42/CEE (D.L. 46/97). Urządzenie klasy IS

#### PAKOWANIE

OPAKOWANIE PODSTAWOWE	Pojedynczo w zgrzewanych kopertach papierowo-foliowych
OPAKOWANIE HANDLOWE	100 szt. w kartonie
PRZECHOWYWANIE	Temperatura: 0°C ÷ + 50° C –Wilgotność względna: 20% ÷ 80%
OKRES PRZYDATNOŚCI	24 miesiące od daty sterylizacji

52500400BR4E

**Dystrybutor:**


Górnioślaska Centrala Zaopatrzenia Medycznego

**ZARYS Sp. z o.o.**

 ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  
 tel. 032 271 69 91 fax. 032 274 72 84

[www.zarys.com.pl](http://www.zarys.com.pl)



# CEWNIK DO ODSYSANIA górných dróg oddechowych, sterylny

TD-25

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2016-06-02

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Wyrób służy do udrażniania oraz toalety górnych dróg oddechowych u pacjentów, u których istnieje potrzeba odessania wydzieliny zalegającej w górnych drogach oddechowych
- Zalecany do źródeł ssania z własną regulacją siły ssącej

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie
- Zmrożona powierzchnia zapobiega przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka
- Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier/folia



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CO-B06-40	400 mm	CH 6	jasnozielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B08-40	400 mm	CH 8	niebieski	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B10-40	400 mm	CH 10	czarny	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B12-50	500 mm	CH 12	biały	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B12-60	600 mm	CH 12	biały	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B14-50	500 mm	CH 14	zielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B14-60	600 mm	CH 14	zielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B16-50	500 mm	CH 16	pomarańczowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B16-60	600 mm	CH 16	pomarańczowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B18-50	500 mm	CH 18	czerwony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B18-60	600 mm	CH 18	czerwony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B20-50	500 mm	CH 20	żółty	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B20-60	600 mm	CH 20	żółty	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B22-50	500 mm	CH 22	fioletowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B22-60	600 mm	CH 22	fioletowy	50 szt.	10 x 50 szt.

# WOREK DO ZBIÓRKI ŻÓŁCI I WYDZIELIN 500 ML Z DRENEM

WYTWÓRCA: Primed

ZASTOSOWANIE:

- wyrób przeznaczony do bierny odpływu wydzieliny z dróg żółciowych

OPIS PRODUKTU:

Worki o pojemności 500ml

- dren o długości 80 cm i złączkami dla drenów CH 8,10, 12, 21, 24
- wykonany z mocnej folii PCV z zastawką antyrefleksyjną oraz zaworem spustowym typu przesuwanego
- skalowany co 50ml
- miejsce na opis danych pacjenta
- tylna ściana worka biała w celu wizualizacji drenowanej treści
- worek posiada własny system podwieszenia w postaci dwóch taśm wykonanych z tworzywa sztucznego
- pakowany pojedynczo
- opakowanie jednostkowe : papier - folia
- sterylne i wolne od pirogeny

NR KATALOGOWY: **21999**







# RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDEL sterylna TD-40

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2016-06-02

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Podczas zabiegów sztucznej wentylacji płuc w celu zapewnienia drożności górnych dróg oddechowych
- Zapewnia ratownikowi komfort prowadzenia zabiegów oraz podnosi skuteczność prowadzonej akcji
- Ułatwia stabilizację rurki intubacyjnej oraz zabezpiecza ją przed przygryzieniem

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Rurka ustno – gardłowa wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV oraz ftalanów
- Charakterystyczne anatomiczne wygięcie rurki pozwala na udrożnienie górnych dróg oddechowych i swobodny przepływ gazów anestetycznych, powietrza
- Polipropylenowy (PP) bloker zgryzu, zabezpiecza przez zamknięciem światła rurki
- Rozmiary kodowane kolorami
- Numeryczne oznaczenie rozmiaru na rurce
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
RG-40	000	40 mm	różowy	50 szt.	10 x 50 szt.
RG-50	00	50 mm	ciemnoniebieski		
RG-60	0	60 mm	czarny		
RG-70	1	70 mm	biały		
RG-80	2	80 mm	zielony		
RG-90	3	90 mm	żółty		
RG-100	4	100 mm	czerwony		
RG-110	5	110 mm	niebieski		
RG-120	6	120 mm	pomarańczowy		



# LICZNIKI IGIEŁ I OSTRZY

WYTWÓRCA:	GRI-Alleset, Stany Zjednoczone				
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>do bezpiecznego przechowywania igieł i ostrzy chirurgicznych</li> </ul>				
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>dostępne w różnych konfiguracjach – z samoprzylepną pianką i/lub magnesami, wraz z łatwymi do odczytania numerowanymi podziałkami</li> <li>wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym</li> <li>dostępne w wersji z przezroczystym wieczkiem umożliwiającym łatwą identyfikację ilości igieł i/lub ostrzy wewnątrz bez konieczności otwierania pudełka</li> <li>z obu stron na zewnętrznej powierzchni umieszczone taśmy samoprzylepne pozwalające na mocowanie liczników do każdego podłoża</li> <li>specjalna konstrukcja zawiasów umożliwia rozłączenie dwóch połówek pudełka i stosowanie ich oddzielnie</li> <li>mocne i trwałe zamknięcie pudełka w formie zatrzasku zapobiega przed przypadkowym otwarciem</li> <li>mocne magnesy pozwalają na bezpieczne przechowywanie igieł i ostrzy wewnątrz pojemnika zapobiegając przypadkowemu wypadnięciu wyrobów</li> <li>pianka posiada taśmę samoprzylepną umożliwiającą umieszczenie wyrobu na dowolnej powierzchni w zależności od preferencji użytkownika</li> <li>dostępne w wersji z przyrządem do bezpiecznego, bezdotykowego usuwania ostrzy chirurgicznych</li> <li>mieszczą nawet kilkadziesiąt sztuk igieł i/lub ostrzy w zależności od ich rozmiaru i wielkości</li> <li>licznik należy zutylizować w całości wraz z zawartością</li> <li>jałowe</li> </ul>				
ROZMIAR I KOD:	KOD	NUMERACJA PODZIAŁKI	RODZAJ POWIERZCHNI	INNE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
	30-01001-S	10 szt.	pojedynczy magnes	przezroczyste wieczko	100 szt.
	33-02005-S	20 szt.	pianka i magnes	usuwacz ostrzy	80 szt.
33-03007-S	30 szt.	podwójny magnes	usuwacz ostrzy	100 szt.	
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: GRI-Alleset, Stany Zjednoczone				





# WZIERNIK GINEKOLOGICZNY sterylny

TD-26

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2020-04-21

zmiana z dnia: 2022-03-14

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- wyrób przeznaczony do badania ginekologicznego pochwy i szyjki macicy

## WŁAŚCIWOŚCI:

- łyżki wykonane z transparentnego polistyrenu
- szpilka blokująca wykonana z polietylenu
- blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierć obrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby)
- idealnie gładkie i opływowe brzegi łyżek
- kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 szt./ folia



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	SZEROKOŚĆ	KOLOR	ROZMIAR	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
WG-XXS	16 mm	żółty	XXS	100 szt.
WG-XS	20 mm	biały	XS	100 szt.
WG-S	24 mm	niebieski	S	100 szt.
WG-M	26 mm	czerwony	M	100 szt.
WG-L	30 mm	zielony	L	100 szt.
WG-XL	32 mm	czarny	XL	100 szt.



# SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA special sterylna

TD-35

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie II

data: 2020-03-02

zmiana z dnia: 2021-12-22

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do pobierania wymazu komórek z szyjki macicy (kanału i tarczy) oraz strefy transformacji

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Typ wachlarzyk
- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Wykonana z polipropylenu (uchwyt) oraz LDPE (włosie)
- Daleki zasięg dzięki długiej ręczce
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	TYP	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
SC-002	special	100 szt.	10 x 100 szt.

## Opis wyrobu

Cewniki do embolektomii są jednorazowym sterylnym sprzętem medycznym, wyjaławianym promieniami gamma służącym do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych. Wyrób nietoksyczny, apirogeny widoczny w promieniach RTG.

### Cewniki jednokanałowe z balonem

Nr kat.	Rozmiar	Kod	Długość	Średnica napelnionego balonika	
	FG/CH	Kolor	cm	φ mm	0,9 % NaCl (ml)
EM260	2F	Transparent	60	4	0,15
EM380	3F	Zielony	80	6	0,2
EM480	4F	Czerwony	80	8	0,7
EM580	5F	Biały	80	10	1,5
EM680	6F	Niebieski	80	12	2,0
EM780	7F	Żółty	80	14	2,5
EM880	8F	Brązowy	80	16	3,5
EM980	9F	Fioletowy	80	18	4,0
EM1080	10F	Szary	80	20	4,5
EM240	2F	Transparent	40	4	0,15
EM340	3F	Zielony	40	6	0,2
EM440	4F	Czerwony	40	8	0,7
EM540	5F	Biały	40	10	1,5
EM640	6F	Niebieski	40	12	2,0
EM740	7F	Żółty	40	14	2,0
EM840	8F	Brązowy	40	16	3,5
EM940	9F	Fioletowy	40	18	4,0
EM1040	10F	Szary	40	20	4,5



### Cewniki dwukanałowe z balonem z otworami bocznymi

Nr kat.	Rozmiar	Kod	Długość	Średnica napelnionego balonika	
	FG/CH	Kolor	cm	φ mm	0,9 % NaCl (ml)
EDB580	5F	Biały	80	10	0,6
EDB680	6F	Niebieski	80	12	0,8
EDB780	7F	Żółty	80	14	1,5





FORTUNE MEDICAL INSTRUMENT CORP.

## Silikonowe Dreny T-Kehr



**Dystrybutor:**



Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego

**ZARYS Sp. z o.o.**

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  
tel. 032 271 69 91 fax. 032 274 72 84



[www.zarys.com.pl](http://www.zarys.com.pl)

CE  
0123



Dreny silikonowe T-Kehr są stosowane do drenażu podczas i po operacji:

- Wykonane są w 100% z silikonu o najwyższej biokompatybilności;
- Przezroczyste dreny z nitką kontrastującą w RTG, co umożliwia łatwą kontrolę wzrokową i obserwację płynu. Pozwala to także na sprawdzenie rurki intubacyjnej podczas badania RTG;
- Dreny T-Kehr z perforacją maksymalizują efektywność drenażu i skracają czas drenażu;
- Średnica fragmentu łączącego jest większa oraz ma delikatne karbowanie, aby umożliwić sprawne wstawienie w drogi żółciowe;
- Część A jest delikatnie sztywniejsza niż część B, w celu zapobieżenia skręceniu się lub załamaniu się drenu z biegiem czasu;
- Sterylne, podwójnie pakowane.



## Silikonowe dreny T-Kehr

Nr Katalogowy bez perforacji	Nr Katalogowy z perforacją	Rozmiar	Ø wewn.	Ø zewn.	Opis
1910-0008	1910-0208	8 FR	1.5	2.7	Długość: Część A: 180mm Część B: 450mm Nitka kontrastująca w RTG
1910-0010	1910-0210	10 FR	2.0	3.3	
1910-0012	1910-0212	12 FR	2.5	4.0	
1910-0014	1910-0214	14 FR	3.0	4.7	
1910-0016	1910-0216	16 FR	3.5	5.3	
1910-0018	1910-0218	18 FR	4.0	6.0	
1910-0020	1910-0220	20 FR	4.5	6.7	
1910-0022	1910-0222	22 FR	5.0	7.3	
1910-0024	1910-0224	24 FR	5.5	8.0	
Nr Katalogowy dla zestawu bez perforacji	Nr Katalogowy dla zestawu z perforacją	Rozmiar	Ø wewn.	Ø zewn.	
1910-8012	1910-8212	12 FR	2.5	4.0	Dren T-Kehr łącznik 800ml worek do drenażu
1910-8014	1910-8214	14 FR	3.0	4.7	
1910-8016	1910-8216	16 FR	3.5	5.3	
1910-8018	1910-8218	18 FR	4.0	6.0	
1910-8020	1910-8220	20 FR	4.5	6.7	
1910-8022	1910-8222	22 FR	5.0	7.3	
1910-8024	1910-8224	24 FR	5.5	8.0	
Nr Katalogowy dla zestawu bez perforacji	Nr Katalogowy dla zestawu z perforacją	Rozmiar	Ø wewn.	Ø zewn.	Opis
1910-4008		8 FR	1.5	2.7	Dren T-Kehr łącznik 400ml worek do drenażu
1910-4010		10 FR	2.0	3.3	

Pakowanie: 1 sztuka/peel pouch, 10 sztuk/kartonik, 20 kartoników/karton

### Dystrybutor:



Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego

**ZARYS Sp. z o.o.**

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  
tel. 032 271 69 91 fax. 032 274 72 84

[www.zarys.com.pl](http://www.zarys.com.pl)

## SILIKONOWE DRENY BRZUSZNE

Producent: Primed, Niemcy

- ✓ Miękki i przezroczysty dren silikonowy
- ✓ Otwarta końcówka atraumatyczna z sześcioma bocznymi otworami
- ✓ Wykonane z silikonu o jakości implantów chirurgicznych
- ✓ Nitka kontrastującą w promieniach RTG
- ✓ Jałowy i pozbawiony pirogenów
- ✓ Średnica: CH8 - CH39
- ✓ Całkowita długość: 500mm
- ✓ Pakowany podwójnie

Kod	Produkt
21 860	Dren silikonowy CH6
21 899	Dren silikonowy CH8
21 900	Dren silikonowy CH10
21 901	Dren silikonowy CH12
21 130	Dren silikonowy CH14
21 902	Dren silikonowy CH15
21 903	Dren silikonowy CH18
21 131	Dren silikonowy CH20
21 904	Dren silikonowy CH21

Kod	Produkt
21 904	Dren silikonowy CH21
21 905	Dren silikonowy CH24
21 132	Dren silikonowy CH26
21 906	Dren silikonowy CH27
21 907	Dren silikonowy CH30
21 908	Dren silikonowy CH33
21 909	Dren silikonowy CH36
21 133	Dren silikonowy CH39

---

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego

**ZARYS Sp. z o.o.**


ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland  
Dział Sprzedaży: tel. 032 271 69 91, fax 032 274 72 84  
e-mail: [zarys@zarys.com.pl](mailto:zarys@zarys.com.pl)





Biuro  
ul. Szpotańskiego 8  
05-230 Kobyłka

## BUTELKA DO DŁUGOTRWAŁEGO ODSYSANIA RAN Typu „Redon”



### **Podstawowe cechy wyrobu :**

- wykonana z polietylenu medycznego
- jednorazowego użytku
- możliwość połączenia z drenami o średnicach od 6CH do 18CH
- pojemność 200 ml (skala co 10 ml) oraz 400 ml (skala co 25 ml)
- skala ułatwiająca ocenę objętości odsysanego płynu
- sterylne i nie sterylne
- w opakowaniu folia-folia, papier-folia, podwójne (wew. folia, zew. folia-papier)
- producent nie stosuje numerów katalogowych

### **Nr magazynowy dystrybutora:**

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| BONUM-0001 | - | Butelka 200ml do długotrwałego odsysania ran j.u. - 50 sztuk           |
| BONUM-0002 | - | Butelka 400ml do długotrwałego odsysania ran j.u. - 25 sztuk           |
| BONUM-0003 | - | Butelka 200ml do długotrwałego odsysania ran j.u. sterylna - 100 sztuk |
| BONUM-0004 | - | Butelka 400ml do długotrwałego odsysania ran j.u. sterylna - 65 sztuk  |

*Sterylizowana radiacyjnie /szybkimi elektronami/ w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie ul. Dorodna*

*– JEDYNY WYRÓB PRODUKCJI POLSKIEJ STERYLNY RÓWNIEŻ WEWNĄTRZ BUTELKI –  
ściśnięcie butelki w jałowym otoczeniu np. sala operacyjna nie powoduje rozpylenia bakterii.*

Zgłębniki żołądkowe silikonowe zostały zaprojektowane dla odżywiania suplementarnego żołądka. Zgłębniki te mogą być rekomendowane w szeregu przypadków:

- dla pacjentów nie mogących odżywiać się lub połykać pokarmów;
- dla pacjentów nie mogących wziąć do ust odpowiedniej ilości pokarmu;
- dla pacjentów z wrodzonymi wadami twarzy, przełyku i żołądka.

Zalety:

- wykonane są w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności;
- odpowiednia miękkość i doskonała elastyczność zapewniają pacjentowi większy komfort;
- zwężana końcówka ułatwia wprowadzenie;
- posiadają znacznik głębokości potwierdzający pozycję;
- do każdego cewnika dołączona jest sterylna zatyczka cewnikowa;
- sterylizowane, podwójne opakowanie;



## Silikonowe zgłębniki żołądkowe

Numer Katalogowy	Rozmiar	Ø zewn.	Długość	Opis
2020-0003	3.5 FR	1.2	300 mm	Znacznik głębokości Zatyczka cewnikowa Linia kontrastująca w RTG  <u>Pakowanie:</u> 1 sztuka/peel pack 10 sztuk/kartonik 28 kartoników/karton
2020-0004	4 FR	1.3	400 mm	
2020-0005	5 FR	1.7		
2020-0006	6 FR	2.0		
2020-0008	8 FR	2.7	800 mm	
2020-0010	10 FR	3.3		
2020-0012	12 FR	4.0	1200 mm	
2020-0014	14 FR	4.7		
2020-0016	16 FR	5.3		
2020-0018	18 FR	6.0		
2020-0020	20 FR	6.7		

### Dystrybutor:



ZARYS International Group Sp. z o. o. Spółka komandytowa  
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland  
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84  
[www.zarys.com.pl](http://www.zarys.com.pl)

## Łączniki do drenów

- wykonane z medycznego tworzywa sztucznego
- rozmiary kodowane cyframi – oznaczenie naniesione na łączniku
- ramiona łączników stożkowe, schodkowe



Łącznik – T				
oznaczenie	O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy	
			sterylne	niesterylne
1	7	5	9T-0710	9T-0700
2	9	6	9T-0910	9T-0900
3	11	9	9T-1110	9T-1100
4	13	10	9T-1310	9T-1300
5	18	14	9T-1810	9T-1800



Łącznik – Y				
oznaczenie	O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy	
			sterylne	niesterylne
1	7	5	9Y-0710	9Y-0700
2	9	6	9Y-0910	9Y-0900
3	11	9	9Y-1110	9Y-1100
4	13	10	9Y-1310	9Y-1300
5	16	13	9Y-1610	9Y-1600
6	18	15	9Y-1810	9Y-1800



Łącznik uniwersalny			
O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy	
		sterylne	niesterylne
15	6	9P-1510	9P-1500



Łącznik prosty				
oznaczenie	O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy	
			sterylne	niesterylne
1	6	5	9P-0510	9P-0500
2	8	6	9P-0610	9P-0600
3	10	9	9P-0910	9P-0900
4	12	10	9P-1010	9P-1000



Łącznik z kontrolą siły ssania			
O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy	
		sterylne	niesterylne
10	6	9F-0610	9F-0600

Łącznik redukcyjny								
oznaczenie	I.D. [mm]	O.D. [mm]		O.D. [mm]		I.D. [mm]	nr katalogowy	
		▲ min.	max ▲	▲max	▲min.		sterylne	niesterylne
2	7	8	11	5	3	2	9R-0710	9R-0700
3	8	10	13	10	8	6	9R-0810	9R-0800
4	10	12	15	11	8	7	9R-1010	9R-1000
5	14	16	20	11	8	7	9R-1410	9R-1400



# PROWADNICA DO RUREK INTUBACYJNYCH sterylna TD-40

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie V

data: 2020-12-08

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Pozwala nadać rurce intubacyjnej odpowiednią krzywiznę
- Wprowadzona do rurki intubacyjnej ułatwia intubację w rutynowych oraz trudnych przypadkach, gdy wlot do krtani nie jest widoczny

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana z aluminium pokrytego PCV
- Specjalne tworzywo zapewniające zarówno sztywność jak i giętkość materiału
- Miękki koniec dystalny – Soft Tip
- Przeznaczona do stosowania podczas trudnych intubacji
- Na wyrobie nadruk rozmiaru, średnicy oraz nazwy producenta
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia/papier






## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	ROZMIAR RURKI	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
PRI-06	6 Fr	2.0 mm	310 mm (±10)	250 mm (±5)	od 2,0 do 4,0	20 szt.	20 x 20 szt.
PRI-10	10 Fr	3.3 mm	390 mm (±10)	350 mm (±5)	od 4,5 do 6,5		
PRI-14	14 Fr	4.7 mm	390 mm (±10)	355 mm (±5)	od 7,0 do 10,0		

# Kaniula dotętnnicza Art-Can z zaworem odcinającym

## Kaniula dotętnnicza bezpieczna Art-Can Safety z zaworem odcinającym

WYTWÓRCA:	Poly Medicure Ltd., Indie	
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeznaczony do kaniulacji tętnic obwodowych w celu:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenia stałego monitoringu inwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi</li> <li>- pobierania próbek krwi tętniczej do badań</li> </ul> </li> </ul>	
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR) posiadający 2 paski kontrastujące w RTG</li> <li>Zawór odcinający „on/off” w kolorze czerwonym umożliwia zamknięcie lub otwarcie światła kaniuli</li> <li>Specjalnie zaprojektowany przesuwny zawór odcinający, minimalizuje utratę krwi i zapobiega wypływowi wstecznemu, zmniejszając ryzyko potencjalnej ekspozycji na materiał zakaźny</li> <li>Skrzydółka w kształcie „motyla” ułatwiają bezpieczne mocowanie przy pomocy opatrunku</li> <li>Skrzydółka dodatkowo wyposażona w 3 oczka umożliwiające opcjonalne przysycie do skóry</li> <li>Ostre ścięcie igły umożliwia płynne oraz atraumatyczne umieszczenie kaniuli w naczyniu tętnicznym pacjenta</li> <li>Komora wypływu wyposażona w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi i ryzykiem infekcji</li> <li>Koreczek Luer-Lock pozwala na zamknięcie portu głównego zaraz po założeniu</li> <li>Kaniula bezpieczna wyposażona w pasywne zabezpieczenie, które automatycznie osłania ostrze mandrynu, minimalizując ryzyko zakłucia oraz zranienie igłą</li> <li>Jednorazowego użytku</li> <li>Nie zawiera lateksu</li> <li>Nie zawiera ftalanów</li> <li>Sterylizowana tlenkiem etylenu</li> <li>Indywidualnie pakowana: blister papier/ folia</li> </ul>	 <p data-bbox="1149 1142 1308 1164">On / Off Switch</p>  <p data-bbox="1125 1579 1340 1601">Needle Safety Guard</p> 

data opracowania: 2022.11.09

# Kaniula dotętnicza Art-Can z zaworem odcinającym

## Kaniula dotętnicza bezpieczna Art-Can Safety z zaworem odcinającym

	KOD	ROZMIAR	ROZMIAR	PRZEPŁYW	OPAKOWANIE HANDLOWE	OAPKOWANIE TRANSPORTOWE
ROZMIAR I KOD:	13425	Kaniula dotętnicza Art.-Can Safety20G z zaworem odcinającym	20G x 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 1,1 x 45mm	49 ml/min	25 sztuk	10 x 25 sztuk
	13426	Kaniula dotętnicza Art.-Can 20G z zaworem odcinającym	20G x 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 1,1 x 45mm	49 ml/min	25 sztuk	10 x 25 sztuk
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	Materiałów marketingowych firmy: Poly Medicure Ltd., Indie					
Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny						

data opracowania: 2022.11.09





# MEDBAR

## Chirurgiczny marker skórny



WYTWÓRCA: Medbar Tibii Malzemeler Turizm Sanayi ve Ricaret Ltd., Sti.  
DYSTRYBUTOR: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

KONTAKT: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

### ZASTOSOWANIE:

- Szerokie zastosowanie w chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, naczyniowej oraz w pracowniach dermatologicznych, rentgenowskich i radiologii
- Przeznaczony do oznaczeń miejsc dla łatwej identyfikacji



### WŁAŚCIWOŚCI:

- sterylny
- nietoksyczny
- szybkooschnący
- nieplamiący
- doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry
- odporny na środki dezynfekujące
- fioletowy atrament
- skala pomiarowa na korpusie pisaka - 5 cm
- dodatkowo załączona dwustronna skala pomiarowa - 15 cm lub 6 cali

### KOD I ROZMIAR

KOD

OPAKOWANIE  
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE  
ZBIORCZE

241 01

folia/papier

50 szt./opak. foliowe



## GOLARKA MEDYCZNA



### PEŁNA KONTROLA

Karbowany uchwyt zapewnia stabilizację, a specjalne wycięcie umożliwia dokładny widok golonego obszaru.

### KONTUR CIAŁA

Ostrze płynnie przesuwają się po powierzchni ciała, dzięki czemu cały proces jest bardziej efektywny i bezpieczny niż w przypadku tradycyjnych golarek.

### JAKOŚĆ GWARANTUJE EFEKTY

Pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Lekkie przyciśnięcie palcami umożliwia płynne golenie blisko skóry, bez podrażnień i zacięć.

### HIGIENA

Specjalny grzebień jest tak zaprojektowany, aby utrzymać ostrze w czystości i zapobiec zapychaniu się włosami. Golarka Gallant umożliwia golenie na sucho i mokro.

### BEZPIECZNA OBSŁUGA

Ze względów higienicznych golarka nie może być stosowana wielokrotnie. Ostrze można odłamać od ręczki poprzez pionowy nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny.

### DANE

- wymiary ostrza: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01 cm
- wymiary golarki wraz z tekturową osłonką: D 5,0 x S 6,0 x G 1,2 cm
- waga: część plastikowa 3,63g, ostrze 0,28g
- ilość: w opakowaniu pojedynczym 50 szt. (każda golarka zapakowana indywidualnie w tekturową osłonkę), w opakowaniu zbiorczym 1800 szt.
- numer katalogowy: MED-08
- producent: Process-Construction AB / Szwecja

DUOLUX MEDICAL S.C., UL. BŁAŻEJA 70D, 61-608 POZNAŃ

TEL. +48 61 622 94 77 | KOM. +48 601 286 186 | FAX +48 61 622 94 68

MEDICAL@DUOLUXMEDICAL.PL | WWW.DUOLUXMEDICAL.PL

NIP 9721240816 | KONTO ALIOR BANK S.A. NR 06 2490 0005 0000 4500 8396 2209



# SZPATUŁKA LARYNGOLOGICZNA, DREWNIANA sterylna

TD-35

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2017-04-05

zmiana z dnia: 2021-12-22

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony diagnostycznego badania jamy ustnej

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana z drewna brzoźowego
- Zaokrąglone brzegi oraz krawędzie zapobiegające przed zranieniem
- Daleki zasięg dzięki odpowiedniej długości
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier/papier



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
SLS-001	150mm x 17mm	100 szt.	20 x 100 szt.



# WIESZAK NA WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU

TD-28-I.2.c-1.1

wydanie I

data: 2021-07-01

zmiana z dnia: 2021-12-22

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób stosowany do zawieszania standardowych worków na mocz w celu zapewnienia prawidłowej zbiórki moczu.

**WŁAŚCIWOŚCI**

- wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego
- specjalne umocowanie zapobiegające załamywaniu się drenu
- pasuje do okrągłych i kwadratowych ram łóżek
- dwa uchwyty po każdej stronie umożliwiające powieszenie worków o różnych rozmiarach
- nazwa wytwórcy umieszczona na produkcie
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- wielorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	ROZSTAW UCHWYTÓW	KOLOR	OPAKOWANIE	
WNM01	~115 mm ~155 mm	niebieski	pośrednie transportowe	50 szt. (kartonik) 4 x 50 szt. (karton)

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: G.K. – Specjalista ds. Sprzętu Medycznego ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

rev.2021.01



# WOREK DO LEWATYWY sterylny

TD-33

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2018-04-17

zmiana z dnia: 2021-12-22

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- worek umożliwia wprowadzenie przez odbyty płynu do jelita grubego w celu usunięcia mas kałowych i pobudzenia ruchu perystaltycznego jelit

## WŁAŚCIWOŚCI:

- worek o pojemności 1750 ml z dwoma otworami do zawieszenia
- wykonany z medycznego PVC
- skalowany od 50 ml do 1750 ml
- skala linearna co 100 ml cyfrowa co 200 ml
- dren o długości 150 cm z zaciskiem przesuwным zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym
- końcówka drenu zabezpieczona zatyczką
- górną część worka wzmocnioną dodatkowym kołnierzem stabilizującym wlot podczas wypełniania płynem
- kołnierz wyposażony w zastawkę antyzwrotną
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/ folia



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY

WLS

OPAKOWANIE  
JEDNOSTKOWE

1 szt.

OPAKOWANIE  
TRANSPORTOWE

150 szt.



# OPASKA IDENTYFIKACYJNA

TD-22-I.2.c-1

wydanie I

data: 2021-07-01

zmiana z dnia: 2021-12-22

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób jednorazowego użytku stosowany do identyfikacji i podawania podstawowych informacji o pacjencie w celu zapobiegania błędom medycznym i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi.

**WŁAŚCIWOŚCI**

- trwała opaska na nadgarstek charakteryzująca się dużą odpornością na wilgoć, działanie mydeł, środków do dezynfekcji rąk i innych cieczy stosowanych w szpitalach
- wykonana z miękkiego i delikatnego winylu
- elastyczna, delikatna, lekka i łatwa w użyciu
- zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- oznaczenie kolorystyczne w zależności od przeznaczenia
- jednorazowe, zatrzaskowe zapięcie zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem
- dostępna w wersji z polem do opisu bezpośrednio na opasce oraz z wkładaną karteczką
- niealergizująca
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	PRZEZNACZENIE	KOLOR	TYP	OPAKOWANIE	
OPD-B-01	dzieci i dorośli	biały	z wkładaną karteczką	pośrednie transportowe	100 szt. (kartonik) 50 x 100 szt. (karton)
OPD-B-02	dzieci i dorośli	biały	z polem do opisu	pośrednie transportowe	100 szt. (kartonik) 50 x 100 szt. (karton)
OPN-R-01	noworodki	różowy	z wkładaną karteczką	pośrednie transportowe	100 szt. (kartonik) 50 x 100 szt. (karton)
OPN-N-01	noworodki	niebieski	z wkładaną karteczką	pośrednie transportowe	100 szt. (kartonik) 50 x 100 szt. (karton)

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: G.K. – Specjalista ds. Sprzętu Medycznego ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

rev.2021.01



# STAZA BEZLATEKSOWA

TD-05-I.2.c-1.2

wydanie I

data: 2021-07-01

zmiana z dnia: 2021-12-22

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób przeznaczony do wywołania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły wybranej do nakłucia.

**WŁAŚCIWOŚCI**

- wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer)
- bezltekowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- jednorazowe opaski ograniczają możliwość przenoszenia drobnoustrojów zmniejszając ryzyko zakażeń szpitalnych
- długość całkowita rolki 11,25 m
- dostępna w kolorach: niebieskim i różowym
- opakowanie jednostkowe typu dyspenser, umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 3 lata



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE	
S001	25 x 450 mm	niebieski	jednostkowe transportowe	25 szt. (papier) 100 x 25 szt. (karton)
S002	25 x 450 mm	różowy	jednostkowe transportowe	25 szt. (papier) 100 x 25 szt. (karton)

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: G.K. – Specjalista ds. Sprzętu Medycznego ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

rev.2021.01

## **Nerka medyczna 20 cm; Nerka medyczna 28 cm**

### **Przedsiębiorstwo Produkcyjne KAMED-Plus**

Dezynfekcja i sterylizacja: wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami.

Wyrób posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania mu znaku CE, oraz został wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Nerka medyczna, to nieoceniony produkt pomocny podczas codziennych zabiegów higienicznych, stosowana także przy karmieniu i zmianie opatrunków. Miska znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w placówkach służby zdrowia, z powodzeniem może być wykorzystywana w warunkach domowych.

### **Nerka medyczna 20cm**

#### **NM-005**

#### **Właściwości:**

Materiał: polipropylen

Kolor: biały

Waga: 70g



### **Nerka medyczna 28cm**

#### **NM-006**

#### **Właściwości:**

Materiał: polipropylen

Kolor: biały

Waga: 120g





## **Pojemnik na mocz – kaczka męska 800ml, 1200ml i damska 600ml**

Dezynfekcja i sterylizacja: wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami.

Wyrób posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania mu znaku CE, oraz został wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pojemnik na mocz – kaczka męska (plastikowa) - pomocna w opiece nad pacjentem zmuszonym stale przebywać w łóżku. Pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub półsiedzącej. Podziałka z boku pozwala na odczyt wydalonego moczu.

### **Pojemnik na mocz – kaczka męska 800ml**

kod katalogowy: KM-003

#### **Właściwości:**

Materiał: polipropylen  
Kolor: bezbarwny  
Waga: 90g (z zatyczką)



### **Pojemnik na mocz – kaczka męska 1200ml**

kod katalogowy: KSM-002

Materiał: polipropylen  
Kolor: bezbarwny  
Waga: 90g (z zatyczką)



### **Pojemnik na mocz – kaczka damska 600ml**

kod katalogowy: KSD-004



Materiał: polipropylen  
Kolor: bezbarwny  
Waga: 130g



# Basen sanitarny plastikowy

- biały

Nr katalogowy: BS-01B



Basen sanitarny (plastikowy) - pomocny w opiece nad pacjentem zmuszonym stale przebywać w łóżku. Pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub pół siedzącej,

## Właściwości:

Materiał: polipropylen

Kolor: biały

Waga: 630g (z pokrywką)


Dezynfekcja i sterylizacja: wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze

sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować

powszechnie używanymi do tego celu środkami.



Wyrób posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. Przeprowadzono procedurę nadania mu znaku CE, oraz został wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.



a = 142,0mm b= 299,mm c= 515,0mm

poz. 1 – zbiornik; poz. 2 – pokrywa

rączka – 95 mm



## Miska nerkowata MED – 05

Wymiary +/- 5 mm (dł x szer x wys):

245x115x50 mm

Max pojemność: 900 ml

Pojemność użytkowa: 300 ml

Odporność na przesiąkanie: 4h

Temperatura odporności: 35 °C

Ilość sztuk w kartonie: 300



- 1. KWALIFIKACJA:** Wyrób Medyczny - Zgodnie z Regułą 1 Klasyfikacji zawartej w załączniku VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG. ) oraz zgodnie z § 4. ust. 2 pkt. 1 z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych wyrób ten, jako **nieinwazyjny produkt medyczny**, zakwalifikowany został do **klasy I ( REGUŁA 1)**, a procedura zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem 2 nr VII do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
- 2. PRZEZNACZENIE:** Naczynie jednorazowe przeznaczone na zużyte narzędzia, igły iniekcyjne, pomoce do ustnego przebadania pacjenta, na zużyte waciki, tampony, wymiociny lub inne odpady toksyczne z gabinetów lekarskich.
- 3. UTYLIZACJA:** Utylizacja naczynia sanitarnego wraz z zawartością odbywa się w maceratorze, a następnie nieczystości wprowadzane są do kanalizacji. Dzięki temu unika się zagrożenia epidemiologicznego i ekologicznego.
- 4. MATERIAŁ:** Wyroby produkowane są z masy papierowej.
- 5. NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ:** Wyroby medyczne nieprzepuszczaną substancji płynnych do 4 h.
- 6. ANALIZA RYZYKA:** Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka stwierdzono, iż przy stosowaniu wyrobów medycznych zgodnie z ich przeznaczeniem nie odnotowuje się jakiegokolwiek ryzyka. Rozwiązania przyjęte przez „Dinopol” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarówno w projekcie, jak i podczas konstrukcji wyrobu medycznego odpowiadają zasadą bezpieczeństwa. Nasze wyroby medyczne osiągają parametry działania przewidziane przez wytwórcę oraz są projektowane, wytwarzane i

opakowane w sposób odpowiedni do funkcji wyrobu medycznego. Sposób zaprojektowania, wytwarzania oraz opakowania uniemożliwia pogorszenie się parametrów działania podczas używania zgodnego z przeznaczeniem, na skutek transportu i składowania.

7. **WARUNKI PRZECHOWYWANIA:** Opakowania powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych. Należy chronić je przed bezpośrednim kontaktem z wodą oraz przed zanieczyszczeniami i gryzoniami.
8. **CZAS PRZECHOWYWANIA:** Opakowania nie powinny być przechowywane dłużej niż jest to konieczne (maksymalnie 36 miesięcy).
9. **OZNAKOWANIE CE:** oznakowanie CE znajduje się na każdym wyrobie medycznym oraz na opakowaniu zbiorczym.
10. **OBOWIĄZEK USTAWOWY:** „Firma „Dinopol” Sp. z o.o. dokonała ustawowego obowiązku zgłoszenia wyrobów medycznych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
11. Wytwórca stosuje System Zarządzania Jakością i Środowiskowego PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, co zostało potwierdzone Certyfikatem wydanym przez Jednostkę Certyfikującą TUV NORD oraz Dokumentowany System Kontroli Pochodzenia Produktu FSC CoC, co zostało potwierdzone Certyfikatem wydanym przez Jednostkę Certyfikującą SGS Polska Sp. z o.o.

# KACZKA JEDNORAZOWA

**WYTWÓRCA:** Robert Cullen Limited, Szkocja

**DYSTRYBUTOR:** ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

## ZASTOSOWANIE:

- o Jednorazowy wyrób służący do oddawania i zbiórki moczu



## WŁAŚCIWOŚCI:

- o Ergonomiczny kształt kaczki ułatwia dopasowanie się do nóg pacjenta
- o Łatwa do przenoszenia, gdy jest pełna
- o Stabilna, gdy stoi ze względu na płaską, dolną powierzchnię
- o Gładkie wykończenie brzegów zwiększona komfort pacjenta w czasie oddawania moczu
- o Uniwersalny rozmiar
- o Kształt obudowy umożliwia zamocowanie na bieżących zasobnikach i uchwytach
- o Produkt jednorazowego użytku, zmniejszone ryzyko zakażenia krzyżowego
- o Pojemność: 875 ml
- o Materiał: Papier celulozowy
- o Rozmiar produktu: 245 x 105 x 125 mm
- o Waga: 35g ± 4g
- o Czas nasiąkania: > 4 godziny
- o Utylizacja: W drodze maceracji

## ROZMIAR I KOD:

KOD	OPAK. ZBIORCZE	ILOŚĆ
71787	karton	100 sztuk




ZARYS International Group Sp. z o.o. sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland  
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84

[www.zarys.com.pl](http://www.zarys.com.pl)

## Basen płaski duży MED – 02

Wymiary (dł x szer x wys):	365x270 x85 mm (w najgłębszym miejscu)
Max pojemność:	2l
Pojemność użytkowa:	1,2 – 1,5 l
Odporność na przesiąkanie:	4 h
Temperatura odporności:	35 °C
Ilość sztuk w kartonie:	120



- 1. KWALIFIKACJA:** Wyrób Medyczny - Zgodnie z zasadą I, klasyfikacji zawartej w załączniku IX Dyrektywy 93/42/EEC oraz zgodnie z § 4. ust. 2 pkt. 1 z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych wyrób ten, jako **nieinwazyjny wyrób medyczny**, zakwalifikowany został do **klasy I ( REGUŁA 1)**, a procedura zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi została przeprowadzona zgodnie z załącznikiem nr VII do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
- 2. PRZEZNACZENIE:** Naczynie jednorazowego użytku przeznaczone dla osób, które nie mogą samodzielnie odwiedzić toalety. Produkt pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub pół siedzącej. Stosuje się w jednostkach leczniczych oraz w warunkach domowych do obsługi ludzi obłożnie chorych. W przypadku stosowania przez osoby starsze lub unieruchomione potrzebna jest pomoc innych osób.
- 3. UTYLIZACJA:** Utylizacja naczynia sanitarnego wraz z zawartością, odbywa się w maceratorze a następnie nieczystości wprowadzane są do kanalizacji. Dzięki temu unika się zagrożenia epidemiologicznego i ekologicznego.
- 4. MATERIAŁ:** Wyroby produkowane są z masy papierowej.
- 5. NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ:** Wyroby medyczne nieprzepuszczają substancji płynnych do 4 h.
- 6. ANALIZA RYZYKA:** Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka stwierdzono, iż przy stosowaniu wyrobów medycznych zgodnie z ich przeznaczeniem nie odnotowuje się jakiegokolwiek ryzyka. Rozwiązania przyjęte przez „Dinopol” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarówno w projekcie jak i konstrukcji wyrobu medycznego odpowiadają zasadą bezpieczeństwa. Nasze wyroby medyczne osiągają parametry działania przewidziane przez wytwórcę oraz są projektowane, wytwarzane i opakowane w sposób odpowiedni do funkcji wyrobu medycznego. Sposób zaprojektowania, wytwarzania oraz opakowania uniemożliwia pogorszenie się parametrów działania podczas używania zgodnego z przeznaczeniem, na skutek transportu i składowania.
- 7. WARUNKI PRZECHOWYWANIA:** Opakowania powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych. Należy chronić je przed bezpośrednim kontaktem z wodą oraz przed zanieczyszczeniami i gryzoniami.

- 8. CZAS PRZECHOWYWANIA:** Opakowania nie powinny być przechowywane dłużej niż jest to konieczne (maksymalnie 12 miesięcy).
- 9. OZNAKOWANIE CE:** oznakowanie CE znajduje się na każdym wyrobie medycznym oraz opakowaniu zbiorczym.
- 10. OBOWIĄZEK USTAWOWY:** „Firma „Dinopol” Sp. z o.o. dokonała ustawowego obowiązku zgłoszenia wyrobów medycznych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
- 11.** Firma „Dinopol” Sp. z o.o. stosuje System Zarządzania Jakością i Środowiskowego EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 na co posiada właściwe Certyfikaty.



## **Kubek pojnik 250 ml + pokrywka (otwór 8mm)**

Producent: PROMET-PLAST S.C.

Do podawania płynów, zmiksowanych zup.

Wszystkie pojniki są przezroczyste dostępne w kilku kolorach: transparentny, czerwony, zielony, niebieski i żółty.

Pojemnik jest wyrobem wielorazowego użytku. Może być poddawany krótkotrwałym działaniom wysokich temperatur - dopuszczalne jest przemycie gorącą wodą

Tworzywo, z którego wykonany jest pojnik, pozwala na mycie go powszechnie dostępnymi środkami czyszczącymi.

Nr katalogowy: K1



# MISKA DO MYCIA JEDNORAZOWA

**WYTWÓRCA:** Robert Cullen Limited, Szkocja

**DYSTRYBUTOR:** ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

## ZASTOSOWANIE:

- o Jednorazowy wyrób wykorzystywany do mycia rąk, całego ciała, golenia, zmiany opatrunków, sprzątania



## WŁAŚCIWOŚCI:

- o Unikatowy żeberkowy wzór miski, pozwala na sztywność i stabilność nawet po napełnieniu wodą
- o Mocne boki umożliwiające podtrzymanie ciężaru po pełnieniu wodą, łatwa do przenoszenia
- o Łatwa do przechowywania i oddzielania (produkt można układać w stosy)
- o Stabilna, gdy stoi ze względu na płaską powierzchnię dolną
- o Produkt jednorazowego użytku, zmniejszone ryzyko zakażenia krzyżowego
- o Pojemność: 4000ml
- o Materiał: Papier celulozowy
- o Rozmiar produktu: 315 x 255 x 110 mm
- o Waga: 65g ± 6g
- o Czas nasiąkania: > 4 godziny
- o Utylizacja: W drodze maceracji

## ROZMIAR I KOD:

KOD	OPAK. ZBIORCZE	ILOŚĆ
76435	karton	100 sztuk



ZARYS International Group Sp. z o.o. sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland  
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84

[www.zarys.com.pl](http://www.zarys.com.pl)

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczony do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych np. igieł, kaniul dożylnych, strzykawek, rękawiczek jednorazowego użytku, itp.
- Umożliwia bezpieczne składowanie, transport i utylizację odpadów medycznych, zapewniając bezpieczeństwo pod względem norm higieniczno-sanitarnych jak i bezpieczeństwo mechaniczne zapobiegając niepożądanym zdarzeniom takim jak zaskłucia i skałeczenia w czasie wyrzucania ostrych odpadów u personelu medycznego.

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Pojemnik wykonany metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)
- Pokrywa wyposażona w rozetkowy otwór wrzutowy oraz dwa otwory umożliwiające oddzielenie ostrzy od trzonków, igieł od strzykawek, itp.
- Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika
- Posiada wysoką wytrzymałość na odkształcenia mechaniczne
- Produkowany w czerwonym kolorze ostrzegawczym, inne kolory (żółty, niebieski) dostępne na zamówienie
- Zaopatrzone we wtopioną podczas rozdmuchu etykietę typu BML z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na bezproblemowe wpisanie danych odpadów nawet za pomocą długopisu
- Odporny na promieniowanie UV, formalinę i alkohol etylowy
- Posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
- Spełnia wymagania norm: ASTM F2132-01 (odporność na przebicie) oraz PN-EN ISO 175 (odporność na zanurzenie w ciekłych chemikaliach)
- Nie zawiera lateksu i ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ	ŚREDNICA DOLNA	ŚREDNICA GÓRNA	WYSOKOŚĆ	KOLOR POJEMNIKA	KOLOR POKRYWY	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
POM-00700R	0,7 L	93 mm	109 mm	97 mm	czerwony	czerwony	20 szt. (folia)
POM-00700Y	0,7 L	93 mm	109 mm	97 mm	żółty	czerwony	20 szt. (folia)
POM-00700B	0,7 L	93 mm	109 mm	97 mm	niebieski	niebieski	20 szt. (folia)
POM-02000R	2 L	95 mm	109 mm	246 mm	czerwony	czerwony	20 szt. (folia)
POM-02000Y	2 L	95 mm	109 mm	246 mm	żółty	czerwony	20 szt. (folia)
POM-02000B	2 L	95 mm	109 mm	246 mm	niebieski	niebieski	20 szt. (folia)



## POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE

rewizja 2

data 2023-01-19

zmiana z dnia: 2023-09-06

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

### ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczony do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych np. igieł, kaniul dożylnych, strzykawek, rękawiczek jednorazowego użytku, itp.
- Umożliwia bezpieczne składowanie, transport i utylizację odpadów medycznych, zapewniając bezpieczeństwo pod względem norm higieniczno-sanitarnych jak i bezpieczeństwo mechaniczne zapobiegając niepożądanym zdarzeniom takim jak zakłucia i skaleczenia w czasie wyrzucania ostrych odpadów u personelu medycznego.

### WŁAŚCIWOŚCI:

- Pojemnik w całości wykonany z polipropylenu (PP) metodą wtrysku
- Pojemność 5L Wyposażona w wygodny uchwyt do przenoszenia aw kolorze białym
- Pokrywa wyposażona w rozetkowy otwór wrzutowy oraz dwa otwory umożliwiające oddzielenie ostrzy od trzonków, igieł od strzykawek, itp.
- Dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe lub permanentne zamknięcie pojemnika
- Posiada wysoką wytrzymałość na odkształcenia mechaniczne
- Produkowany w czerwonym kolorze ostrzegawczym, inne kolory (żółty, niebieski) dostępne na zamówienie
- Zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na bezproblemowe wpisanie danych odpadów nawet za pomocą długopisu
- Nie zawiera lateksu i ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niesterylne



### ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ	ŚREDNICA DOLNA	ŚREDNICA GÓRNA	WYSOKOŚĆ	KOLOR POJEMNIKA	KOLOR POKRYWY	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
POM-0100R	1L	109 mm	133 mm	146 mm	czerwony	czerwony	20 szt. (folia)
POM-0100Y	1L	109 mm	133 mm	146 mm	żółty	czerwony	20 szt. (folia)
POM-0100B	1L	109 mm	133 mm	146 mm	niebieski	niebieski	20 szt. (folia)
POM-05000R	5L	190 mm	230 mm	210 mm	czerwony	czerwony	20 szt. (folia)
POM-05000Y	5L	190 mm	230 mm	210 mm	żółty	czerwony	20 szt. (folia)
POM-05000B	5L	190 mm	230 mm	210 mm	niebieski	niebieski	20 szt. (folia)



# ZESTAW SERWET DO CIĘCIA CESARSKIEGO

## 1-IF

### jałowy

#### TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2022-10-12

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa



ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Sterylna, jednorazowa obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy PN-EN 13795-1
- Nieprzemakalne na całej powierzchni
- Zintegrowane z torbą do przechwytywania płynów
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę dwuwarstwową, celulozowo – foliową, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu

200x320cm  
1szt./pc.30x30cm  
4szt./pcs10x50cm  
1szt./pc.75x80cm  
1szt./pc.80x140cm  
1szt./pc.150x190cm  
1szt./pc.**SKŁAD I KOD ZESTAWU**

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-CSEC1-IF-C	Serweta samoprzylepna z otworem o wymiarach 25cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80cm x 90cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS	200cm x 320cm	1 szt.		
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	1 szt.	1 zestaw	10 zestawów
	Serweta chłonna dla noworodka wykonana z włókniny typu spunlace	75cm x 80cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona na stół Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym; w kolorze czerwonym; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 140cm	1 szt.		TYVEC
Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej		150cm x 190cm	1 szt.		



# OBŁOŻENIE DO OPERACJI GINEKOLOGICZNYCH 2 jałowe TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2017-10-19

zmiana: 2021-09-21

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:


- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy PN-EN 13795
- Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni
- Zintegrowane z torbą do przechwytywania płynów
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



160/240x180cm  
1szt./pc.



150x190cm  
1szt./pc.

## SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SD-GYN2-S	Serweta zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cm x 15cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów	160/240cm x 180cm	1 szt.	1 zestaw	8 zestawów
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.	folia-papier	karton

Opracowanie: Z.D. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.





# ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH 6-M jałowy TD-11

Załącznik nr 3 do  
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie I  
z dnia 2020.01.02

Strona 1/1

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:


- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy PN-EN 13795
- Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wyposażone w dodatkowe wzmocnienia chłonne w strefie krytycznej
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



150x240cm  
1x



180x180cm  
1x



75x90cm  
2x




30x40cm  
4x



10x50cm  
1x



80x145cm  
1x



150x190cm  
1x

## SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-UNI6-M-SP	Wzmocniona serweta samoprzylepna wykonana z laminatu dwuwarstwowego oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym	150cm x 240cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta samoprzylepna wykonana z laminatu dwuwarstwowego oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym	180cm x 180cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta samoprzylepna wykonana z laminatu dwuwarstwowego oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym	75cm x 90cm	2 szt.	1 zestaw	12 zestawów
	Ręcznik chłonny	30cm x 40cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna	10cm x 50cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona na stół Mayo w postaci worka; w kolorze niebieskim; składana teleskopowo	80cm x 145cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu	150cm x 190cm	1 szt.		





# OSŁONA NA APARATURĘ MEDYCZNĄ W KSZTAŁCIE KULI jałowa TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2022-09-08

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Do sterylnego zabezpieczenia urządzeń medycznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Osłona typu „beret”
- Z folii PE
- Wyposażona w gumkę umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu
- Nieprzemakalna na całej powierzchni
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie folia - papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR W STANIE ROZCIĄGNIĘTYM	MAKSYMALNY ROZMIAR OSŁANIANEJ APARATURY	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SP-S 9	65cm x 85cm	35cm x 45cm	1 szt.	200 szt.
AT-SP-S 10	85cm x 85cm	50cm x 50cm	1 szt.	100 szt.
AT-SP-S 11	105cm x 105cm	60cm x 60cm	1 szt.	100 szt.
AT-SP-S 12	120cm x 120cm	70cm x 70cm	1 szt.	100 szt.
AT-SP-S 13	140cm x 140cm	80cm x 80cm	1 szt.	50 szt.



## Pakiet do szycia 47

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

### ZASTOSOWANIE:

- sterylny pakiet przeznaczony do stosowania w gabinetach zabiegowych, pogotowiach ratunkowych, oddziałach szpitalnych czy stacjach dializ wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych
- stanowi pakiet pomocniczych wyrobów medycznych jednorazowego użytku umożliwiających wykonanie procedury zakładania szwów

### WŁAŚCIWOŚCI:

- wyrób jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- niepirogenny
- nietoksyczny
- do użytku krótkotrwałego
- czas życia wyrobu: 2 lata
- etykieta wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- sterylizacja w zwalidowanym procesie z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z aktualną normą EN ISO 11135
- opakowanie: torebka papierowo-foliowa

### SPECYFIKACJA PAKIETU

NUMER KATALOGOWY	L.P	ILOŚĆ	KOMPONENT	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
DS-SZY-00247	1.	10 szt.	Kompres włókninowy 40G 4W 7,5cm x 7,5cm	1 pakiet
	2.	20 szt.	Kompres włókninowy 40G 4W 10cm x 10cm	
	3.	2 szt.	Oslona na kończynę 70cm x 120cm SMS, gramatura 50g/m <sup>2</sup>	torebka papierowo-foliowa
	4.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 100cm x 150cm 2-warstwowa	foliowa



SERWETA NA STOLIK MAYO  
WZMOCNIONA, CZERWONA  
jąłowa  
TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 4

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-05-31

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Wzmocniona serweta wykonana z nieprzemakalnej folii PE w kolorze czerwonym wzmocnionej niebieską chłonną włókninową warstwą wiskozowo-poliestrową
- Warstwa włókniny pochłania wilgoć i płyny, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Serweta w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, co umożliwia aseptyczną aplikację
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Nie zawiera lateksu
- Niepalna
- Niepyląca
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SD-S 1 RED	80cm x 145cm	1 szt.	80 x 1 szt.
AT-SD-S 2 RED	80cm x 140cm	1 szt.	80 x 1 szt.



# OSŁONA NA PRZEWODY z perforacją i dwoma taśmami samoprzylepnymi jałowa

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2022-09-08

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

#### ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- Z folii PE
- Nieprzemakalna na całej powierzchni
- Na jednym końcu kartonowy sztywniak z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony
- Na drugim końcu perforacja umożliwiająca wysunięcie przewodu
- Na obu końcach osłony po jednym przylepcu umożliwiające fiksację folii
- Składana teleskopowo
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie folia - papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



14x250cm



16x200cm



16x250cm



16x300cm

#### ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SP-S 3	14cm x 250cm	1 szt.	160 szt.
AT-SP-S 4	16cm x 200cm	1 szt.	200 szt.
AT-SP-S 5	16cm x 250cm	1 szt.	160 szt.
AT-SP-S 6	16cm x 300cm	1 szt.	200 szt.



**TAŚMA CHIRURGICZNA  
włókninowa, przylepna  
jałowa  
TD-11**

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2022-09-13

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- W włókniny typu Spunlace
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Nieprzemakalna na całej powierzchni
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Elastyczna, odporna na rozrywanie
- Przepuszcza powietrze i parę wodną
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie folia – papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



**10x50cm**

**ROZMIAR I KOD**

<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>ROZMIAR</b>	<b>OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE</b>	<b>OPAKOWANIE TRANSPORTOWE</b>
AT-SP-S 1	10cm x 50cm	1 szt.	1100 szt.