

# MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM I DRENEM

**PRODUCENT:**  
**NINGBO HI-TECH UNICMED IMP.&EXP.CO.,LTD.**

---

**sterylna**

---

Opakowanie: dostępny na sztuki

## **ZASTOSOWANIE:**

- dostarczenie w głąb układu oddechowego wraz z oddechem pacjenta rozdrobnionego leku w postaci aerozolu

## **WŁAŚCIWOŚCI:**

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada gumkę umożliwiającą dopasowanie do każdego kształtu głowy
- Dren dł.2,1m
- Nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml)
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku
- Dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL



**intergos**

P.W. INTERGOS Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała; ul. Legionów 59A

Tel.: 033 822 70 52 do 53 Fax: 033 827 29 61

e-mail: [intergos@intergos.com.pl](mailto:intergos@intergos.com.pl)