

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY BĄBELKOWY (MATERAC Z POMPA)

Materac przeciwodleżynowy bąbelkowy

Wiele osób z powodu **uszkodzenia aparatu ruchu** i innych dysfunkcji organizmu jest zmuszona do ciągłego przebywania w łóżku. Zarówno pacjenci **po urazach**, zabiegach operacyjnych, jak i osoby w podeszłym wieku, których zdolność poruszania jest znacznie ograniczona, spędzają wiele godzin, a niekiedy całe doby **w pozycji leżącej**. Taka sytuacja wiąże się z ryzykiem wystąpienia **odleżyn**. Jest to uszkodzenie skóry i głębszych tkanek spowodowane długotrwałym naciskiem. W wyniku tego dochodzi do zaburzenia krążenia, a niedokrwienie komórek skutkuje ich martwicą. Te bolące i **trudno gojące się rany** są niezwykle ciężkie do wyleczenia. Niekiedy mogą prowadzić do infekcji organizmu, a w zaawansowanych stadiach nawet do śmierci. Najlepszą metodą jest profilaktyka, więc warto podjąć **działania prewencyjne**, gdy wiemy, że osoba będzie zmuszona do leżenia przez pewien okres czasu. Jednym z najlepszych działań zapobiegawczych jest stosowanie **akcesoriów przeciwodleżynowych**. Bardzo popularne są specjalne materace z systemem naprzemiennego pompowania lub **materace piankowe** o charakterystycznej budowie. Oba modele są niezwykle użyteczne i pomagają w codziennym funkcjonowaniu zarówno osobom starszym, jak i po urazach.



Materac przeciwodleżynowy został zaprojektowany specjalnie dla pacjentów narażonych na **ryzyko powstania odleżyn**, obłożnie chorych, stale leżących. Podzielony został na komory powietrzne, które zapewniają **równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta**, odpowiednią wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz komfort temperatury (dzięki właściwościom izolacyjnym powietrza). Materac pracuje w cyklach wypełniając raz jedno, raz drugie bąbelki. To naprzemiennie pompowanie tworzy nierówne podłoże, zapobiegając ciągłemu naciskowi na newralgiczne punkty. Żeby sprzęt spełniał swoją funkcję, podczas korzystania **pompa musi być stale podłączona do prądu**. Jej praca jest cicha i nie powinna utrudniać nocnego odpoczynku. Materac wykonany został z wytrzymałego, jednocześnie przyjaznego dla skóry materiału. Najlepiej zastosować na niego pokrowiec lub standardowe prześcieradło. Jego rozmiary sprawiają, że **pasuje do większości standardowych łóżek**. Produkt posiada certyfikat medyczny, co jest najlepszym potwierdzeniem jego skuteczności i bezpieczeństwa. Często wykorzystywany jest w szpitalach i ośrodkach zdrowia, ale też ułatwia domową opiekę nad osobami obłożnie chorymi i stale leżącymi.



Zastosowanie:

- ✚ profilaktyka przeciwoleżynowa w przypadku osób stale leżących (chorych, niepełnosprawnych, po zabiegach).

Zalety materaca:

- ✚ standardowe wymiary pozwalające na zastosowanie do niemal każdego łóżka
- ✚ skuteczna ochrona przeciwoleżynowa
- ✚ łatwa obsługa
- ✚ długa żywotność sprzętu
- ✚ energooszczędna i cicha pompa
- ✚ wytrzymałe przewody doprowadzające powietrze.



Materac wykonany jest z wytrzymałego materiału, przyjaznego dla skóry pacjenta. Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości.

Materac jest wyposażony w lekką, energooszczędną i cichą pompę, której obsługa jest nieskomplikowana dla użytkownika.



Wytrzymałe przewody zwiększają żywotność materaca.



Produkt najwyższej jakości.



Materac jest wyrobem medycznym - posiada niezbędne certyfikaty i atesty.

Przeciwwskazania:

- ✚ Przed wyborem materaca najlepiej skonsultować się z lekarzem.
- ✚ Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia.
- ✚ Nie należy stosować materaca w bezpośrednim kontakcie z ciałem, warto zastosować warstwę ochronną (np. prześcieradło).
- ✚ Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek składnik produktu.

