



CEWNIK FOLEY'A dwudrożny z gumową zastawką, lateks silikonowany, sterylny

TD-36

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 5

data: 2019-08-08

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego
- Przewidziany do połączenia z innymi wyrobami medycznymi przeznaczonymi do zbiórki moczu

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcanie
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego
- Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Silikonowana powierzchnia pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika oraz zmniejsza reakcje alergiczne na naturalny lateks
- Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
- Kodowana kolorystycznie zależnie od rozmiaru lateksowa zastawka zapewniająca szczelność balonu
- Cewnik w rozmiarze CH 6, CH 8, CH 10 posiada prowadnicę ułatwiającą cewnikowanie
- Na łączniku oznaczenie rozmiaru, pojemności balonu oraz nazwy producenta
- Zawiera lateks
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / wew. folia, zew. papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	BALON	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CFNL-2D-06-03-L	CH 6	3 ml	270 mm	jasnozielony	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-08-05-L	CH 8	3-5 ml	270 mm	niebieski	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-10-05-L	CH 10	3-5 ml	270 mm	czarny	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-12-10-L	CH 12	5-10 ml	400 mm	biały	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-14-10-L	CH 14	5-10 ml	400 mm	zielony	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-16-10-L	CH 16	5-10 ml	400 mm	pomarańczowy	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-18-10-L	CH 18	5-10 ml	400 mm	czerwony	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-20-10-L	CH 20	5-10 ml	400 mm	żółty	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-22-10-L	CH 22	5-10 ml	400 mm	fioletowy	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-24-10-L	CH 24	5-10 ml	400 mm	ciemnoniebieski	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-26-10-L	CH 26	5-10 ml	400 mm	różowy	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-16-30-L	CH 16	30 ml	400 mm	pomarańczowy	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-18-30-L	CH 18	30 ml	400 mm	czerwony	10 szt.	50 x 10 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: G.K. – Specjalista ds. Sprzętu medycznego ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 2

rev.2023.01



CEWNIK FOLEY'A
dwudrożny z gumową zastawką,
lateks silikonowany, sterylny

TD-36

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 5

data: 2019-08-08

zmiana: 2023-02-01

CFNL-2D-20-30-L	CH 20	30 ml	400 mm	żółty	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-22-30-L	CH 22	30 ml	400 mm	fioletowy	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-24-30-L	CH 24	30 ml	400 mm	ciemnoniebieski	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-26-30-L	CH 26	30 ml	400 mm	różowy	10 szt.	50 x 10 szt.

Zamknięty system do pomiaru diurezy URIMETER 500 PLUS SAFETY

WYTWÓRCA:	Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S., Turcja	
ZASTOSOWANIE:	Wyrób przeznaczony do godzinowej zbiórki moczu monitorowania diurezy w systemie zamkniętym	
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komora pomiarowa 500 ml, umożliwiającą bardzo dokładny pomiar diurezy (co 1 ml od 3 do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml) ▪ Wyposażona w obrotowy zawór przelewowy, filtr hydrofobowy oraz podwójny system podwieszania ▪ Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml skalowany co 100 ml ▪ Wyposażony w zastawkę bezwrotną, filtr hydrofobowy, kranik spustowy typu „T” ▪ Dwuświatłowy dren o długości 120 cm, wzmocniony spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory ▪ Wyposażony w klamrę zatraskową, bezpieczny łącznik do cewnika z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu oraz zastawkę jednokierunkową zabezpieczającą przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley ▪ Nie zawiera lateksu ▪ Nie zawiera ftalanów ▪ Jednorazowego użytku ▪ Sterylizowany tlenkiem etylenu ▪ Pakowanie: 1 sztuka / papier-foolia   <p>The diagram labels the following components:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prezycyjny pomiar do 40 ml Składane wieszaki na poręczce łóżka Zawór do opróżnienia komory pomiarowej Filtr hydrofobowy Komora pomiarowa 500 ml Regulowane paski mocujące Zastawka bezwrotna Dren odporny na skręcanie/załamywanie Otwarta zakładka na podwieszenie zaworu spustowego Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml Filtr hydrofobowy Bezigłowy port do pobierania próbek Zastawka jednokierunkowa Pole do opisu danych pacjenta Klamra zatraskowa Bezpieczny łącznik do cewnika Dwuświatłowy dren 	
ROZMIAR I KOD:	<p style="text-align: center;">KOD</p> <p style="text-align: center;">227 1030 1</p>	<p style="text-align: center;">OPAKOWANIE TRANSPORTOWE</p> <p style="text-align: center;">10 x 1 szt.</p>
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S., Turcja	



WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU z portem do pobierania próbek, sterylny

TD-27

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie II

data: 2016-03-21

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony jest do 7-dniowego, pozaustrojowego zbierania moczu i innych płynów ustrojowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- bezląteksowy worek o pojemności 2000ml wykonany z PCV o grubości 0,40mm (podwójna ścianka)
- samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek
- skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezwrotna)
- szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120cm (dostępne również długości 90, 110, 130, 150cm)
- dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml
- wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków
- tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualną ocenę moczu
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ	DŁUGOŚĆ DRENU	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
WMT2000-90	2000 ml	90 cm	10 szt.	10 x 10 szt.
WMT2000-120	2000 ml	120 cm	10 szt.	10 x 10 szt.
WMT2000-150	2000 ml	150 cm	10 szt.	10 x 10 szt.

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie
- Zmrożona powierzchnia ułatwiająca wprowadzanie
- Półprzezroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową
- Atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika
- Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku,
- numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- Oznaczenie nazwy producenta na łączniku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CN-06-40	CH 6	400 mm	jasnozielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-08-40	CH 8	400 mm	niebieski	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-10-40	CH 10	400 mm	czarny	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-12-40	CH 12	400 mm	biały	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-14-40	CH 14	400 mm	zielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-16-40	CH 16	400 mm	pomarańczowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-18-40	CH 18	400 mm	czerwony	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-20-40	CH 20	400 mm	żółty	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-22-40	CH 22	400 mm	fioletowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-24-40	CH 24	400 mm	ciemnoniebieski	50 szt.	10 x 50 szt.



CEWNIK TIEMANNA sterylny TD-36

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie II

data: 2016-10-07

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego w przypadku zwężonej cewki moczowej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika
- Wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Koniec dystalny zakończony stożkowato, zagięty pod kątem 45°
- Przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową
- Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	KOLOR	ROZMIAR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CT-08-40	400 mm	niebieski	CH 8	60 szt.	10 x 60 szt.
CT-10-40	400 mm	czarny	CH 10	60 szt.	10 x 60 szt.
CT-12-40	400 mm	biały	CH 12	50 szt.	10 x 50 szt.
CT-14-40	400 mm	zielony	CH 14	50 szt.	10 x 50 szt.
CT-16-40	400 mm	pomarańczowy	CH 16	50 szt.	10 x 50 szt.
CT-18-40	400 mm	czerwony	CH 18	40 szt.	10 x 40 szt.
CT-20-40	400 mm	żółty	CH 20	40 szt.	10 x 40 szt.
CT-22-40	400 mm	fioletowy	CH 22	40 szt.	10 x 40 szt.
CT-24-40	400 mm	ciemnoniebieski	CH 24	40 szt.	10 x 40 szt.



CEWNIK PEZZER sterylny TD-36

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2018-05-30

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84**ZASTOSOWANIE:**

- Wyrób przeznaczony do zabezpieczenia prawidłowego odprowadzenia moczu u chorych po zabiegach operacyjnych


WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, pokrytego warstwą silikonu, odpornego na załamania i skręcanie
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika
- Wyposażony w trzy boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Wyrób nie zawiera ftalanów
- Wyrób zawiera lateks
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne – wew. folia, zew. papier/folia

**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	ROZMIAR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CP-12-40	400 mm	CH 12	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-14-40	400 mm	CH 14	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-16-40	400 mm	CH 16	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-18-40	400 mm	CH 18	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-20-40	400 mm	CH 20	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-22-40	400 mm	CH 22	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-24-40	400 mm	CH 24	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-26-40	400 mm	CH 26	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-28-40	400 mm	CH 28	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-30-40	400 mm	CH 30	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-32-40	400 mm	CH 32	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-34-40	400 mm	CH 34	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-36-40	400 mm	CH 36	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-38-40	400 mm	CH 38	10 szt.	40 x 10 szt.
CP-40-40	400 mm	CH 40	10 szt.	40 x 10 szt.

Zatyczka do cewnika SPIGOT-II

WYTWÓRCA:	Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S., Turcja			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Do zamknięcia światła cewnika lub drenu 			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zatyczka wykonana z medycznego PVC ▪ Kompatybilna z drenami w rozmiarach od CH 6 do CH 35 ▪ Wyposażona w wygodny uchwyt motylkowy ułatwiający manipulowanie zatyczką ▪ Budowa schodkowa zapewnia szczelne zamknięcie światła drenu ▪ Nie zawiera lateksu ▪ Nie zawiera ftalanów ▪ Jednorazowego użytku ▪ Sterylizowana tlenkiem etylenu ▪ Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia 			
ROZMIAR I KOD:	KOD	TYP	KOLOR	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	238 0011 1	SPIGOT II	Niebieski	200 x 1 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S., Turcja			



WORECZEK DO POBIERANIA PRÓBEK MOCZU sterylny

TD-27

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie II

data: 2016-03-21

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony jest do zbiórki moczu i pobierania próbek u niemowląt i małych dzieci


WŁAŚCIWOŚCI:

- bezlakowy woreczek o pojemności 100ml, o wymiarze 19cm x 7cm
- wykonany z delikatnej, mocnej folii PE
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru co 10ml
- samoprzylepna część woreczka pokryta antyalergicznym, wysokiej jakości klejem
- dotychczasowe uszczelnienie wykonane z antyalergicznego pianki zabezpiecza przed sklejeniem się ścianek woreczka, dzięki czemu możliwy jest swobodny spływ moczu
- dostępny w wersji dla dziewczynek oraz dla chłopców
- zapewnia możliwość optymalnego pobrania próbek moczu od niemowląt i małych dzieci
- jednorazowego użytku
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ	WERSJA	TYP	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
WMCH-001	100 ml	dla chłopców	z gąbką	100 szt.	25 x 100 szt.
WMCH-002	100 ml	dla chłopców	bez gąbki	100 szt.	25 x 100 szt.
WMDZ-001	100 ml	dla dziewczynek	z gąbką	100 szt.	25 x 100 szt.
WMDZ-002	100 ml	dla dziewczynek	bez gąbki	100 szt.	25 x 100 szt.



Euroderm incise iodine



Folia operacyjna, antybakteryjna z 2%
roztworem jodyny, sterylna, samoprzylepna



Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano
Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
Phone: +39 095 391346
Fax: +39 095 391507
euro-farm-spa.com

 **eurofarm**[®]
ADVANCED MEDICAL DEVICES



Euroderm incise iodine

Euroderm Incise Iodine posiada te same zastosowanie oraz ma te same właściwości co Euroderm Incise. Euroderm Incise Iodine zapewnia stałą, szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego poprzez uwolnienie cząsteczek jodiny przez okres 7 godzin od zastosowania. Folia jest bakterio i wodoodporna (również w suchych warunkach) jednak przepuszcza gazy oraz parę wodną, chroniąc pole przed zakażeniem, jednocześnie pozwala skórze oddychać, dzięki temu zapobiega gromadzeniu się wilgoci pod folią. Krytycznym aspektem wszystkich interwencji chirurgicznych jest zapobieganie infekcjom; Euroderm Incise Iodine zmniejsza przedostanie się mikroorganizmów w głąb rany oraz zapobiega migracji bakterii po skórze do samej rany. Badania nad skutecznością Euroderm Incise Iodine na *Staphylococcus Aureus* (11000 CFU/ml) z *Pseudomonas Aeruginosa* (10200 CFU/ml) oraz *Candida Albicans* (11000 CFU/ml), pokazują całkowitą redukcję bakterii. Euroderm Incise Iodine nie zawiera lateksu.


Właściwości oraz zalety

- Przyleganie do brzegów rany
- Uniknięcie migracji bakterii po skórze w głąb rany
- Nieodbłaskowna powierzchnia zapewnia idealną widoczność miejsca nacięcia
- Idealna w przypadku konieczności zmiany pozycji podczas operacji (proteza biodra).
- Odporna na bakterie oraz płyny

Euroderm incise iodine

Szeroka gama rozmiarów

Nr art.	Rozmiar	Pole samoprzylepne	opak
717910	cm 10 x cm 24	cm 10 x cm 18	10 szt
717915	cm 15 x cm 26	cm 15 x cm 20	10 szt
717930	cm 30 x cm 26	cm 30 x cm 20	10 szt
717940	cm 40 x cm 34	cm 40 x cm 28	10 szt
717942	cm 42 x cm 42	cm 42 x cm 36	10 szt
717944	cm 44 x cm 26	cm 44 x cm 20	10 szt
717945	cm 45 x cm 55	cm 45 x cm 49	10 szt
717950	cm 50 x cm 90	cm 50 x cm 84	10 szt
717960	cm 60 x cm 52	cm 60 x cm 46	10 szt
717970	cm 70 x cm 80	cm 70 x cm 74	10 szt
717980	cm 80 x cm 60	cm 80 x cm 54	10 szt
717990	cm 90 x cm 80	cm 90 x cm 74	10 szt



oddychająca



przylegająca



hipoalergiczna



wolna od lateksu



Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano
Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
Phone: +39 095 391346
Fax: +39 095 391507
euro-farm-spa.com

 **eurofarm**[®]
ADVANCED MEDICAL DEVICES



Euroderm incise iodine

Wyniki testów weryfikacji skuteczności

szczep bakterii	roztwór	okres kontaktu (minuty)	stock UFC/ml	wyniki UFC/jedn.
staphylococcus	± 10.000 UFC/ml	15	11000	<10
aureus ATCC		30	11000	<10
25923		60 fino 300-60 do 300	11000	<10

- Stopień redukcji po 15 minutach: 100%

szczep bakterii	roztwór	okres kontaktu (minuty)	stock UFC/ml	wyniki UFC/jedn.
pseudomonas	± 10.000 UFC/ml	15	10200	1000
aeruginosa		30	10200	80
ATCC 27853		60 fino 300-60 do 300	10200	<10

- Stopień redukcji po 15 minutach: 90,20%
- Stopień redukcji po 30 minutach: 99,20%
- Stopień redukcji po 60 minutach: 100%


szczep bakterii	roztwór	okres kontaktu (minuty)	stock UFC/ml	wyniki UFC/jedn.
candida	± 10.000 UFC/ml	15	11000	2000
albicans		30	11000	<10
ATCC 10231		60 fino 300-60 do 300	11000	<10

- Stopień redukcji po 15 minutach: 81,80%
- Stopień redukcji po 30 minutach: 100%

Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano
Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy
Phone: +39 095 391346
Fax: +39 095 391507
euro-farm-spa.com

Euroderm incise iodine

Działanie bakteriobójcze





ZESTAW SERWET DO OPERACJI BRZUSZNO-KROCZOWYCH 1 jąłowy TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa



ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy EN 13795-1
- Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy

180/280x220cm
x130x30cm
x410x50cm
x12x22cm
x114x250cm
x180x145cm
x1150x190cm
x1**SKŁAD I KOD ZESTAWU**

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-ABPER1-S	Serweta samoprzylepna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, zintegrowana z osłonami na kończyny, wyposażona w samoprzylepny otwór w okolicy krocza o wymiarach 10cm x 15cm zabezpieczony klapką oraz samoprzylepny otwór brzuszny w kształcie trapezu o wymiarach 30cm x 20cm	180/280cm x 220cm	1 szt.	1 zestaw folia-papier	12 x 1 zestaw karton
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	1 szt.		
	Taśma samoprzylepna typu rzep	2cm x 22cm	1 szt.		
	Ośłona na przewody, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Ośłona wykonana z transparentnej folii PE	14cm x 250cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona na stolik Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym; w kolorze czerwonym; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 145cm	1 szt.		
Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.			

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: K.I. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

rev.2023.01



TOREBKA DO ZBIÓRKI PŁYNÓW
dwukomorowa
jałowa
TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

WŁAŚCIWOŚCI:

- Z folii PE
- Zintegrowana z taśmą samoprzylepna w górnej części kieszeni do mocowania do serwet operacyjnych
- Wyposażona w sztywnik pozwalający kształtować otwór kieszeni
- Nieprzemakalna na całej powierzchni
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



30x40cm

ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	OPIS	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SP-S 22	kieszeń samoprzylepna, dwukomorowa 15cm x 30cm kieszeń lewa 25cm x 30cm kieszeń prawa	30cm x 40cm	1 szt.	250 x 1 szt.

Szczoteczki chirurgiczne

DYSTRYBUTOR: Zarys International Group

WYTWÓRCA: Nex Medical, Włochy

ZASTOSOWANIE:

- chirurgiczne mycie rąk przed zabiegiem operacyjnym
- skuteczne narzędzie w obniżaniu ryzyka związanego z zakażeniami szpitalnymi. Oczyszczenie dłoni przed zabiegiem znacznie zmniejsza liczbę mikroorganizmów znajdujących się na dłoniach i przedramionach

OPIS PRODUKTU:

- zaawansowane preparaty o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów i wirusów
- miękkie i delikatne włosie wykonane z medycznego polietylenu nie powodujące podrażnień skóry
- do każdej szczoteczki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu
- miękka gąbka poliuretanowa zapewniająca delikatne czyszczenie skóry
- opakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru
- szybkie działanie: 3 minutowe chirurgiczne mycie rąk bez podrażnienia skóry
- bez zawartości lateksu
- opakowanie zbiorcze a'40 sztuk w formie podajnika

ROZMIAR I KOD:

Numer katalogowy	Typ	Opakowanie jednostkowe
NEXD1EN044B	sucha	folia / papier
NEXC2EN002B	nasączona 4% roztworem chlorheksydyny	folia
NEXP2EN001B	nasączona 7,5% roztworem jodyny powidonowej	folia



ZARYS International Group Sp. z o. o. Spółka komandytowa

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84

www.zarys.com.pl

LICZNIKI IGIEŁ I OSTRZY

WYTWÓRCA:	GRI-Alleset, Stany Zjednoczone				
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> do bezpiecznego przechowywania igieł i ostrzy chirurgicznych 				
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> dostępne w różnych konfiguracjach – z samoprzylepną pianką i/lub magnesami, wraz z łatwymi do odczytania numerowanymi podziałkami wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym dostępne w wersji z przezroczystym wieczkiem umożliwiającym łatwą identyfikację ilości igieł i/lub ostrzy wewnątrz bez konieczności otwierania pudełka z obu stron na zewnętrznej powierzchni umieszczone taśmy samoprzylepne pozwalające na mocowanie liczników do każdego podłoża specjalna konstrukcja zawiasów umożliwia rozłączenie dwóch połówek pudełka i stosowanie ich oddzielnie mocne i trwałe zamknięcie pudełka w formie zatrzasku zapobiega przed przypadkowym otwarciem mocne magnesy pozwalają na bezpieczne przechowywanie igieł i ostrzy wewnątrz pojemnika zapobiegając przypadkowemu wypadnięciu wyrobów pianka posiada taśmę samoprzylepną umożliwiającą umieszczenie wyrobu na dowolnej powierzchni w zależności od preferencji użytkownika dostępne w wersji z przyrządem do bezpiecznego, bezdotykowego usuwania ostrzy chirurgicznych mieszczą nawet kilkadziesiąt sztuk igieł i/lub ostrzy w zależności od ich rozmiaru i wielkości licznik należy zutylizować w całości wraz z zawartością jałowe 				
ROZMIAR I KOD:	KOD	NUMERACJA PODZIAŁKI	RODZAJ POWIERZCHNI	INNE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
	30-01001-S	10 szt.	pojedynczy magnes	przezroczyste wieczko	100 szt.
	33-02005-S	20 szt.	pianka i magnes	usuwacz ostrzy	80 szt.
33-03007-S	30 szt.	podwójny magnes	usuwacz ostrzy	100 szt.	
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: GRI-Alleset, Stany Zjednoczone				





Pakiet do cewnikowania 58

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- sterylny pakiet przeznaczony do stosowania w gabinetach zabiegowych, pogotowiach ratunkowych, oddziałach szpitalnych czy stacjach dializ wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych
- stanowi pakiet pomocniczych wyrobów medycznych jednorazowego użytku umożliwiających wykonanie procedury cewnikowania

WŁAŚCIWOŚCI:

- wyrób jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- niepirogenny
- nietoksyczny
- do użytku krótkotrwałego
- czas życia wyrobu: 2 lata
- etykieta wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- sterylizacja w zwalidowanym procesie z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z aktualną normą EN ISO 11135
- opakowanie: rękaw papierowo-foliowy

SPECYFIKACJA PAKIETU

NUMER KATALOGOWY	L.P	ILOŚĆ	KOMPONENT	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
DS-CEW-00058	1.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 45cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 6cm	1 pakiet
	2.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 50cm x 50cm 2-warstwowa	
	3.	1 szt.	Pęseta plastikowa 13cm niebieska	rękaw papierowo-foliowy
	4.	8 szt.	Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm	
	5.	1 szt.	Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm	
	6.	1 szt.	Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)	
OSOBNO ZAPAKOWANE - DOŁĄCZONE				
	1.	1 szt.	Żel do znieczulenia błon śluzowych 6ml (ampułkostrzykawka)	
	2.	1 szt.	Strzykawka z wodą jałową i 10% gliceryną 10ml	