

worek do lewatywy

niesterylny

właściwości

- worek o pojemności 1500 ml z otworem do zawieszenia
- wykonany z medycznego PVC
- skalowany cyfrowo co 250 ml
- dren o długości 115 cm z zaciskiem przesuwным zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym
- natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- niesterylny


zastosowanie

- worek umożliwia wprowadzenie przez odbyt płynu do jelita grubego w celu usunięcia mas kałowych i pobudzenia ruchu perystaltycznego jelit

numer
katalogowy
WLN



opakowanie transportowe:
100 szt.



zestaw do lewatywy

niesterylny

właściwości

- worek o pojemności 1500 ml z otworem do zawieszenia
- wykonany z medycznego PVC
- skalowany cyfrowo co 250 ml
- dren o długości 115 cm z zaciskiem przesuwным zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym
- natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką
- serwetki 42 x 45 cm
- mydło w płynie (9 ml)
- rękawice foliowe – 1 para
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- pakowanie: 1 zestaw/folia


zastosowanie

- zestaw umożliwiający wprowadzenie przez odbyt płynu do jelita grubego w celu usunięcia mas kałowych i pobudzenia ruchu perystaltycznego jelit

numer
katalogowy
ZLN



opakowanie transportowe:
50 x 1 zestaw



worek na wymiociny

niesterylny

właściwości

- wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii LDPE umożliwiającej obserwację wydzieliny
- szeroki wlot worka zabezpieczony polipropylenowym kołnierzem
- obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią
- kołnierz wyposażony w nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej – „skręć i zaczepl”
- dokładna skala pomiarowa od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml pozwala na oszacowanie objętości płynu
- kierunek odczytu skali dla małych objętości oznaczony grotem
- nazwa wyrobu i producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku
- nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- okres trwałości: 5 lat

zastosowanie

- wyrób jednorazowego użytku przeznaczony do zbiórki treści żołądkowej podczas wymiotów u pacjenta

numer katalogowy	pojemność	opakowanie handlowe
WW-01	2000 ml	20 szt.



opakowanie transportowe:
30 x 20 szt.

