

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:

1. Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych

Lp.	Rodzaj pomocy dydaktycznej	Ilość
1	Urządzenie do terapii Tomatisa – zestaw poziom 1	1

2. Wymagania funkcjonalno -techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:

L.P.	OPIS URZĄDZENIA	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
Urządzenie do terapii Tomatisa – zestaw poziom 1			
1	Urządzenie do stymulacji sensorycznej Metodą Tomatisa Talks Up wraz ze słuchawkami, działające w trybie Bluetooth – zestaw do prowadzenia indywidualnego treningu słuchowego Metodą Tomatisa	TAK	
2	W ZESTAWIE: <ul style="list-style-type: none">• Szytwe futerały: do przechowywania oraz zabezpieczający• Ładowarka wraz z kablem, umożliwiającym również podłączenie urządzenia do laptopa• Podręcznik dla specjalisty, instrukcja obsługi dla klienta oraz program umożliwiający korzystanie z urządzenia zapisane na nośniku USB• Słuchawki działające w trybie Bluetooth z przewodnictwem powietrznym i kostnym oraz pokrętkiem do regulacji balansu (aktywowanym po ukończeniu przez korzystającego ze sprzętu szkolenia z Metody Tomatisa na poziomie 2), z możliwością opcjonalnego podłączenia za pomocą kabla do urządzenia TalksUp (kabel w komplecie).• Słuchawki posiadają mikrofon oraz procesor głosu• Słuchawki posiadają także gotowe programy słuchowe do pracy w domu, umożliwiając także pracę z własnym głosem	TAK	
3	Urządzenie posiada m.in. utwory takich kompozytorów jak: Handle, Haydn, Bach oraz Chevalier St Georges	TAK	
4	Natychmiastowe przetworzenie dźwięku za pomocą bramkowania elektronicznego z „efektem Tomatisa®”	TAK	
5	Dostęp do nieskompresowanych i zabezpieczonych utworów nagranych w najwyższej jakości formacie cyfrowym	TAK	
6	Swobodny wybór spośród licznych gotowych programów	TAK	
7	Opóźnienie i precesja (specjalne przetwarzanie dźwięku w dwóch kanałach: C1 i C2)	TAK	
8	Filtry wysokiej częstotliwości (do 8000 Hz)	TAK	
9	Przetwarzanie dźwięku w czasie rzeczywistym.	TAK	
10	Wymiary: 11,7 x 8,3 x 2 cm	TAK	
11	Aluminiowa obudowa	TAK	
12	Ekran dotykowy	TAK	
13	Czas pracy akumulatora po naładowaniu: ok. 6 godzin	TAK	

14	Kontrolki bramkowania C1/C2	TAK	
15	Intuicyjny Program komputerowy, z funkcją „przeciągnij i upuść“	TAK	
16	Zgodność z normami: CE, FCC, RoHS.	TAK	

Słuchawki kostne z mikrofonem

	<p>Słuchawki z mikrofonem są znakomitym uzupełnieniem i wspomaganie terapii SI, logopedii, zajęć pedagogicznych/reedukacyjnych, na lekcji języków obcych itp. Słuchawki opracowano tak, by modyfikowały głos ich użytkownika, a tym samym percepcję komunikatu głosowego. Wpływając na słuchanie, urządzenie oddziałuje bezpośrednio na mechanizmy uwagi zaangażowane w każdą formę uczenia się.</p> <p>Podłączenie do zewnętrznego źródła dźwięku Możliwość podłączenia słuchawek do telefonu lub komputera jest ich dużym atutem. Umożliwia nam to podwójna wtyczka jack, którą łączymy słuchawki z telefonem//komputerem. Podłączenie do zewnętrznego źródła dźwięku służy do ćwiczeń lub sesji online.</p> <p>Dodatkowy mikrofon Słuchawki dają nam możliwość podłączenia dodatkowego mikrofonu, który służy do ćwiczeń z udziałem rodzica lub specjalisty.</p> <p>DANE TECHNICZNE Typ głośnika: Dual suspension bone conduction Czułość: 100+-3dB Typ mikrofonu: Black Electret Condenser Czułość: -60dB +-3dB Czas ładowania: około 3 godzin (za pomocą kabla USB) Masa: 60g Wielkość opakowania: 190x165x63mm</p>	TAK	
--	--	-----	--

Multisensoryczne słuchawki powietrzno-kostne

	<p>Multisensoryczne słuchawki powietrzno-kostne</p> <p>Pomagają poprawiać zdolności ruchowe i poznawcze. Program słuchawek składa się ze specjalnie opracowanych utworów muzycznych, w których dokonano modyfikacji o charakterze neuro-akustycznym, oraz z szeregu ćwiczeń ruchowych.</p> <p>Program rozłożony jest na min 40 dni, po 30 minut dziennie.</p> <p>Program urządzenia został opracowany tak, by zapewniał bezpieczeństwo i skuteczność. Może być pomocny osobom, u których występują:</p>	TAK	
--	---	-----	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Opóźnienia w rozwoju ruchowym, problemy z równowagą i koordynacją - Zaburzenia ze spektrum autyzmu i opóźnienia rozwojowe - Zaburzenia przetwarzania sensorycznego i słuchowego - ADD i ADHD <p>Program urządzenia został opracowany tak, by przyciągać uwagę mózgu i dostarczać silnej stymulacji multisensorycznej. W ten sposób program pomaga mózgowi przeorganizować się poprzez tworzenie nowych połączeń nerwowych.</p> <p>Urządzenie to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min 40 dni sesji muzyki rytmicznej - Dostęp przez Internet do min 50 filmów i wskazówek dotyczących ćwiczeń ruchowych do wykorzystania na co dzień - Muzyka przetwarzana za pomocą filtra dynamicznego - Wysokiej jakości głośniki przewodnictwa powietrznego i kostnego - Łatwa obsługa za pomocą przycisków i ekranu - min 9 godzin odtwarzania - Tryb Bluetooth do korzystania jak ze zwykłych słuchawek <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Min 1x zestaw słuchawkowy Min 1x Futerał Min 1x Opaska na głowę Min 1x Kabel USB do ładowania Min 1x Instrukcja obsługi 		
--	--	--	--

3. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników

W ramach dostawy urządzenia Tomatis – zestaw poziom 1 wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (SOSW , ul. Ks. J. Poniatowskiego 17, Nowogard), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić co najmniej 1 użytkownika- szkolenie certyfikowane.