

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Przegląd i konserwacja cyfrowego aparatu mobilnego DRX Ascend produkcji Carestream Health”

2. W formularzu ofertowym podano nazwy skrócone przedmiotu zamówienia, które są tożsame z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ	JEDNOSTKA MIARY
SPRZĘT KOMPUTEROWY			
1.	<p>Przegląd i konserwacja cyfrowego aparatu mobilnego DRX Ascend produkcji Carestream Health. W ramach przeglądu zostaną wykonane czynności :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie logów błędów w sekcji serwisowej (Service - Diagnostics – Error Log. • Wyczyszczenie wnętrza generatora. • Sprawdzenie połączeń kablowych HT, ew. wycieków oleju i poziomu oleju w tanku. • Inspekcja kabli HT i wymiana podkładek silikonowych w lampie i generatorze. • Wykonanie w sekcji serwisowej kalibracji lampy, generatora kV, mAs. • Wyczyszczenie kolimatora, sprawdzenie ew. śladów uszkodzeń kół zębatych, działania pokręteł nastawczych. • Wyczyszczenie fizyczne konsoli i wentylatorów z kurzu, kalibracja monitora dotykowego, usunięcie zbędnych logów, przejrzanie bazy danych pacjentów. • Sprawdzenie, wyczyszczenie, smarowanie „Tube Stand”, szyny jezdnej. • Kalibracja balansu wewnętrznej kolumny, wysięgnika, hamulców, rolek przeciwwagi. W razie konieczności regulacji wykonanie regulacji w sekcji serwisowej. • Sprawdzenie , wyczyszczenie, smarowanie poruszania sekcji lamy RTG. W razie konieczności regulacji wykonanie regulacji w sekcji serwisowej. • Sprawdzenie, wyczyszczenie, smarowanie poruszania „Wall Stand”. W razie konieczności regulacji wykonanie regulacji w sekcji serwisowej. • Sprawdzenie, wyczyszczenie, smarowanie poruszania „Stołu pacjenta”. W razie konieczności regulacji wykonanie regulacji w sekcji serwisowej. • Sprawdzenie połączeń baterii w detektorach. Wykonanie kalibracji z promieniowaniem detektorów. • Wyczyszczenie z kurzu wewnętrznych zasilaczy, płyt elektroniki, wentylatorów chłodzących oraz sprawdzenie połączeń wtyczek elektrycznych • Wyczyszczenie z kurzu zewnętrznych części aparatu • Skasowanie w sekcji serwisowej alertu o konieczności wykonania przeglądu okresowego. 	1	SZT.