

Comprinet® Pro

Specjalistyczne podkolanówki i pończochy uciskowe (wyrób medyczny, klasa CE)

Skuteczne zapobieganie zakrzepicy żył głębokich (DVT – Deep Vein Thrombosis)
Dla osób, które muszą pozostawać w łóżku/unieruchomione, którym potrzebne jest wysoce komfortowe rozwiązanie zapobiegające zakrzepicy żył głębokich (DVT) lub pacjentów, u których DVT już wystąpiła.

Nazwa artykułu Comprinet® Pro

Producent BSN MEDICAL INC. US

Kraj pochodzenia USA

Kolor biały

Termin przydatności Produkt nie ma określonego maksymalnego okresu trwałości. Można prać do 10 cykli.

Warunki przechowywania Suche, czyste miejsce, bez narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Składowe produktu Comprinet Pro TH: 77% poliamid, 19% elastan; 4% Neopren
Comprinet Pro KH: 80% poliamid, 20% elastan



Dostępny asortyment

styl	rozmiar	szerokość	długość	klasa kompresji	BNR	ilość szt/op.
Podkolanówki KH	1	S	n/a	18 mmHg	7702600	10 par
Podkolanówki KH	2	M	n/a	18 mmHg	7702700	10 par
Podkolanówki KH	3	L	n/a	18 mmHg	7702800	10 par
Podkolanówki KH	4	XL	n/a	18 mmHg	7712400	10 par
Podkolanówki KH	5	XXL	n/a	18 mmHg	7713300	10 par
Pończochy TH	1	S	Regular	18 mmHg	4633500	10 par
Pończochy TH	2	S	Long	18 mmHg	4633600	10 par
Pończochy TH	3	M	Regular	18 mmHg	4633700	10 par
Pończochy TH	4	M	Long	18 mmHg	4633800	10 par
Pończochy TH	5	L	Regular	18 mmHg	4638800	10 par
Pończochy TH	6	L	Long	18 mmHg	4638900	10 par
Pończochy TH	7	XL	Regular	18 mmHg	7712500	10 par
Pończochy TH	8	XL	Long	18 mmHg	7712800	10 par
Pończochy TH	9	XXL	Regular	18 mmHg	7713000	10 par
Pończochy TH	10	XXL	Long	18 mmHg	7713100	10 par

Cechy produktu

- Anatomiczny kształt, przyjazne dla skóry, przepuszczają powietrze, trwałe
- Dwukierunkowa rozciągliwość
- Stopniowana kompresja
- Bezlątkowe
- Łatwy dobór rozmiaru, kolorowe okienka kontrolne
- Szeroki zakres rozmiarów. Produkt można dobrać dla większości pacjentów: dla obwodów łydek (punkt pomiaru C) do 66 cm oraz dla obwodów ud (punkt pomiaru G) do 90 cm

Czas trwania aplikacji

Do noszenia na stałe w dzień i w nocy przez okres do kilku tygodni, aby zapewnić ciągły i wydajny efekt i usuwany co najmniej raz dziennie w celu wykonania normalnej higieny i kontroli skóry.

Instrukcja użytkowania

Zawarta w opakowaniu

Sterylizacja

Niesterylne

Informacje o produktach wielokrotnego użytku / zmywalnych

Możliwość prania do 10 cykli zgodnie z zalecaną procedurą przy użyciu detergentów do prania bez środka do zmiękczenia tkanin.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Essity Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa