



NZTechno

 **RESPIRCARE**

NM-1S, NM-1M, NM-1L

Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta.

- rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min)
- rozmiar M (przepływ gazów 10-80 L/min)
- rozmiar L (przepływ gazów 10-80 L/min)

Produkt zalecany do użytku przez 14 dni



NZ Techno Sp. z o. o. - ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa

tel. (48 22) 616-32-45, fax (48 22) 617-07-85

www.nztechno.com email: office.pl@nztechno.com

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000081888 NIP 113 - 02 - 34 - 889 REGON 011862144

kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN