

## **ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY Z ZATYCZKĄ, końcówką zamkniętą lub otwartą, z linią rtg lub bez linii rtg Pakiet 10 poz. 1,2**

### **Opis produktu:**

Wykonany z wysokiej jakości medycznego PCV. Jego zmatowiona (aksamitna) powierzchnia ułatwia proces zakładania zgłębnika bez użycia dodatkowego żelu. Jedwabista powierzchnia zmniejsza tarcie pomiędzy cewnikiem a błoną śluzową, a tym samym zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji i podrażnień. Łącznik z zatyczką umożliwia zachowanie higieny i zapobiega refluksowi.

### **Główne cechy:**

- Wykonany z medycznego PCV, powierzchnia zmrożona (aksamitna). Nie zawiera lateksu.
- Cztery otwory boczne naprzemianległe ograniczają traumatyzację błony śluzowej przewodu pokarmowego
- Otwór na końcu cewnika otwarty (atraumatycznie zakończony) lub zamknięty, zaoblonny do zakładania przez nos
- Kolor konektora jest oznaczeniem średnicy cewnika
- Zgłębnik występuje w rozmiarach:
  - 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36
- Długości zgłębnika: 60cm, 80 cm, 100cm, 125 cm
- Znacznik RTG na całej długości zgłębnika
- Cztery znaczniki głębokości
- Średnio-sztywny przy zakładaniu, mięknie w temperaturze ciała
- Odporny na zagięcia i załamania
- Pakowany pojedynczo (zwiniony w luźną spiralę), opakowanie blister-pack z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu
- Jednorazowego użytku, sterylizowany (sterylizowany tlenkiem etylenu)
- Termin ważności 5 lat od daty produkcji



**Producent: Changzhou Yishou Medical Apparatus Co., Ltd.**