



**CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA  
CEZETEL - POZNAŃ Sp. z o.o.**  
ul. Szczepankowo 189 61-313 Poznań  
NIP 782-23-94-425 REGON 300594800  
KRS 0000283195 Kapitał zakładowy 110000PLN BDO:000085458  
Tel. +48 61 667 51 62 Fax. +48 61 667 51 63  
E-mail: [cezettel@cezettel.poznan.pl](mailto:cezettel@cezettel.poznan.pl)  
**Strona internetowa: [www.cezettel.poznan.pl](http://www.cezettel.poznan.pl)**

## **CEWNIKI DO PODAWANIA TLENU**

### **Pakiet 12 poz. 1,2**

#### **Opis produktu:**

- Wykonany jest z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa PCV
- Pacjent nie odczuwa dyskomfortu podczas terapii ze względu na anatomiczny kształt końcówek donosowych wykonanych z wysoko plastycznego materiału, eliminującego podrażnienia śluzówki
- Dren posiada wtopione podłużne paski wzmacniające powodujące, że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu; „no-crush” (tzw. Przekrój gwiazdkowy)
- Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa)
- Cewnik posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy
- Nie zawiera lateksu
- Występuje w rozmiarach: L, M, S, XS
- Występuje w długościach od 200cm do 550 cm (w zależności od rozmiaru)
- Pakowany pojedynczo, opakowanie foliowe z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu
- Jednorazowego użytku, sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu)
- Termin ważności 5 lat od daty produkcji



**Producent: Hangzhou Rollmed Co., Ltd.**