

Accura™



Właściwości:

- * Wąski i długi kielich ułatwiający wprowadzenie przewodnika
- * Unikalny klips unieruchamiający zapobiega przesunięciu przewodnika podczas transportu
- * igła posiada dwa oznaczenia informujące o:
 - I oznacza przewodnik na dystalnym końcu igły
 - II oznacza rozwinięcie haczyka
- * Konstrukcja igły pozwala na aplikacje kontrastu lub pobrania mandrynu
- * Wzmocnienie na dystalnym odcinku
- * Pakowana pojedynczo
- * Widoczna na monitorze USG
- * Nierepozycyjna igła lokalizacyjna do przedoperacyjnej lokalizacji niewyczuwalnych palpacyjnie zmian w piersi.
- * Ogranicznik głębokości wkłucia, igła znakowana co 1 centymetr
- * Przezroczysty uchwyt luer pozwalający na iniekcję barwnika lub aspirację płynów z mandrynem typu V

Nr Katalogowy	Opis
BLN2103	21G (0.8 mm) x 3cm
BLN2105	21G (0.8 mm) x 5cm
BLN21075	21G (0.8 mm) x 7,5cm
BLN2110	21G (0.8 mm) x 10cm
BLN2003	20G (0.9 mm) x 3cm
BLN2005	20G (0.9 mm) x 5cm
BLN20075	20G (0.9 mm) x 7,5cm
BLN2010	20G (0.9 mm) x 10cm
BLN2015	20G (0.9 mm) x 15cm

