



## LAPAROSKOPISCHE INSTRUMENTE LAPAROSCOPIC INSTRUMENTS

13

[www.ackermanninstrumente.de](http://www.ackermanninstrumente.de)

### PAKIET 62


Wyciąg z katalogu producenta

Pozycje wg formularza cenowego, poz. 11, 14 - 29

### Poz.11

10-1114 Sztyldo laparoskopowe z uchwytem do szwów  
Ø3mm, długość robocza 140mm

## Fascia Closing Suture Passer



Fascia closing suture passer with stop, Ø3 mm

Item no.

10-1114

**Poz. 12**

Elektroda monopolarna, laparoskopowa, w kształcie "L" , średnica 5 mm, długość 330 mm, wielorazowa, autoklawowalna

## L-Hook Electrodes



	Length		Item no.
	330 mm	450 mm	
L-Hook electrode, monopolar, Ø 5 mm	•		11-1175
L-Hook electrode, monopolar, Ø 5 mm		•	11-1175-45

**Narzędzia laparoskopowe SecuLock™: trzy częściowe, obrotowe, wkład bagnetowy, zatraskowy.**

**Poz. 14**

13-1412SQi Preparator Maryland, atraumatyczny, delikatny, bransze rowkowane w romby,

Długość wkładu 360mm lub 450mm,

Płaszcz 5mm, uchwyt bez blokady.

## Maryland Dissecting Forceps

Diamond-serrated, double-action, Ø 5 mm, 21mm jaw length



Line		Length		Item no.
Seculock™	System CS™	360 mm	450 mm	
•		•		13-1412SQI
•			•	13-1412SQI-45
	•	•		13-1412CSI
	•		•	13-1412CSI-45

Recommended use with Ø 5 mm sheath and handle w/o ratchet

**Poz. 15 i 22 (wkład)**


13-1461SQi Nożyczki laparoskopowe Metzenbaum, odgięte.

Długość wkładu 360mm lub 450mm,

Płaszcz 5mm, uchwyt bez blokady.

## Metzenbaum Scissors

Curved, double-action, Ø 5 mm, 17 mm jaw length



Line		Length		Item no.
Seculock™	System CS™	360 mm	450 mm	
•		•		13-1461S0I
•			•	13-1461S0I-45
•		•		13-1461CI-S0I
•			•	13-1461CI-45
	•	•		13-1461CSI
	•		•	13-1461CSI-45

Recommended use with Ø 5 mm sheath and handle w/o ratchet

### Poz. 16

13-1323SQi Grasper laparoskopowy Endoclinch, atraumatyczny, delikatne rowki w kształcie trapezów.  
Długość 360mm lub 450mm,  
Płaszcz 5mm, uchwyt z blokadą.

## Endoscopic Clinch Grasping Forceps

Extremely atraumatic serrated, double-action, Ø 5 mm,



Line		Length		Item no.
Seculock™	System CS™	360 mm	450 mm	
•		•		13-1323SQI
•			•	13-1323SQI-45
	•	•		13-1323CSI
	•		•	13-1323CSI-45

Recommended use with Ø 5 mm sheath and handle with ratchet

### Poz. 17

13-1302SQi Grasper laparoskopowy Maxifundus, dł. branszy 20 mm, rowki w kształcie trapezów.  
Długość 360mm lub 450mm,  
Płaszcz 5mm, uchwyt z blokadą.

## Maxi Fundus Grasping Forceps

Maximized grip, double-action, Ø 5 mm



Line		Length		Item no.
Seculock™	System CS™	360 mm	450 mm	
•		•		13-1302SQI
•			•	13-1302SQI-45
	•	•		13-1302CSI
	•		•	13-1302CSI-45


Recommended use with Ø 5 mm sheath and handle with ratchet

### Poz. 18

13-1605SQi Grasper Laparoskopowe typu Claw, dł. branszy 35mm, ostre rowki w kształcie trapezów, traumatyczne.  
Długość 360mm lub 450mm,  
Płaszcz 10mm, uchwyt z blokadą.

## Claw Forceps

Traumatic jaws, single-action, Ø 10 mm



Line		Length		Item no.
Seculock™	System CS™	360 mm	450 mm	
•		•		13-1605SQI
•			•	13-1605SQI-45
	•	•		13-1605CSI
	•		•	13-1605CSI-45


Recommended use with Ø 10 mm sheath and handle with ratchet

### Poz. 19

13-1343SQi-45 Grasper laparoskopowy Fenestrated clamp, atraumatyczny, długość branszy 40mm, rowki w kształcie trapezów  
Długość 360mm lub 450mm,  
Płaszcz 5mm, uchwyt z blokadą.

## Fenestrated Clamp

Double-action, Ø 5 mm



Line		Length		Item no.
Seculock™	System CS™	360 mm	450 mm	
•		•		13-1343SQI
•			•	13-1343SQI-45
	•	•		13-1343CSI
	•		•	13-1343CSI-45


Recommended use with Ø 5 mm sheath and handle with ratchet

### Poz. 20

13-1541SQi-45 Grasper Laparoskopowe typu grasper Babcock, dł. branszy 32mm  
Długość 360mm lub 450mm,  
Płaszcz 10mm, uchwyt z blokadą.

## Babcock Grasping Forceps

Double-action, Ø 5 mm



Line		Length		Item no.
Seculock™	System CS™	360 mm	450 mm	
•		•		13-1541SQI
•			•	13-1541SQI-45
	•	•		13-1541CSI
	•		•	13-1541CSI-45

Recommended use with Ø 5 mm sheath and handle with ratchet

### Poz. 21

13-1542SQI-45 Grasper Laparoskopowe Babcock- De Bakey, dł. branszy 32mm, delikatnie rowkowany w części dystalnej. Długość 360mm lub 450mm, Płaszcz 10mm, uchwyt z blokadą.

## Babcock - De Bakey Grasping Forceps

Atraumatic inner teeth, single-action, Ø 5 mm



Line		Length		Item no.
Seculock™	System CS™	360 mm	450 mm	
•		•		13-1542SQI
•			•	13-1542SQI-45
	•	•		13-1542CSI
	•		•	13-1542CSI-45

Recommended use with Ø 5 mm sheath and handle with ratchet

Poz. 23-24 Wkłady do narzędzi SecuLock – do wyboru z katalogu

## Poz. 14 - 24

Płaszcz do narzędzi laparoskopowych Seculock, średnica 5mm lub 10mm, długość 360 mm lub 450mm, z portem do mycia w myjni mechanicznej, wielorazowy, autoklawowalny.

## Seculock™ Sheaths



	Diameter		Length		Item no.
	Ø 5 mm	Ø 10 mm	360 mm	450 mm	
Sheath for Seculock™ and Ceramix Cut™ inserts	•		•		13-1356SQ
Sheath for Seculock™ and Ceramix Cut™ inserts	•			•	13-1356SQ-45
Sheath for Seculock™ and Ceramix Cut™ inserts		•	•		13-1357SQ
Sheath for Seculock™ and Ceramix Cut™ inserts		•		•	13-1357SQ-45

## Poz. 14-15, 28

Uchwyt bez blokady do narzędzi laparoskopowych Seculock, wykonana z włókna węglowego, bolec HF 45stopni, autoklawowalna.

**13-1383SQ**

Festigkeitsverstärkter Kohlefasersicherheitshandgriff, nicht leitend  
Carbon fibre handle, non conductive



## Poz. 16-24, 29

Uchwyt z blokadą On/Off do narzędzi laparoskopowych Seculock, wykonana z włókna węglowego, bolec HF 45stopni, autoklawowalna.

**13-1384SQ**

Festigkeitsverstärkter Kohlefasersicherheitshandgriff, nicht leitend, mit Sperre  
Carbon fibre handle, non conductive, with ratchet



[www.ackermannsurgical.com](http://www.ackermannsurgical.com)



Ackermann Instrumente GmbH  
Eisenbahnstrasse 65-67  
78604 Rietheim-Weilheim, Germany

**YOMED**

YOMED Joanna Wawrzyniak  
Poleska 18/2, 40-733 Katowice  
Tel.: +48 883 013 093  
e-mail: [biuro@yomed.pl](mailto:biuro@yomed.pl)  
[www.yomed.pl](http://www.yomed.pl)

