


INTRODUKTORY

Szeroki zakres produktów



BALTON
na rynku od
1980

- Łatwe przejście przez tkanki
- Zastawka hemostatyczna
- Rozmiary kodowane kolorami nasadek
- Duży zakres oferowanych rozmiarów

BALTON®

CE 0197

INTRODUKTORY

INTRODUKTOR ZBROJONY (COIL)

z powłoką hydrofilną

- Wysoka elastyczność i możliwość manewrowania
- Odporny na załamania
- Platynowy marker dla dobrej widoczności we fluoroskopii
- Specjalnie zaprojektowana atraumatyczna końcówka

Elementy zestawu:

- koszulka z zastawką
- igła angiograficzna
- dilatator

Numer katalogowy	Rozmiar / długość koszulki	Rozmiar dilatatora	Rozmiar igły angiograficznej	Używać z przewodnikiem
INT4F45T	4F / 450 mm	4F	19G	.022"
INT4F60T	4F / 600 mm	4F	19G	.022"
INT4F90T	4F / 900 mm	4F	19G	.022"
INT4F100T	4F / 1000 mm	4F	19G	.022"
INT5F45T	5F / 450 mm	5F	18G	.035"
INT5F60T	5F / 600 mm	5F	18G	.035"
INT5F90T	5F / 900 mm	5F	18G	.035"
INT5F100T	5F / 1000 mm	5F	18G	.035"
INT6F45T	6F / 450 mm	6F	18G	.035"
INT6F60T	6F / 600 mm	6F	18G	.035"
INT6F90T	6F / 900 mm	6F	18G	.035"
INT6F100T	6F / 1000 mm	6F	18G	.035"
INT7F45T	7F / 450 mm	7F	18G	.035"
INT7F60T	7F / 600 mm	7F	18G	.035"
INT7F90T	7F / 900 mm	7F	18G	.035"
INT7F100T	7F / 1000 mm	7F	18G	.035"
INT8F45T	8F / 450 mm	8F	18G	.035"
INT8F60T	8F / 600 mm	8F	18G	.035"
INT8F90T	8F / 900 mm	8F	18G	.035"
INT8F100T	8F / 1000 mm	8F	18G	.035"
INT9F45T	9F / 450 mm	9F	18G	.035"
INT9F60T	9F / 600 mm	9F	18G	.035"
INT9F90T	9F / 900 mm	9F	18G	.035"
INT9F100T	9F / 1000 mm	9F	18G	.035"

Przykład oznaczenia: INT6F90T.

Pozostałe średnice oraz długości (od 23 cm do 100 cm) dostępne są na specjalne zamówienie.

INTRODUKTOR ANESTEZJOLOGICZNY

Elementy zestawu:

- koszulka z zastawką 8.5F x 11 cm
- osłona koszulki
- igła angiograficzna 18G x 7 cm
- przewodnik .035" / 60 cm / "J"
- dilatator 8.5 x 18 cm
- strzykawka 5 ml

Numer katalogowy	Rozmiar / długość koszulki
INT8.5FA	8.5F/110 mm

Przykład oznaczenia: INT8.5FA.

DŁUGI INTRODUKTOR

Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych

Elementy zestawu:

- koszulka z zastawką
- igła angiograficzna
- dilatator

Numer katalogowy	Rozmiar / długość koszulki	Kolor nasadki	Rozmiar dilatatora	Rozmiar igły angiograficznej
INT5F50	5F / 500 mm	szary	5F	18G
INT5F55	5F / 550 mm	szary	5F	18G
INT5F60	5F / 600 mm	szary	5F	18G
INT5F65	5F / 650 mm	szary	5F	18G
INT5F70	5F / 700 mm	szary	5F	18G
INT5F80	5F / 800 mm	szary	5F	18G
INT5F90	5F / 900 mm	szary	5F	18G
INT6F50	6F / 500 mm	zielony	6F	18G
INT6F55	6F / 550 mm	zielony	6F	18G
INT6F60	6F / 600 mm	zielony	6F	18G
INT6F65	6F / 650 mm	zielony	6F	18G
INT6F70	6F / 700 mm	zielony	6F	18G
INT6F80	6F / 800 mm	zielony	6F	18G
INT6F90	6F / 900 mm	zielony	6F	18G
INT7F50	7F / 500 mm	pomarańczowy	7F	18G
INT7F55	7F / 550 mm	pomarańczowy	7F	18G
INT7F60	7F / 600 mm	pomarańczowy	7F	18G
INT7F65	7F / 650 mm	pomarańczowy	7F	18G
INT7F70	7F / 700 mm	pomarańczowy	7F	18G
INT7F80	7F / 800 mm	pomarańczowy	7F	18G
INT7F90	7F / 900 mm	pomarańczowy	7F	18G
INT8F50	8F / 500 mm	niebieski	8F	18G
INT8F55	8F / 550 mm	niebieski	8F	18G
INT8F60	8F / 600 mm	niebieski	8F	18G
INT8F65	8F / 650 mm	niebieski	8F	18G
INT8F70	8F / 700 mm	niebieski	8F	18G
INT8F80	8F / 800 mm	niebieski	8F	18G
INT8F90	8F / 900 mm	niebieski	8F	18G

Przykład oznaczenia: INT5F55.

Istnieje możliwość zamówienia introduktora z markerem RTG.

Przykład oznaczenia: INT8F90M – introduktor z markerem.

ZESTAW DO WPROWADZANIA ELEKTROD

z rozrywalną koszulką

Elementy zestawu:

- koszulka rozrywalna
- igła angiograficzna
- przewodnik
- dilatator

Reference:	Koszulka rozrywalna rozmiar	Koszulka rozrywalna długość [mm]	Rozmiar dilatatora	Jednoczęściowa igła angiograficzna rozmiar	Jednoczęściowa igła angiograficzna długość [mm]	Przewodnik rozmiar [inch]	Przewodnik długość [cm]	Przewodnik typ
ZWERK6F	6F	130	6F	18G	7	.035	48	"J"
ZWERK6F30	6F	300	6F	18G	7	.035	60	"J"
ZWERK7F	7F	130	7F	18G	7	.035	48	"J"
ZWERK7F30	7F	300	7F	18G	7	.035	60	"J"
ZWERK9F	9F	130	9F	18G	7	.035	48	"J"
ZWERK9F30	9F	300	9F	18G	7	.035	60	"J"
ZWERK10F	10F	130	10F	18G	7	.035	48	"J"
ZWERK10F30	10F	300	10F	18G	7	.035	60	"J"

Przykład oznaczenia: ZWERK10F.



www.balton.pl

INTRODUKTOR KARDIOLOGICZNY DO TETNICY PROMIENIOWEJ

Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych

Elementy zestawu:

- koszulka z zastawką
- igła angiograficzna
- przewodnik
- dilatator

Numer katalogowy	Rozmiar / długość koszulki	Kolor nasadki	Rozmiar dilatatora	Rozmiar igły angiograficznej	Rozmiar / długość / typ przewodnika
INT4FKR	4F / 70 mm	czerwony	4F	21G	.018" / 45 cm / "J"
INT4FKRP	4F / 70 mm	czerwony	4F	21G	.018" / 45 cm / PROSTY
INT5FKR	5F / 110 mm	szary	5F	21G	.018" / 45 cm / "J"
INT5FKRP	5F / 110 mm	szary	5F	21G	.018" / 45 cm / PROSTY
INT5F21KRP	5F / 110 mm	szary	5F	21G	.021" / 45 cm / PROSTY
INT5FKR23	5F / 230 mm	szary	5F	21G	.018" / 60 cm / "J"
INT5FKR23P	5F / 230 mm	szary	5F	21G	.018" / 60 cm / PROSTY
INT5F21KR23P	5F / 230 mm	szary	5F	21G	.021" / 60 cm / PROSTY
INT6FKR	6F / 110 mm	zielony	6F	21G	.018" / 45 cm / "J"
INT6FKRP	6F / 110 mm	zielony	6F	21G	.018" / 45 cm / PROSTY
INT6F21KRP	6F / 110 mm	zielony	6F	21G	.021" / 45 cm / PROSTY
INT6FKR23	6F / 230 mm	zielony	6F	21G	.018" / 60 cm / "J"
INT6FKR23P	6F / 230 mm	zielony	6F	21G	.018" / 60 cm / PROSTY
INT6F21KR23P	6F / 230 mm	zielony	6F	21G	.021" / 60 cm / PROSTY
INT7FKR	7F / 110 mm	pomarańczowy	7F	21G	.018" / 45 cm / "J"
INT7FKRP	7F / 110 mm	pomarańczowy	7F	21G	.018" / 45 cm / PROSTY
INT7F21KRP	7F / 110 mm	pomarańczowy	7F	21G	.021" / 45 cm / PROSTY
INT7FKR23	7F / 230 mm	pomarańczowy	7F	21G	.018" / 60 cm / "J"
INT7FKR23P	7F / 230 mm	pomarańczowy	7F	21G	.018" / 60 cm / PROSTY
INT7F21KR23P	7F / 230 mm	pomarańczowy	7F	21G	.021" / 60 cm / PROSTY

Przykład oznaczenia: INT5FKR.

Istnieje możliwość zamówienia introduktora z markerem RTG.

Przykład oznaczenia: INT7FKRM – introduktor z markerem

Zestaw zawiera przewodnik o specjalnej konstrukcji. Miękka część dystalna przewodnika umożliwia wprowadzenie go do naczynia, natomiast sztywna część proksymalna zapewnia doskonałe podparcie dla dilatatora, a także zapobiega perforacji naczynia. Dystalna część koszulki i rozszerzaczka jest zakończona w sposób umożliwiający łatwe i atraumatyczne wprowadzenie katetera do naczynia.

INTRODUKTOR(DUŻE ROMIARY)

Platynowy marker dla dobrej widoczności we fluoroskopii

Elementy zestawu:

- koszulka z zastawką
- dilatator

Numer katalogowy	Rozmiar koszulki	Długość koszulki [mm]	Rozmiar dilatatora
INT12F	12F	120	12F
INT12F23	12F	230	12F
INT12F35	12F	350	12F
INT14F	14F	120	14F
INT14F23	14F	230	14F
INT14F35	14F	350	14F
INT16F	16F	120	16F
INT16F23	16F	230	16F
INT16F35	16F	350	16F
INT18F	18F	120	18F
INT18F23	18F	230	18F
INT18F35	18F	350	18F

Przykład oznaczenia: INT18F23.

UWAGA: Stosować z przewodnikiem .035" i igłą angiograficzną 18G.



www.balton.pl

INTRODUKTORY

INTRODUKTOR

Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych

Elementy zestawu:

- koszulka z zastawką
- igła angiograficzna
- przewodnik
- dilatator

Numer katalogowy	Rozmiar / długość koszulki	Kolor nasadki	Rozmiar dilatatora	Rozmiar igły angiograficznej	Rozmiar / długość / typ przewodnika
INT3F	3F / 60 mm	biały	3F	21G	.018" / 35 cm / PROSTY
INT4F	4F / 70 mm	czerwony	4F	19G	.022" / 40 cm / "J"
INT5F	5F / 110 mm	szary	5F	18G	.035" / 40 cm / "J"
INT5F23	5F / 230 mm	szary	5F	18G	.035" / 60 cm / "J"
INT6F	6F / 110 mm	zielony	6F	18G	.035" / 40 cm / "J"
INT6F23	6F / 230 mm	zielony	6F	18G	.035" / 60 cm / "J"
INT7F	7F / 110 mm	pomarańczowy	7F	18G	.035" / 40 cm / "J"
INT7F23	7F / 230 mm	pomarańczowy	7F	18G	.035" / 60 cm / "J"
INT8F	8F / 110 mm	niebieski	8F	18G	.035" / 40 cm / "J"
INT8F23	8F / 230 mm	niebieski	8F	18G	.035" / 60 cm / "J"
INT9F	9F / 110 mm	czarny	9F	18G	.035" / 40 cm / "J"
INT9F23	9F / 230 mm	czarny	9F	18G	.035" / 60 cm / "J"
INT10F	10F / 110 mm	biały	10F	18G	.035" / 40 cm / "J"
INT10F23	10F / 230 mm	biały	10F	18G	.035" / 60 cm / "J"
INT11F	11F / 110 mm	niebieski	11F	18G	.035" / 40 cm / "J"
INT11F23	11F / 230 mm	niebieski	11F	18G	.035" / 60 cm / "J"

Przykład oznaczenia: INT6F.

Istnieje możliwość zamówienia introduktora z markerem RTG (dla rozmiarów powyżej 4F)

Przykład oznaczenia: NT8FM – introduktor z markerem

Introduktory przeznaczone są do wprowadzania kateterów i elektrod endokawitarnych.

Koszulka Introduktora zaopatrzona jest w zastawkę hemostatyczną, zapobiegającą utracie krwi w czasie zabiegu oraz zmniejszającą możliwość wystąpienia zatoru powietrznego.

Połączenie drenu z nasadką koszulki umożliwia podawanie płynów podczas wprowadzania elektrody.

Uwaga:

Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości techniczne lub inne błędy typograficzne. Okresowo wprowadza się zmiany w informacjach zawartych w niniejszym dokumencie; zmiany te zostaną uwzględnione w nowych wydaniach niniejszej publikacji. BALTON Sp. z o.o. może w dowolnym momencie udoskonalać i/lub wprowadzać zmiany w produkcie (produktach) opisanych w niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja stanowi wyłącznie informację handlową i nie należy jej traktować jako ofertę handlową w rozumieniu Art. 66 § Polskiego Kodeksu Cywilnego.



ul. Modlińska 294, 03-152 Warszawa
tel.: (+48) 22 597 44 00, fax: (+48) 22 597 44 44
e-mail: balton@balton.pl, www.balton.pl