


## MASKA DO PODAWANIA TLENU Z REZERWUAREM TLENU ( WORKIEM ) O WYSOKIEJ KON- CENTRACJI

### Zadanie 51 poz. 7

#### Opis produktu:

- Wykonana jest z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego PCV (polichlorek winylu), nie zawiera lateksu.
- Pacjent nie odczuwa dyskomfortu podczas terapii ze względu na anatomiczny kształt maski, wysoką plastyczność materiału maski i metalowego klipsa nosowego
- Dren posiada wtopione podłużne paski wzmacniające powodujące, że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu; „no-crush”. ( tzw. Przekrój gwiazdkowy)
- Dren o długości między 200 a 220 cm
- Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie z źródłem tlenu na wcisk ( butla tlenowa)
- Maska posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy
- Występuje w rozmiarach:



Rozmiar:	REF:
XL – dla dorosłych	1003XLS11
L - młodzieżowa	1003LS11
M - pediatryczna	1003MS11
S - niemowlęca	1003SS11

- Rezerwuar tlenu ( worek) z zastawką zapobiega dostawaniu się do worka powietrza wydechowego, natomiast zapewnia wdychanie tylko czystego tlenu z worka
- Zastawki jednokierunkowe w portach wydechowych zapobiegają dostawaniu się powietrza do wnętrza maski w trakcie wdechu tlenu z worka
- Stężenie tlenu od 80% do 100 %
- Pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu
- Jednorazowego użytku, sterylne ( sterylizowane tlenkiem etylenu). Termin ważności 5 lat

**Producent: Hangzhou Rollmed Co., Ltd.**