

**POL-MED** Paweł Jabłonka

## **OPIS WYROBU**

**Zadanie nr 36**

Elektrody do resektoskopu typ NWU łącznie z diatermią chirurgiczną (generatorem wysokiej częstotliwości), poprzez endoskop urologiczny - resekcyjny służą do przezcewkowej resekcji łagodnego rozrostu gruczołu krokowego oraz do cięcia i koagulacji w obrębie przewodu moczowego.

Elektroda resekcyjna doprowadzana jest do ogniska patologicznego, w celu elektroresekcji lub koagulacji przez kanał resektoskopu.

Elektrody różnią się pomiędzy sobą liczbą torów i kształtem końcówki aplikacyjnej.

Elektrody do resektoskopu podobnie jak stosowane wyposażenie endoskopowe wprowadzane przez kanały endoskopu urologicznego do wnętrza dróg moczowych są biokompatybilne i odporne na działanie substancji chemicznych zawartych w wydzielinach fizjologicznych, odznaczają się wytrzymałością mechaniczną, bezpieczeństwem elektrycznym i funkcjonalnością, ponadto są łatwe w czyszczeniu oraz odporne na sterylizację parową, plazmową i gazową.

Elektrody do resektoskopu są produkowane w wykonaniu:

Symbole	Oznaczenie i objaśnienie
<b>Typ</b>	
<b>NWU</b>	<i>Wyrób urologiczny niesterylny wielokrotnego użycia</i>
<b>Model</b>	
<b>20</b>	Elektroda do resektoskopu podwójna ST
<b>30</b>	Elektroda do resektoskopu ST
<b>40</b>	Elektroda do resektoskopu OL
<b>50</b>	Elektroda do resektoskopu WO
<b>Wersja wykonania</b>	
Wielkość	19CH,22CH,24CH,26CH,27CH,28CH
Zastosowany element roboczy	Tnący, Tnący 12°, Tnący 30° Wstążka, Nożowy, Tnący 0°, Kulka 3mm, Kulka 5mm, Walek 3mm, Walek 5mm, Rolka 3mm, Rolka 5mm, Vapor, Stożkowy, Igłowy,


Gdzie:

20,30 ST oznacza kompatybilność ze sprzętem Storz

40 OL oznacza kompatybilność ze sprzętem Olympus

50 WO oznacza kompatybilność ze sprzętem Wolf

**Pozycja 1 – Elektroda do elektroresekcji typu pętla 5 mm, monopolarna do zastosowania z płaszczem 24/26Fr. kompatybilna z rektoskopem firmy Polmed. Autoklawowalna – Elektroda do resektoskopu NWU30 24/26CH tnąca, wielorazowa, monopolarna. Kompatybilna z resektoskopem firmy Polmed. Autoklawowalna.**



**Pozycja 2 – Elektroda do elektroresekcji typu kulka 5 mm, monopolarna do zastosowania z płaszczem 24/26Fr. kompatybilna z rektoskopem firmy Polmed. Autoklawowalna – Elektroda do resektoskopu NWU30 24/26CH kulka 5 mm, wielorazowa, monopolarna. Kompatybilna z resektoskopem firmy Polmed. Autoklawowalna.**

