

## MATERIAŁY ZUŻYWALNE – wielogodzinne

Gwarancja sterylności do 8 godzin.

Dwugłowicowe pompy wstrzykujące do tomografii komputerowej Accutron CT-D  
MEDTRON AG.

### Zestaw wielogodzinny z gwarancją sterylności do 8 godzin.



ELS 200 ml Syringe MU

NR. 314626-100



ELS 200 ml Syringe MU

NR. 314626-100



MRS 222 MR-tube system with  
inline drip chamber

NR. 314099-100

## OPIS TECHNICZNY

Zestaw wielogodzinny z gwarancją sterylności do 8 godzin o wytrzymałości do 21 barów/305 psi składający się z:

**1) Wkładów (2 szt.):**

Pojemność: 200 ml

Objętość resztkowa: 1,5 ml

**2) Systemu rurki:**

Strona ciśnieniowa:

Średnica wewnętrzna: 2,0mm/1,5mm

Strona CM (długość 260 mm, objętość napełnienia 0,6 ml)

Strona NaCl (długość 460 mm, objętość napełnienia 1,3 ml)

Strona ssąca:

Średnica wewnętrzna: 2,7 mm

Strona CM zielona (długość 1000 mm, objętość napełnienia 5,8 ml)

Komora kroplowa z wężykiem

Strona NaCl biała (długość 1000 mm, objętość napełnienia 6,2 ml)

Komora kroplowa z ostrzem (objętość napełnienia – 10 ml)

## Wężyk pacjenta z zaworem do zestawów wielogodzinnych (tylko na 1 pacjenta)

Przy używaniu zestawów wielogodzinnych należy używać do każdego badania należy dołożyć rurkę pacjenta z zaworem, która służy tylko do jednorazowego użytku.



Patient line 150cm with check valve

NR. 318152-100

## OPIS TECHNICZNY

Wężyk pacjenta z zaworem o wytrzymałości do 21 bar/305 psi:

Średnica wewnętrzna: 1,5 mm

Długość: 1500 mm

Objętość napełnienia: 2,7 ml

## Ostrze do butelek z kontrastem

Ostrze służy do napełniania wkładów kontrastem. W przypadku wymiany butelki z kontrastem na nową należy zastosować nowe ostrze.



Vented Spike MU

NR. 314095-100

### OPIS TECHNICZNY

Wentylowane ostrze o objętości napełnienia 0,4 ml

## MATERIAŁY ZUŻYWALNE – jednorazowego użytku

1 zestaw = 1 pacjent

Dwugłowicowe pompy wstrzykujące do tomografii komputerowej Accutron CT-D  
MEDTRON AG.

### Zestaw jednorazowy (tylko na 1 pacjenta)



CT2 / MRT Set ELS (S)

NR. 317627-000

21 barów/305 psi

### OPIS TECHNICZNY

Zestaw jednorazowy o wytrzymałości 21barów/305 psi składający się z:

**1) dwóch strzykawek o pojemności 200 ml**

**2) wężyka pompy:**

**Strona ciśnieniowa:**

Średnica wewnętrzna 2 mm

Strona CM (długość 120 mm, objętość napełnienia 0,6 ml)

Strona NaCl (długość 360 mm, objętość napełnienia 1,3 ml)

**Strona ssąca:**

Średnica wewnętrzna 2,7 mm

Strona CM (długość 1000 mm, objętość napełnienia 5,8 ml)

Strona NaCl (długość 1000 mm, objętość napełnienia 5,8 ml)

2 x komora kropłowa z ostrzem (objętość napełnienia - każda po 10 ml)

**3) wężyka pacjenta:**

długość 1500 mm,

objętość napełnienia 2,7 ml

średnica wewnętrzna 1,5 mm