



Pułapka na polipy

- Zakładana na przewód ssaka

Pułapka na polipy zawiera:

- cztery komory filtrujące umożliwiające zbieranie polipów z różnych miejsc
- cztery otwarte przestrzenie do zasysania zawartości bezpośrednio do pojemnika ssaka z pominięciem siatek.

Obrotowe wieczko z dwiema rurkami:

- jedna rurka połączona z przewodem ssaka
- druga rurka połączona z zaworem ssącym endoskopu.

Pułapka na polipy może być użyta jako pojemnik transportowy dla próbek do laboratorium.

opakowanie	nr katalogowy
6 szt.	900 334H



jednorazowe

Pułapka na polipy